

F - Materiali Ceramici

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su www.primardent.it)

Ceramica su Metallo

2	Noritake EX3
4	Match Maker MC
6	Initial MC
11	Initial One Body
11	Initial IQ POM GC
12	IPS Style Ceram AD
15	IPS d.SIGN
17	IPS InLine
19	Heraceram MC
20	IPS InLine PoM
20	IPS InLine ONE
22	Ivocolor
23	Vita VMK Master
25	Vita VM 13

Ceramica su Zirconio

28	Noritake CZR
31	Match Maker ZR
32	Heraceram Zirkonia 750
34	Heraceram Zirkonia
36	VM 11
37	Initial ZR
39	Initial One Body ZR Concept
39	Initial IQ per ZR
40	Initial LiSi

Ceramica Integrale e Press

41	Initial LiSi Press
43	IPS e.max Ceram
45	IPS e.max Ceram ZirLiner
48	IPS e.max Press
51	IPS e.max ZirPress
51	PressVEST / PressVEST Speed
52	Accessori Ceramica Integrale
53	Plastificanti, Supporti Cottura e Carboni
55	Bonding





Noritake EX3

Azienda leader nella sviluppo della ceramica negli isolanti termici. Negli ultimi decenni ha focalizzato la sua attenzione anche al settore dentale, realizzando la "EX-3" mediante l'utilizzo di porcellana completamente sintetica. Noritake "EX-3" è utilizzabile su leghe nobili con CET (25-500°) compreso tra 13.4 e 14.5 (x10-6 K-1) e per leghe non nobili tra 13.9 - 14.1 (x10-6 K-1).

NORITAKE EX3 OPACO PASTA

					euro	codice
Vasetto da 6 gr					28,62	TABELLA
	POnA1	POnA2	POnA3	POnA3,5	POnA4	POnB1
	POnB2	POnB3	POnB4	POnC1	POnC2	POnC3
	POnC4	POnD2	POnD3	POnD4	Orange	

NORITAKE EX3 OPACO POLVERE

					euro	codice
confezione da 50gr					45,36	TABELLA
confezione da 10gr					11,34	TABELLA
	nA1O	nA2O	nA3O	nA3,5O	nA4O	nB1O
50 gr.						
10 gr.						
	nB2O	nB3O	nB4O	nC1O	nC2O	nC3O
50 gr.						
10 gr.						
	nC4O	nD2O	nD3O	nD4O		
50 gr.						
10 gr.						

NORITAKE EX3 DENTINA

					euro	codice
confezione da 50gr					45,36	TABELLA
confezione da 10gr					11,34	TABELLA
	nA1B	nA2B	nA3B	nA3,5B	nA4B	nB1B
50 gr.						
10 gr.						
	nB2B	nB3B	nB4B	nC1B	nC2B	nC3B
50 gr.						
10 gr.						
	nC4B	nD2B	nD3B	nD4B		
50 gr.						
10 gr.						

NORITAKE EX3 DENTINA OPACA

					euro	codice
confezione da 50gr					45,36	TABELLA
confezione da 10gr					11,34	TABELLA
	nA1B	nA2B	nA3B	nA3,5B	nA4B	nB1B
50 gr.						
10 gr.						
	nB2B	nB3B	nB4B	nC1B	nC2B	nC3B
50 gr.						
10 gr.						
	nC4B	nD2B	nD3B	nD4B		
50 gr.						
10 gr.						

NORITAKE EX3 LUSTER

LT Luster	LT0	LT1	Sun Bright	euro
50 gr.				69,12
10 gr.				17,28

Sintesi Luster	Bright Incisal	OB Creamy	Banana	Maron	T-Gray	euro
50 gr.						69,12
10 gr.						17,28



EX3 SMALTI	E1	E2	E3	S3	euro
confezione da 50gr					45,36
confezione da 10gr					11,34

EX3 TRASLUCENTI	T0	T1	T2	TX	euro
confezione da 50 gr.					45,36
confezione da 10 gr.					11,34

EX3 NORITAKE	euro	codice
MODIFIER confezione da 50 gr.	45,36	
MODIFIER LT Orange confezione da 10 gr.	11,34	
TISSUE confezione da 50 gr.	45,36	
TISSUE confezione da 10 gr.	11,34	
ES EXTERNAL STAIN confezione da 3gr.	19,44	
IS INTERNAL STAIN confezione da 3gr.	19,44	
ES GLAZE confezione da 10 gr.	48,60	

Liquidi per ceramica Noritake	euro	codice
FORMING LIQUID	4,32	
FORMING LIQUID		flacone da 10 ml
FORMING MEISTER LIQUID		flacone da 100 ml
LIQUIDO PER OPACHI IN PASTA	8,64	
LIQUIDO PER OPACHI IN POLVERE	4,32	
LIQUIDO PER OPACHI IN POLVERE	8,64	
ILS LIQUID IS	4,32	
ILS LIQUID ES	4,32	

Match Maker Schottlander



Matchmaker MC è un sistema di ceramica completo che offre livelli eccellenti di qualità e compattezza.

Matchmaker MC consente di creare corone eccezionalmente estetiche, estremamente personalizzate, brillanti, vitali e con una fluorescenza naturale.

I componenti del sistema garantiscono sempre una perfetta combinazione.

MATCH MAKER MC		euro	codice
Propaque Opachi in pasta Siringa	3,2 gr	28,00	0972
Opachi in polvere	15 gr.	23,00	0734
Enhancer Dentina satura	15 gr.	23,00	0045
Dentine	15 gr.	23,00	0735
Fluorescente Neutral	15 gr.	24,50	0732
Smalti	15 gr.	23,00	0736
Smalto Opalescente	15 gr.	23,00	0280
Shoulder Massa spalla	15 gr.	24,50	0886
Dentine opache	15 gr.	23,00	0741
Traslucenti colorati	15 gr.	23,00	0025
Master Modifier intensivi per dentine	15 gr.	23,00	0735
Master Gingival Masse gengivali	15 gr.	23,00	0735
Glaze Powder Glasura	10 gr.	19,50	0641
Liquido Glaze and Stain	15 ml.	11,00	0645
Liquido Glaze and Stain	60 ml.	20,50	0649
Opaque Liquid	60 ml.	19,00	0028
Enhancer Liquid	60 ml.	19,00	0047
Dentine Liquid	60 ml.	19,00	0031
Modelling Liquid	60 ml.	19,00	0017
Modelling Liquid	200 ml.	43,50	0019

Matchmaker MC Bonding Ceramic System

Colori perfetti direttamente dalla confezione

Tabella delle combinazioni dei prodotti relativi alla tecnica semplificata T-Dentine Matchmaker MC (riduzione minima)

Colore	HA0	A1	A2	A3	A3.5	A4	HB0	HB00	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4				
Propaque Paste Opaques		A1	A2	A3	A3.5	A4			B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Blossom	Lilac	Camel	Coffee
Matchmaker MC Enhancers		A1	A2	A3	A3.5	A4			B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4				
Matchmaker MC T-Dentines		TA1	TA2	TA3	TA3.5	TA4			TB1	TB2	TB3	TB4	TC1	TC2	TC3	TC4	TD2	TD3	TD4				
Matchmaker MC T-Enamels		TE8	TE8	TE9	TE9	TE10			TE7	TE9	TE9	TE9	TE10	TE9	TE9	TE10	TE10	TE9	TE10	Neutral	Clear	Ultra Clear	

Tabella delle combinazioni dei prodotti relativi alla tecnica di stratificazione multipla Matchmaker MC

Colore	HA0	A1	A2	A3	A3.5	A4	HB0	HB00	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4						
Propaque Paste Opaques	HAO HBO	A1	A2	A3	A3.5	A4	HAO HBO	HAO HBO	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Blossom	Lilac	Camel	Coffee		
Matchmaker MC Powder Opaques		A1	A2	A3	A3.5	A4			B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	OB20 Grey	OB21 Pink	OB22 Yellow	OB23 Brown	OB24 Violet	
Matchmaker MC Shoulders		A1	A2	A3	A3.5	A4			B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	S0 Translucent	S1 Ivory	S2 Yellow	S3 Orange	S4 Brown	S5 Opaque
Matchmaker MC Enhancers	HAO	A1	A2	A3	A3.5	A4	HBO	HBO	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4						
Matchmaker MC Standard Dentines	HAO	A1	A2	A3	A3.5	A4	HBO	HBO	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4						
Matchmaker MC Opaque Dentines		OD34	OD34	OD31	OD37	OD36			OD34	OD34	OD32	OD33	OD34	OD37	OD36	OD36	OD35	OD31	OD37						
Matchmaker MC Enamels	TE7	E8	E8	E9	E9	E10	TE7	TE7	E7	E9	E9	E9	E10	E9	E9	E10	E10	E9	E10	Neutral	Clear	Ultra Clear			
Matchmaker MC Opal Enamels		OL8	OL8	OL9	OL9	OL10			OL7	OL9	OL9	OL9	OL10	OL9	OL9	OL10	OL10	OL9	OL10	Blue	Orange	White	Neutral		

Matchmaker MC Colour Transluents	CT1 Blue	CT2 White	CT3 Red	CT4 Yellow	CT5 Orange	CT6 Green	CT7 Grey										
Matchmaker MC Fluorescent	FN Fluorescent Neutral (da mescolare con dentine e smalti per aumentare la fluorescenza)																
Matchmaker MC Mamecium	M1 Barley	M2 Oat	M3 Corn	M4 Rye	M5 Maize												
Matchmaker MC Occlusals	OC1 Ice Cap	OC2 Snow Cap	OC3 Honey	OC4 Amber	OC5 Caramel												
Matchmaker MC Opacing Dentines	OD31 Light Brown	OD32 Yellow Brown	OD33 Red Brown	OD34 Ivory	OD35 Red Yellow	OD36 Brown Grey	OD37 Yellow Grey										
Matchmaker MC Master Modifiers	MM0 Neutral	MM1 White	MM2 Yellow	MM3 Intense Yellow	MM4 Light Brown	MM5 Dark Brown	MM6 Pink	MM7 Blue	MM8 Green	MM9 Grey	MM11 Violet						
Matchmaker MC Master Gingivals	MG1	MG2	MG3														
Matchmaker Glaze Powder																	
Matchmaker Pontic Fill																	
Matchmaker Liquids	Opaque Liquid	Shoulder Liquid	Dentine Liquid	Dentine Plus Liquid	Modelling Liquid	Enhancer Liquid	Glaze Liquid										
Matchmaker Living Stains	1 White	2 Yellow	3 Peach	4 Orange Brown	5 Dark Brown	6 Pink	7 Blue	8 Grey	9 Red Brown	10 Black	A	B	C	D			

Initial MC GC



GC Initial MC

La porzione feldspatica e le eccellenti proprietà ottiche di questa ceramica offrono un'enorme potenzialità estetica indipendentemente dal fatto che si lavori con una tecnica di stratificazione standard per procedere in modo più semplice e rapido o con le tecniche di stratificazione dal risultato vitale e naturale per le esigenze estetiche più complesse. Il CET è stato adattato a tutti i tipi di leghe convenzionali (contenenti argento, con contenuto ridotto di oro o palladiate). Si possono perfino usare corone in metallo vile o galvaniche da ricoprire in ceramica. Con Initial MC non è necessario preoccuparsi della contrazione durante il processo di cottura, neppure quando si cuociono leghe ad elevato tenore aureo.

Caratteristiche e vantaggi

- Proprietà di contrazione ottimizzate e buona lucidabilità
- Perfettamente adattato a tutte le leghe convenzionali
- Initial MC cuoce al di sotto dei 930°C
- Effetti disponibili per tutte le diverse tecniche di colorazione e stratificazione
- Gli opachi sono disponibili sia in polvere che in pasta
- Tutti i componenti sono perfettamente coordinati tra loro inclusi i colori bleach e gum (gengivali)

GC Initial MC Classic Line è un gruppo di prodotti adattati appositamente per la tecnica di stratificazione con 3 strati. Le nuove Paste di opaco corrispondenti sono state ottimizzate per questo sistema. Grazie al valore più alto del croma, queste paste costituiscono la base ideale, soprattutto quando si lavora con leghe non preziose.

INITIAL MC	euro	codice
BASIC SET	a richiesta	00051629
<i>conf. 16 Opachi in pasta da 3 gr (OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB1, OB2, OB3, OB4, OC1, OC2, OC3, OC4, OD2, OD3, OD4)</i>		
<i>16 Dentine Opache da 20 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4)</i>		
<i>4 Smalti da 20 gr (E-57, E-58, E-59, E-60)</i>	<i>3 INside da 20 gr (IN-43, IN-44, IN-46)</i>	
<i>1 Clear Fluorescente CL-F da 20 gr</i>	<i>2 Traslucenti da 20 gr (TN, TO)</i>	
<i>1 Incisivo INC da 3 gr</i>	<i>1 Glasura GL da 10 gr</i>	
<i>1 Liquido Glasura da 25 ml</i>	<i>2 Liquido Modellazione da 50 ml - Accessori</i>	

INITIAL MC	euro	codice
PLUS BASIC SET	a richiesta	00066693
<i>conf. 6 Modificatori Opaco in pasta da 3 gr (OM-1, OM-2, OM-3, OM-4, OM-5, OM-6)</i>		
<i>16 Dentine Opache da 20 gr (OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B1, OD-B2, OD-B3, OD-B4, OD-C1, OD-C2, OD-C3, OD-C4, OD-D2, OD-D3, OD-D4)</i>		
<i>2 Modificatore Dentina Opaca da 20 gr (ODM-1, ODM-2)</i>		
<i>7 Masse Spalla Trasparenti da 20 gr (ST-30, ST-31, ST-32, ST-33, ST-34, ST-35, ST-36)</i>		
<i>3 Masse Spalla Opache da 20 gr (SO-37, SO-38, SO-39)</i>		
<i>5 Modificatori Traslucenti da 20 gr (TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05)</i>		
<i>4 Smalti Intensivi da 20 gr (EI-11, EI-12, EI-13, EI-14)</i>		
<i>1 Massa Correttiva COR da 20 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml + 1 Liquido Massa Spalla da 50 ml + 1 Liquido Modellazione da 50 ml + Accessori</i>		

INITIAL MC	euro	codice
ADVANCED SET	a richiesta	00051630
<i>conf. 11 Inside da 20 gr (IN-41, IN-42, IN-43, IN-44, IN-45, IN-46, IN-47, IN-48, IN-49, IN-50, IN-51)</i>		
<i>5 Cervical Translucent da 20 gr (CT-21, CT-22, CT-23, CT-24, CT-25)</i>		
<i>3 Enamel Occlusal da 20 gr (EO-15, EO-16, EO-17)</i>		
<i>4 Enamel Opal da 20 gr (EOP1, EOP2, EOP3, EOP4)</i>		
<i>3 Fluo Dentin da 20 gr (FD-91, FD-92, FD-93)</i>		
<i>1 Gingiva Universal GU da 20 gr</i>		
<i>1 Liquido Glasura da 25 ml</i>		
<i>2 Liquido modellazione da 50 ml - Accessori</i>		



GC Initial MC

INITIAL MC OPACHI			euro	codice
IN PASTA	siringa da 3 gr		26,30	TABELLA
PO-CL IN PASTA	vasetto da 4 gr		28,30	TABELLA
IN POLVERE	vasetto da 20 gr		37,30	TABELLA
	O A1	O A2	O A3	O A3,5
IN PASTA	00040064	00040065	00040066	00040067
PO-CL IN PASTA	00098929	00097164	00097166	00097167
IN POLVERE		00047927	00047542	00047928
	O B1	O B2	O B3	O B4
IN PASTA	00040069	00040070	00040071	00040072
PO-CL IN PASTA	00097607	00097170	00097171	00097172
IN POLVERE			00047929	00099001
	O C2	O C3	O C4	O D2
IN PASTA	00040074	00040075	00040076	00040077
PO-CL IN PASTA	00097174	00097175	00099002	00099003
IN POLVERE				00062349
	O D4			
IN PASTA	00040079			
PO-CL IN PASTA	00098486			

Initial MC GC

INITIAL MC		euro	codice
LIQUIDO PER OPACO IN PASTA	flacone da 6 ml	18,00	00054717
LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flacone da 25 ml	10,50	00059187

INITIAL MC DENTINA OPACA		euro	codice
conf. da 20 gr		30,80	TABELLA
conf. da 50 gr		62,20	TABELLA

DENTINA OPACA					
OD A1	OD A2	OD A3	OD A3,5	OD A4	OD B1
20 gr 00040046	00040047	00040048	00040049	00040050	00040051
50 gr		00055496	00055497		
OD B2	OD B3	OD B4	OD C1	OD C2	OD C3
20 gr 00040052	00040053	00040054	00040055	00040056	00040057
50 gr	00052172				
OD C4	OD D2	OD D3	OD D4		
20 gr 00040058	00040059	00040060	00040061		
50 gr		00094088			
DENTINA					
D A1	D A2	D A3	D A3,5	D A4	D B1
20 gr 00040030	00040031	00040032	00040033	00040034	00040035
50 gr 00048163	00048164	00048165	00048168	00048169	
D B2	D B3	D B4	D C1	D C2	D C3
20 gr 00040036	00040037	00040038	00040039	00040040	00040041
50 gr	00048172				00048177
D C4	D D2	D D3	D D4		
20 gr 00040042	00040043	00040044	00040045		
50 gr		00048180			

INITIAL MC CLEAR		euro	codice
FLUORESCENTE CL F	conf. da 20 gr	30,80	00040090
FLUORESCENTE CL F	conf. da 50 gr	65,80	00048192
WINDOW CL W	conf. da 20 gr	30,80	00051112

INITIAL MC SMALTO			euro	codice
conf. da 20 gr			30,80	TABELLA
conf. da 50 gr			62,20	TABELLA
	E 57	E 58	E 59	E 60
conf. 20 gr	00040091	00040092	00040093	00040094
conf. 50 gr	00073254	00047427	00049372	00048002



GC Initial MC

Colore	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaco pasta / polvere	OA1	OA2	OA3	OA3,5	OB1	OB2	OB3	OB4	OC1	OC2	OC3	OC4	OD2	OD3	OD4
Dentina Opaca	ODA1	ODA2	ODA3	ODA3,5	ODB1	ODB2	ODB3	ODB4	ODC1	ODC2	ODC3	ODC4	ODD2	ODD3	ODD4
Dentina	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4
Clear Fluorescente	CL F														
Smalto	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59

Initial MC GC



GCInitial MC



INITIAL MC MODIFICATORE OPACO IN PASTA			euro	codice
OM 1	WHITE	siringa da 3 gr	26,30	00040080
OM 2	OLIVE / KAKI	siringa da 3 gr	26,30	00040081
OM 3	OKER/ORANGE	siringa da 3 gr	26,30	00040082
OM 4	YELLOW GOLD	siringa da 3 gr	26,30	00040083
OM 5	RED BROWN	siringa da 3 gr	26,30	00040084
OM 6	GINGIVAL	siringa da 3 gr	26,30	00040085

INITIAL MC MODIFICATORE DENTINA OPACA			euro	codice
ODM 1	WHITE	conf. da 20 gr	30,80	00040062
ODM 2	YELLOW GOLD	conf. da 20 gr	30,80	00040063

INITIAL MC TRASLUCENTE			euro	codice
TN	NEUTRAL	conf. da 20 gr	32,70	00040106
TN	NEUTRAL	conf. da 50 gr	66,50	00055513
TO	OPAL	conf. da 20 gr	32,70	00040107
TO	OPAL	conf. da 50 gr	66,50	00056819

INITIAL MC TRASLUCENTE MODIFICATORE			euro	codice
TM 01	BLUE	conf. da 20 gr	32,70	00040108
TM 02	WHITE	conf. da 20 gr	32,70	00040109
TM 03	PINK	conf. da 20 gr	32,70	00040110
TM 04	YELLOW	conf. da 20 gr	32,70	00040111
TM 05	GREY	conf. da 20 gr	32,70	00040112

INITIAL MC SMALTO			euro	codice
EI 11	INTENSIVO	conf. da 20 gr	32,70	00040095
EI 12	INTENSIVO	conf. da 20 gr	32,70	00040096
EI 13	INTENSIVO	conf. da 20 gr	32,70	00040097
EI 14	INTENSIVO	conf. da 20 gr	32,70	00040098
EO 15	OCCLUSALE white	conf. da 20 gr	32,70	00040099
EO 16	OCCLUSALE yellow neutral	conf. da 20 gr	32,70	00040100
EO 17	OCCLUSALE violet / grey	conf. da 20 gr	32,70	00040101
EOP 1	OPALE	conf. da 20 gr	32,70	00040102
EOP 1	OPALE	conf. da 50 gr	65,80	00085533
EOP 2	OPALE	conf. da 20 gr	32,70	00040103
EOP 2	OPALE	conf. da 50 gr	65,80	00049412
EOP 3	OPALE	conf. da 20 gr	32,70	00040104
EOP 3	OPALE	conf. da 50 gr	65,80	00085534
EOP 4	OPALE	conf. da 20 gr	32,70	00040105
EOP 4	OPALE	conf. da 50 gr	65,80	00085535

gruppo cromatico	colori A					colori B					colori C			colori D	
Colori	A1 / A2	A3		A3.5 / A4		B1 / B2	B3		B4		C1 / C2	C3 / C4		D2 / D3 / D4	
INside	IN 44 sand	IN 44 sand	IN 42 terracota	IN 45 havanna	IN 46 brasil	IN 43 sun	IN 43 sun	IN 47 sienna	IN 48 kukuma	IN 50 kurry	IN 51 olive	IN 51 olive	IN 45 havanna	IN 44 sand	IN 51 olive

gruppo

cromatico

colori chiari

colori caldi

Colori

A1 / A2 / A3 / B1 / B2 / C1 / C2 / D2

A3.5 / A4 / B3 / B4 / C3 / C4 / D3 / D4

INside

IN 44 sand	IN 41 flamingo	IN 43 sun	IN 44 sand	IN 51 olive	IN 42 terracota	IN 45 havanna	IN 47 sienna	IN 50 kurry	IN 51 olive
---------------	-------------------	--------------	---------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------



GCInitial MC



Δ
Initial MC GC

INITIAL MC CERVICALE TRASLUCENTE					euro	codice
conf. da 20 gr					31,80	TABELLA
	CT 21	CT 22	CT 23	CT 24	CT 25	
S	00040113	00040114	00040115	00040116	00040117	

S INITIAL MC Inside					euro	codice
Conf. da 20 gr					31,80	TABELLA
Conf. da 50 gr					63,90	TABELLA
	IN 41	IN 42	IN 43	IN 44	IN 45	IN 46
	FLAMINGO	TERRACOTTA	SUN	SAND	HAVANNA	BRASIL
20 gr	00040128	00040129	00040130	00040131	00040132	00040133
50 gr		00057941	00057942	00057943	00050144	
	IN 47	IN 48	IN 49	IN 50	IN 51	
	SIENA	KURKUMA	MARACUJA	CUTTY	OLIVE	
20 gr	00040134	00040135	00040136	00040137	00040138	

t INITIAL MC GINGIVA UNIVERSAL		euro	codice
GU	conf. da 20 gr	32,70	00040139

INITIAL MC FLUO DENTIN		euro	codice
FD 91 LIGHT	conf. da 20 gr	32,70	00040086
FD 92 SUNSET	conf. da 20 gr	32,70	00040087
FD 93 SAND	conf. da 20 gr	32,70	00040088

INITIAL MC	euro	codice
GL POLVERE GLASURA conf. da 10 gr	32,30	00040141
OR MASSA CORRETTIVA conf. da 20 gr	38,60	00040140

Pasta / Polvere Opaco Modificatore	OM 1 white		OM 2 olive / kaki		OM 3 oker / orange		OM 4 yellow gold		OM 5 red brown		OM 6 gingival		
Dentina Opaca Modificatore	ODM 1 white						ODM 2 yellow / gold						
Traslucente	TN neutral						TO opal						
Traslucente Modificatore	TM 01 blue		TM 02 white		TM 03 rosa			TM 04 yellow		TM 05 grey			
Smalto Intensivo	EI 11 grey			EI 02 yellow soft			EI 13 orange			EI 14 yellow			
Smalto Occlusale	EO 15 white				EO 16 yellow natural				EO 17 violett grey				
Smalto Opale	EOP 1			EOP 2			EOP 3			EOP 4			
Cervicale Traslucente	CT 21		CT 22		CT 23		CT 24		CT 25				
Spalla Trasparente	ST 30		ST 31		ST 32		ST 33		ST 34		ST 35		ST 36
Spalla Opaca	SO 37				SO 38				SO 39				
INSIDE	IN 41 flamingo	IN 42 terracota	IN 43 sun	IN 44 sand	IN 45 havanna	IN 46 brasil	IN 47 sienna	IN 48 kukuma	IN 49 maracuja	IN 50 kurry	IN 51 olive		
Gingiva Universale	GU												
Dentina Fluo	FD 91 light				FD 92 sunset				FD 93 sand				
Glaze	GLAZE GL												
Polvere Correzione	COR												

Initial MC GC

Initial MC Gum Shade GC

Ceramica specializzata per riproduzioni gengivali in metallo ceramica, per una transizione naturale dal margine cervicale della corona alla gengiva. Cottura dentina 890°C.; CET 13,1/13,3 (25-550°C; 10-6K-1) in 2° e 4° cottura, temperatura di trasformazione vetrosa 575°C.; resistenza alla flessione (Mpa) 84.



GC Initial MC Gum Shade GC



Liquidi e masse accessorie Initial MC GC



Initial MC Chroma Shade Translucent CST GC

INITIAL MC GUM SHADE	euro	codice
GUM SHADE SET POLVERE OPACO	a richiesta	00075852
<i>conf. 5 masse Gum da 20 gr (GM-23 base light, GM-24 base dark, GM-34 intensive violet, GM-35 intensiv cream, GM-36 intensive red) + 1GO opaco universale + 1 modificatore opaco da 20 gr + 1 Liquido di modellazione da 25 ml + 1 Liquido per opaco da 25 ml + 6 campione colore</i>		

INITIAL MC GUM SHADE POLVERE OPACO		euro	codice
GM23 Base Light	Cf. 20 gr.	31,60	00068156
GM24 Base Dark	Cf. 20 gr.	31,60	00068157
GM34 Intensive Violet	Cf. 20 gr.	31,60	00070254
GM35 Intensive Cream	Cf. 20 gr.	31,60	00086537
GM36 Intensive Red	Cf. 20 gr.	31,60	00070219
G0-U Opaco Polv. Mod.	Cf. 20 gr.	38,80	00091109

INITIAL MC		euro	codice
Paste Opaque thinner	flacone 6 ml.	18,00	00054717
Liquido per opaco polv.	flacone 25 ml.	10,50	00059187

INITIAL MC		euro	codice
LIQUIDO GLASURA	flacone da 25 ml	18,00	00040142
LIQUIDO MODELLAZIONE	flacone da 250 ml	55,80	00046006
LIQUIDO MODELLAZIONE	flacone da 50 ml	15,20	00040144

Initial MC Chroma Shade Translucent (CST) GC

Ogni odontotecnico usa quotidianamente una serie di dentine, smalti e traslucidi in polvere per correggere e compensare le variazioni di forma e volume correlate al processo di cottura. GC ha sviluppato le polveri Chroma Shade Translucent (CST) in modo da facilitare le correzioni volumetriche rispettando al contempo il colore scelto e la profondità di traslucenza. Con le polveri CST si ottiene un'estetica eccellente paragonabile a quella dei denti naturali.

I colori GC Initial MC CST presentano le seguenti caratteristiche peculiari:

- Bastano 4 polveri di base e 3 modificatori per creare 16 colori Vita
- Set compatto comprensivo di una speciale scala colori e di misurini per la ceramica
- Compatibili con la linea GC Initial MC

CHROMA SHADE TRANSLUCENT CST		euro	codice
SET		a richiesta	00099711
conf. 7 flaconi da 20 gr (CST-A; CST-B; CST-C; CST-D; CST-BL; CST-L; CST-M)			
+ liq.modellazione da 50 ml + scala colori + 2 misurini			
CST-A	flacone da 20 gr	30,00	00100518
CST-B	flacone da 20 gr	30,00	00100543
CST-BL	flacone da 20 gr	30,00	00100546
CST-C	flacone da 20 gr	30,00	00100544
CST-D	flacone da 20 gr	30,00	00100545
CST-L	flacone da 20 gr	30,00	00100547
CST-M	flacone da 20 gr	30,00	00100519

Accessori per Initial MC GC

Metalbond GC

Adesivo lega-ceramica.

Caratteristiche: Facile da applicare - Pasta pronta all'uso - Neutralizza le differenze tra i coefficienti di espansione tra le metallo-ceramiche GC Initial e le leghe dentali - Migliora e protegge l'adesione chimica a vari tipi di leghe - Permette una maggiore compatibilità tra diversi CET

INITIAL IN-Metalbond	euro	codice
conf. 2 siringhe da 4 gr	72,50	00046940



GC Initial IN-METALBOND

Initial One Body MC GC

Monomassa su metallo che consente di riprodurre in modo semplice ed economico i colori standard Vita usando una sola massa monocromatica. Realizzare le corone con una sola massa consente di controllare meglio l'anatomia e la funzione.

INITIAL ONE BODY MC	euro	codice
LOM (LAYERING OVER METAL) SET	a richiesta	00076473

confezione 215 gr Volume,
5 siringhe da 3 gr MC/Paste Opaque (A2, A3, B2, C2, D2),
4 confezioni da 50 gr IQ/ L-O-M Body (A, B, C, D) Liquido modellazione
Dischetti di vetro
Pennello



GC Initial One Body MC

INITIAL ONE BODY MC			euro	codice
conf. da 50 gr			65,60	TABELLA
conf. da 250 gr			278,70	TABELLA
	A	B	C	D
conf. 50 gr	00077915	00078125	00078126	00077916
conf. 250 gr	00078055			00081146

Initial IQ POM GC

IQ (IntelligenteQuintessenza) è un nuovo concetto di press-over per strutture in metallo e zirconio, con cui si possono stratificare elementi posteriori e anteriori senza altre tecniche di stratificazione. **Initial IQ Press-over-Metal** è compatibile con le leghe standard porcellanate (CTE da 13.8 a 14.9). **Initial IQ Press-over-Zircon** è compatibile con tutte le ceramiche pressabili a base di zirconio e tecnologie CAD-CAM. Il nuovo concetto basato su lingottini "ad effetto", unito alle masse-gel tridimensionali Lustre Pastes, garantisce la massima vitalità e lucentezza naturale.

INITIAL IQ PRESS-OVER-METAL	euro	codice
SET	a richiesta	00066712

conf. 7 Pellets 5 x 2 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2) + 3 Pellets Bleach 5 x 2 gr (AO, BO, BOO)
+ 10 masse correzione da 5 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2, AO, BO, BOO) + 1 Ring Base System
+ 2 x 5 Plunger + 1 liquido modellazione LF + 1 Fluo Crystals da 8 gr



GC Initial IQ per MC

EFFECT INGOT		euro	codice
conf. 5 x 2 gr		77,10	TABELLA
A1- M	A2-M	B1-M	B2-M
00066713	00066714	00066715	00066717
C1-M	C2-M	D2-M	
00066718	00066719	00066720	

EFFECT INGOT BLEACH	euro	codice
conf. 5 x 2 gr	77,10	TABELLA
AO-M	BO-M	BOO-M
00066721	00066722	00066724

Cristalli di dispersione altamente fluorescenti da applicare sullo strato wash prima della cottura.

FLUO CRYSTALS	euro	codice
conf. da 8 gr	37,50	00066087

CORRECTION POLVERE			euro	codice
conf. da 5 gr			13,00	TABELLA
A1-M	A2-M	B1-M	B2-M	C1-M
00066727	00066749	00066750	00066751	00066753
C2-M	D2-M	AO-M	BO-M	BOO-M
00066755	00066756	00066759	00066760	00066761



IPS Style Ceram A-D Ivoclar

IPS Style è una metalloceramica brevettata contenente cristalli di ossiapatite, di semplice lavorazione ed estetica naturale. Questi cristalli conferiscono ai restauri realizzati un effetto naturale di profondità, in quanto possiedono un elevato potere rifrangente della luce incidente. I cristalli di ossiapatite sono contenuti in tutte le componenti colorate, dall'Opaquer alle masse smalto. Questo consente un mirato controllo della traslucenza e dell'opacità. Grazie all'ulteriore impiego di cristalli di leucite e fluoroapatite, nonché alle fasi vetrose calibrate, la lavorabilità e le caratteristiche ottiche della ceramica a base di vetri misti a bassa fusione IPS Style sono uniche nel loro genere.

IPS Style comprende componenti per la tecnica di stratificazione mono e pluristrato ed è calibrata con l'assortimento di supercolori e glasura universale IPS Ivocolor.

Vantaggi:

- Contrazione ottimizzata e pertanto elevata stabilità di cottura delle masse
- Caratteristiche di modellazione flessibili ed individuale lavorabilità delle masse
- Cristalli di ossiapatite per traslucenza ed effetto di profondità naturale

Indicazioni:

- Classica ceramica da rivestimento estetico mono e pluristrato per le leghe dentali maggiormente utilizzate (incl. Galvano) con CET tra 13,8–15,2 x 10-6/K (25–500°C)
- Faccette su monconi refrattari (soltanto IPS Style Ceram).

INTRO KIT A2

a richiesta 00106441

confezione: 1 opaco polvere 870 A2 da 18 gr + 1 deep dentin A2 da 5 gr + 1 dentin A2 da 5 gr + Incisal I2 da 5 gr + 1 Traspa Neutral da 5 gr + 1 Mamelon light da 5 gr + 1 Occ. Dentin Orange da 5 gr + 1 Opal Effect 1 da 5 gr + 1 One 2.5 gr + 1 Ivocolor Shade Dentin SD2 da 1.8 gr + 2 Ivocolor Essence EO1 white e EO4 sunset da 1.8 gr + 1 Ivocolor Glaze paste da 9 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml + 1 pol. opaco liq. da 15 ml + 1 build-up liq. allround da 15 ml

STARTER KIT

a richiesta 00106442

confezione: 4 opachi polvere 870 (A1, A2, A3, A3,5) da 18 gr + 4 deep dentin (A1, A2, A3, A3,5) da 20 gr + 4 dentin (A1, A2, A3, A3,5) da 20 gr + 4 Incisal (I1,I2,I3,I4) da 20 gr + 1 Traspa Neutral da 5 gr + 1 Mamelon light da 5 gr + 1 Occ. Dentin Orange da 5 gr + 1 Opal Effect 1 da 5 gr + 4 Ceram One (1,2,3,4) da 20 gr + 2 Ivocolor Shade Dentin (SD1,SD2) da 3 gr + 1 Ivocolor Shade Incisal SI1 da 3 gr + 4 Ivocolor Essence (EO1,EO4,E10,E16) da 1.8 gr + 1 Ivocolor Glaze paste da 9 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml + 1 pol. opaco liq. da 60 ml + 1 build-up liq. allround da 60 ml + scale colori impulse e incisal/transpa

IMPULSE KIT

a richiesta 00106444

confezione: 4 Traspa (neutral, blue, brown-grey, orange-grey) da 20 gr + 5 Mamelon (light, yellow-orange, salmon, orange, brown) da 20 gr + 5 Occlusal dentin (1,2,3,4,5) da 20 gr + 1 Incisal Edgeda da 20 gr + 2 Opal Effect (yellow, grey) da 20 gr + 1 Special Incisal white-blue da 20 gr + 4 Int. Inc. (yellow, orange-pink, khaki, orange) da 20 gr + 1 Cervical transpa da 20 gr + 1 scala colori impulse + 1 scala colori incisal/transpa

POWDER OPAQUER 870

conf. 18 gr

euro 30,90

O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1	O B2
00106448	00106449	00106450	00106451	00106452	00106453	00106454
O B3	O B4	O C1	O C2	O C3	O C4	O D2
00106455	00106456	00106457	00106458	00106459	00106460	00106461
O D3	O D4	PINK	WHITE	VIOLET	BROWN	INCISAL
00106462	00106463	00106464	00106469	00106470	00106471	00106472

MARGIN

conf. 20 gr

euro 34,00

1	2	3	4	5	6	7
00106497	00106498	00106499	00106500	00106501	00106502	00106503

INTENSIVE MARGIN

conf. 20 gr

euro 34,00

YELLOW	ORA-PINK	ORANGE	OPAQUE
00106504	00106505	00106506	00106507

IPS Style Ceram A-D Ivoclar

DEEP DENTIN conf. 20 gr **euro 34,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00106481	00106482	00106483	00106484	00106485	00106486	00106487	00106488
B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
00106489	00106490	00106491	00106492	00106493	00106494	00106495	00106496

DENTINA conf. 20 gr **euro 29,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00106465	00106466	00106467	00106468	00106469	00106470	00106471	00106472
B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
00106473	00106474	00106475	00106476	00106477	00106478	00106479	00106480

SMALTI conf. 20 gr **euro 29,50**

I1	I2	I3	I4	I5
00106508	00106509	00106510	00106511	00106512

TRANSPA conf. 20 gr **euro 32,50**

NEUTRAL	BLUE	BROWN-GREY	ORANGE-GREY
00106513	00106514	00106515	00106516

MAMELON LIGHT conf. 20 gr **euro 32,50** 00106518

MAMELON YELLOW ORANGE conf. 20 gr **euro 32,50** 00106519

MAMELON SALMON conf. 20 gr **euro 32,50** 00106520

OCCUSAL DENTIN ORANGE conf. 20 gr **euro 32,50** 00106521

OCCUSAL DENTIN BROWN conf. 20 gr **euro 32,50** 00106522

OPAL EFFECT conf. 20 gr **euro 32,50**

1	2	3	4	5	VIOLET
00106524	00106525	00106526	00106527	00106528	00106529

INCISAL EDGE conf. 20 gr **euro 32,50** 00106523

SPECIAL INCISAL YELLOW conf. 20 gr **euro 32,50** 00106530

SPECIAL INCISAL GREY conf. 20 gr **euro 32,50** 00106531

INTER INCISAL WHITE-BLUE conf. 20 gr **euro 32,50** 00106532

CERVICAL TRANSPA conf. 20 gr **euro 32,50**

YELLOW	ORA-PINK	KHAKI	ORANGE
00106533	00106534	00106535	00106536

ADD-ON conf. 20 gr **euro 34,00**

MARGIN	DENTIN	690°C	INCISAL
00106537	00106538	00106539	00106540



IPS Style Ceram A-D Ivoclar Vivadent

GINGIVA KIT

euro a richiesta **00106443**

confezione: 1 opaco in polvere 870 Pink da 18 gr + 5 Gengiva (1,2,3,4,5) da 20 gr + 5 Intensive Gengiva (1,2,3,4,5) da 20 gr + 1 basic gengiva BG34 da 20 gr + 3 Icolor Essence (E19,E20,E21) da 1.8 gr + scala colori gengiva



IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent

GINGIVA		conf. 20 gr		euro 32,50	
G1	G2	G3	G4	G5	
00106550	00106551	00106552	00106553	00106554	

INTENSIVE GINGIVA		conf. 20 gr		euro 32,50	
GM 1	GM 2	GM 3	GM 4	GM 5	
00106555	00106556	00106557	00106558	00106559	

BASIC GINGIVA BG34	conf. 20 gr	euro 32,50	00106560
---------------------------	-------------	-------------------	-----------------

IPS Style Ceram One Ivoclar Vivadent

Masse ceramiche monostrato specificatamente calibrate nel loro colore e nella loro trasparenza per la modellazione interamente anatomica nella tecnica monostrato. Consentono la stratificazione rapida e non complicata.

IPS STYLE CERAM ONE		conf. 20 gr			euro 29,50	
1	2	3	4	5	6	7
00106562	00106563	00106564	00106565	00106566	00106567	00106568

Liquidi IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent

LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flac. 60 ml	euro 23,20	00106626
MARGIN BUILD-UP ALLROUND	flac. 60 ml	euro 18,90	00106627
MARGIN BUILD-UP CARVING	flac. 60 ml	euro 18,90	00106628
BUILD-UP ALLROUND	flac. 60 ml	euro 18,90	00106629
BUILD-UP soft	flac. 60 ml	euro 18,90	00106630



Liquidi IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent

IPS d.SIGN A-D Ivoclar Vivadent

Vetroceramica leucitica con fluoro-apatite, esteticamente brillante e facile nella lavorazione. I cristalli di fluoro-apatite permettono un effetto ottico naturale. L'abrasione dell'antagonista è nettamente ridotto rispetto alle ceramiche feldspatiche convenzionali. L'ampia gamma di masse speciali consente la creazione di caratterizzazioni e consente di offrire trattamenti altamente estetici. Compatibile con leghe che hanno un coefficiente di espansione termica CET (25°-500°C) compreso tra 13.5 e 14.9 (x10-6 K-1). Temperatura di cottura inferiore ai 900°C.

IPS d.SIGN OPACHI IN PASTA

				euro	codice
siringa da 3 gr				30,80	TABELLA
O A1	O A2	O A3	O A3,5	O A4	O B1
00030600	00030601	00030602	00030603	00030604	00030605
O B2	O B3	O B4	O C1	O C2	O C3
00030606	00030607	00030608	00030609	00030610	00030611
O C4	O D2	O D3	O D4		
00030612	00030613	00030614	00030615		

IPS d.SIGN DENTINA

				euro	codice
conf. da 20 gr				29,50	TABELLA
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
00030584	00030585	00030586	00030587	00030588	00030589
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00030590	00030591	00030592	00030593	00030594	00030595
C4	D2	D3	D4		
00030596	00030597	00030598	00030599		

IPS d.SIGN DENTINE CERVICALI

		euro	codice
D2/D3	conf. da 20 gr	29,50	00034345

IPS d.SIGN SMALTI

		euro	codice
conf. da 20 gr		29,50	TABELLA
conf. da 100 gr		128,50	TABELLA
	TS 1	TS 2	TS 3
20 gr	00031097	00031098	00031099
100 gr	00034351	00034352	00034353

OPACO INTENSIVO

		euro	codice
IO White	siringa 3gr.	30,80	00030023

IPS d.SIGN IMPULSE

		euro	codice
Occlusal Dentin Orange	cf. 20gr.	32,50	00031705
Massa Lobi Dentina Orange	cf. 20gr.	32,50	00031700
Transpa Blue	cf. 20gr.	32,50	00031701
Transpa Neutral	cf. 20gr.	32,50	00031704

IPS d.SIGN IMPULSE EFFECT

		euro	codice
conf. 20 gr		32,50	TABELLA
1 TRANSPA-OPAL	2 TRANSPA-OPAL CHIARO	3 TRANSPA-OPAL MEDIO	
00031708	00031709	00031710	
4 BIANCO-OPAL	5 ROSSO-BRUNO	EV VIOLETTO	
00031711	00038142	00031712	

Liquidi e Masse Accessorie IPS d.SIGN

IPS d.SIGN		euro	codice
LIQUIDI PER OPACHI	flacone 15 ml	16,90	00030025

IPS d.SIGN		euro	codice
KM MASSA CORRETTIVA UNIVERSALE	conf. da 20 gr	35,00	00031697



IPS d.SIGN A-D Ivoclar Vivadent



IPS d.SIGN A-D Ivoclar Vivadent

IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent

Nuovo metallo-ceramica feldspatica messa a punto dall'esperienza di Ivoclar Vivadent, con l'obiettivo di semplificare la lavorazione ceramica. I cristalli di leucite contenuti nella matrice di vetro aumentano la resistenza del restauro. La metalloceramica convenzionale **IPS InLine** – per il campo di CET fra 13,8 e 15,0 10-6K-1 (25 -500°C) – convince per la semplice lavorazione e per l'ideale stabilità di colore e cottura. La nuova ceramica Press-on-Metal **IPS InLine PoM** – per il campo di CET fra 13,8 e 00 10-6K-1 (25 -500°C) – permette di realizzare su strutture metalliche sovrastrutture precise, come note dalla ceramica integrale.



IPS InLine COLORAZIONE A-D

	euro	codice
BASIC KIT	a richiesta	00046116
<i>conf. 8 opachi in pasta da 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i>		
<i>4 intensivi opachi in pasta da 3 gr (white, violet, brown, incisal)</i>		
<i>8 dentine da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i>		
<i>1 dentina cervicale da 20 gr (D2/D3)</i>		<i>3 incisali trasparenti da 20 gr (TI1, TI2, TI3)</i>
<i>1 trasparente clear da 20 gr</i>		<i>1 glasura pasta da 3 gr</i>
<i>1 Add-On da 20 gr</i>		<i>1 liquido per opachi da 15 ml</i>
<i>1 liquido Build-Up L da 60 ml</i>		<i>1 liquido Build-Up P da 60 ml</i>
<i>1 liquido glasura e supercolori da 15 ml</i>		<i>1 separatore per modelli da 50 ml</i>
<i>1 isolante per ceramica da 15 ml con pennello</i>		<i>3 campionari masse (opachi, dentine, smalti)</i>

IPS InLine System Powder Opaquer è un Opaquer in polvere prodotto con un nuovo procedimento e che presenta caratteristiche ottimizzate per la tecnica di stratificazione e di sovrappressatura della metalloceramica. IPS InLine System Powder Opaquer è calibrato con le strutture in lega realizzate con tecnica di fusione, CAD/CAM e di fusione al laser.

Indicazioni: IPS InLine System Powder Opaquer è indicato per la copertura di strutture in lega con un CET nel campo di 13.8 – 15.2 (25-500°C) e per una sicura unione con successivo rivestimento estetico con masse da stratificazione ed i grezzi da pressatura del sistema IPS InLine. Utilizzare l'opaco in polvere soltanto con IPS InLine System Powder Liquid.

IPS InLine System OPACO IN POLVERE

	euro	codice
vasetto da 18 gr	29,50	TABELLA
O A1	O A2	O A3
00101894	00101895	00101896
O B2	O B3	O B4
00101900	00101901	00101902
O C4	O D2	O D3
00101906	00101907	00101908
O A3,5	O A4	O B1
00101897	00101898	00101899
O C1	O C2	O C3
00101903	00101904	00101905
O D4		
00101909		

IPS InLine System

	euro	codice
LIQUIDO PER OPACO flacone da 60 ml	23,20	00101913

IPS InLine System OPACO IN PASTA

	euro	codice
siringa da 3 gr	26,10	TABELLA
siringa da 9 gr	71,20	TABELLA
O A1	O A2	O A3
siringa 3 gr	00046340	00046341
siringa 9 gr	00046356	00046357
O B1	O B2	O B3
siringa 3 gr	00046345	00046346
siringa 9 gr	00046361	00046362
O C2	O C3	O C4
siringa 3 gr	00046350	00046351
siringa 9 gr	00046366	00046367
O D4		
siringa 3 gr	00046355	
siringa 9 gr	00046371	

IPS InLine System OPACO INTENSIVO

	euro	codice
IN PASTA siringa da 3 gr	26,10	TABELLA
IO WHITE	IO VIOLET	IO BROWN
00046375	00046374	00046372
		IO INCISAL
		00046373



IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent

IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent

In modo estremamente semplice si possono realizzare effetti estetici impressionanti con effetto di profondità. Grazie alla maggiore fluorescenza il restauro sembra illuminarsi dall'interno.

IPS InLine System		euro	codice
Opaco Fluorescente F	conf. da 1 gr	31,40	00046377

Per la realizzazione di chiusure marginali estetiche.

IPS InLine MARGIN COLORAZIONE A-D		euro	codice
MARGIN KIT		a richiesta	00046118
conf. 8 masse margin da 20 gr (A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D2/D3, D4), 4 intensivi margin da 20 gr (yellow, orange, pink, opaque), 1 margin Add-On da 20 gr, 1 liquido modellazione margin da 60 ml, 1 liquido isolante margin da 20 ml, 1 isolante per ceramica, 1 campionario masse margin A-D			

IPS InLine MARGIN				euro	codice
conf. da 20 gr				27,90	TABELLA
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
00046334	00046335	00046336	00046337	00057610	00060429
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00058557	00054262	00060430	00060432	00057611	00058558
C4	D2/D3	D4			
00060433	00046338	00060434			

IPS InLine System INTENSIV MARGIN				euro	codice
conf. da 20 gr				35,40	TABELLA
YELLOW	ORANGE	ORANGE/PINK	OPAQUER		
00066251	00066148	00066252	00066253		

ADD-ON MARGIN	conf. 20 gr	euro 25,40	00053929
ADD-ON 690°C	conf. 20 gr	euro 25,40	00067904

Masse calibrate per la compensazione cromatica in spessori ridotti.

IPS InLine DEEP DENTIN				euro	codice
conf. da 20 gr				26,70	TABELLA
DD A1	DD A2	DD A3	DD A3,5	DD A4	DD B1
00046140	00046141	00046142	00046143	00046144	00046145
DD B2	DD B3	DD B4	DD C1	DD C2	DD C3
00046146	00046147	00046148	00046149	00046150	00046151
DD C4	DD D2/D3	DD D4			
00046152	00046153	00046154			

IPS InLine DENTINA					euro	codice
conf. da 20 gr					25,40	TABELLA
conf. da 100 gr					115,00	TABELLA
	D A1	D A2	D A3	D A3,5	D A4	
20 gr	00046119	00046120	00046121	00046122	00046123	
100 gr	00046136	00046137	00046138	00046139	00046429	
	D B1	D B2	D B3	D B4	D C1	
20 gr	00046124	00046125	00046126	00046127	00046128	
100 gr	00046430	00046431	00046432	00046433	00046434	
	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	
20 gr	00046129	00046130	00046131	00046132	00046133	
100 gr	00046435	00046436	00046437	00046438	00046439	
	D D4	CERVICALI D2/D3				
20 gr	00046134	00046135				
100 gr	00046440					



IPS InLine A-D Ivoclar Vivadent



IPS InLine Ivoclar Vivadent

IPS InLine Ivoclar Vivadent

IPS InLine SMALTI				euro	codice
conf. da 20 gr				25,40	TABELLA
conf. da 100 gr				115,00	TABELLA
	TI 1	TI 2	TI 3		
20 gr	00046380	00046381	00046382		
100 gr	00046383	00046384	00046385		

IPS InLine System TRANSPA CLEAR				euro	codice
conf. da 20 gr				25,40	00046378
conf. da 100 gr				115,00	00055301

IPS InLine System masse speciali

Contiene 11 diverse masse per la realizzazione di caratterizzazioni individuali. Semplificano l'inserimento di effetti naturali quali zona occlusale, incisale e cervicale. Possono essere impiegate con il sistema cromatico Chromascop o A-D.

IPS InLine IMPULSE				euro	codice
IMPULSE KIT				a richiesta	00057861
conf. 2 dentine occlusali da 20 gr (orange, brown)					
1 smalto cervicale da 20 gr (orange)					
3 masse mamelon da 20 gr					
6 Opal Effect da 20 gr (1, 2, 3, 4, 5, violet)					
3 transparent da 20 gr					
1 campionario masse Impulse					
1 campionario masse Impulse					

IPS InLine IMPULSE OCCLUSAL DENTIN				euro	codice
ORANGE	conf. da 20 gr			28,80	00046326
BROWN	conf. da 20 gr			28,80	00046327

IPS InLine IMPULSE MAMELON				euro	codice
LIGHT	conf. da 20 gr			28,20	00046325
SALMON	conf. da 20 gr			28,20	00062348
YELLOW / ORANGE	conf. da 20 gr			28,20	00060727

IPS InLine IMPULSE OPAL EFFECT				euro	codice
conf. da 20 gr				28,80	TABELLA
1	2	3	4	5	VIOLET
00046328	00046329	00046330	00046331	00046332	00046333

IPS InLine IMPULSE TRANSPA				euro	codice
BLUE	conf. da 20 gr			25,40	00046379
TN NEUTRAL	conf. da 20 gr			25,40	00057005
TN NEUTRAL	conf. da 100 gr			115,00	00058955
BROWN-GREY	conf. da 20 gr			25,40	00059532

IPS InLine IMPULSE CERVICAL INCISAL				euro	codice
ORANGE	conf. da 20 gr			28,80	00046324
YELLOW	conf. da 20 gr			28,80	00059068

IPS InLine System masse speciali

Masse gengivali naturali, che possono essere impiegate in combinazione con le masse gengivali Intensiv. Le gradazioni cromatiche vanno dall'arancione al rossastro fino al bluastro. Possono essere impiegate con il sistema cromatico Chromascop o A-D.



IPS InLine Ivoclar Vivadent

IPS InLine GINGIVA	euro	codice
GINGIVA KIT	a richiesta	00046112
conf. 1 Gingiva Opaquer da 3 gr, 5 Gingiva da 20 gr (G1, G2, G3, G4, G5), 4 Intensiv Gingiva da 20 gr (GM1, GM2, GM3, GM4), 1 campionario masse Gingiva		

IPS InLine GINGIVA OPAQUER ROSA	euro	codice
conf. da 3 gr	26,10	00046323

IPS InLine GINGIVA	euro	codice
conf. da 20 gr.	28,80	TABELLA
G1	G2	G3
00050985	00050986	00056422
G4	G5	
00065923	00066257	

IPS InLine GINGIVA INTENSIV	euro	codice
conf. da 20 gr	28,80	TABELLA
GM 1	GM 2	GM 3
00066960	00050991	00056821
GM 4		
00066962		

Heraceraam Kulzer

HeraCeram è la nostra ceramica ad alto punto di fusione per leghe convenzionali aventi un coefficiente di espansione termica (CET) da 13,5 a 14,9 $\mu\text{m} / \text{mK}$.

Le ceramiche HeraCeram sono adatte per tutte le indicazioni, incluse le sovrastrutture implantari. Prendendo ispirazione dalla scienza dei materiali, HeraCeram crea un'estetica ottimizzata combinata ad una estrema resistenza meccanica. Grazie ad una temperatura di cottura fino a 880°C, queste ceramiche offrono una lavorazione affidabile e sicura, specialmente per le leghe con un basso punto di solidificazione (1050°C). I ridotti tempi di cottura (la dentina cuoce in meno di 10 minuti) permettono al laboratorio una maggiore efficienza. Il processo di cottura è identico a quello di HeraCeram Zirkonio.

Heraceraam	euro	codice
Heraceraam NP-Primer 2 ml	235,00	66044605
Opaco in pasta - A1/D4; 2 ml	35,30	
Opaco in polvere - A1/D4; 20 g	35,30	
Dentina - A1/D4; 20 g	35,30	
Increaser IN C Navigator 20 g	47,30	
Smalto - S 1/S4; 20 g	35,30	
Trasparente - T 20 g	35,30	
Gengivale - G1 20 g	35,30	
Masse marginali HM/LM; 20 g	45,40	
Liquido per opaco; 25 ml	8,25	66003533
Liquido opaco pasta; 1 ml	8,25	66003537
Liquido per modellare; 25 ml	8,25	66003539
Liquido per modellare; 250 ml	45,10	66003540





IPS InLine PoM Ivoclar Vivadent



IPS InLine One Ivoclar Vivadent



IPS InLine PoM Ivoclar Vivadent

IPS InLine PoM GREZZI		euro	codice
XS	conf. 5 pz	52,70	TABELLA
S	conf. 5 pz	82,10	TABELLA
	BL	1	2
GREZZI XS	00067740	00067741	00067742
GREZZI S	00067739	00067646	00067648
	4	5	6
GREZZI XS	00067744	00067745	00067746
GREZZI S	00067735	00067736	00067738

Per la correzione di bordi mancanti o la superficie di masticazione incompleta, sono disponibili 7 touch up nel relativo colore del grezzo.

IPS InLine PoM TOUCH UP		euro	codice
conf. 20 gr		25,40	TABELLA
	BL	1	2
TOUCH UP	00067747	00067748	00067749
	4	5	6
TOUCH UP	00067751	00067752	00067753

IPS InLine One Ivoclar Vivadent

Combinazione fra masse Dentina ed Incisal dalle convincenti caratteristiche di croma e trasparenza. Grazie all'equilibrio di trasparenza e saturazione cromatica si uniscono in modo ottimale le proprietà ottiche delle masse dentina e smalto. Le masse si applicano in modo semplice e non necessitano di particolari conoscenze nella stratificazione. Si impiega come sola componente da utilizzare sia per la ricostruzione della dentina che dello smalto, si ottiene inoltre un risparmio di tempo rispetto alla stratificazione convenzionale (dentina, smalto, masse individuali).

IPS InLine ONE		euro	codice
BASIC KIT A-D		a richiesta	00080721
conf. 10 x IPS InLine System Opaquer 3 gr (BL3/BL4, A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3)			
7 x IPS InLine One Dencisal 20 gr (BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6) 1 x IPS InLine System Add-On (690°C) 20 gr			
2 x IPS InLine System Build-Up Liquid 60 ml (L, P) 1 x IPS Ceramic Separating Liquid with Brush 15 ml			
1 x IPS Model Sealer 50 ml 1 x IPS InLine System Opaquer Liquid 15 ml			
1 x IPS InLine System Glaze and Stain Liquid 15 ml 1 x IPS InLine System Glaze 3 gr			
2 x IPS InLine System Shade Incisal 3 gr (SI1, SI2) 6 x IPS InLine System Shade 3 gr (1, 2, 3, 4, 5, 6)			
5 x IPS InLine System Stains 1 gr (white, mahogany, orange, yellow, basic blue)			

IPS InLine Dencisal		euro	codice
conf. da 20 gr		25,40	TABELLA
	1	2	3
	00080723	00080724	00080725
	5	6	BL
	00080727	00080728	00080722

IPS InLine System		euro	codice
LIQUIDI OPAQUER	flacone da 15 ml	16,90	00046315

IPS InLine		euro	codice
MARGIN BUILD-UP LIQUID	flacone da 60 ml	16,90	00046314



IPS InLine Ivoclar Vivadent

Liquidi e Masse Accessorie IPS InLine

IPS InLine		euro	codice
MODEL SEALER	flacone da 50 ml	23,50	00046316
MARGIN SEALER	flacone da 20 ml	16,50	00046317
CERAMIC SEPARATING FLUID	flacone da 15 ml	20,40	00046318
CERAMIC GEL MORDENZANTE	flacone 5 ml.	30,80	00010931

Liquidi modellazione per IPS d-Sign, vedi liquidi IPS Style nelle pagine precedenti

IL SISTEMA UNIVERSALE IPS INLINE – TABELLA COLORI

IPS InLine Impulse:	Occlusal Dentin Colori: orange, brown - Cervical Incisal, Colore: orange, yellow Mamelon, Colore: light, salmon, yellow-orange - Opal Effect, Colori: 1, 2, 3, 4, 5, violet Transpa, Colore: blue, neutral, brown-grey
IPS d.SIGN Gingiva:	Opaco: rosa - Gradazioni: G1, G2, G3, G4, G5 - Modificatori: GM1, GM2, GM3, GM4
IPS d.SIGN InLine / InLine PoM Stains:	white, mahogany, khaki, orange, grey, vanille, crackliner, olive, yellow, black, maroon, basic blue, basic red, basic yellow
IPS d.SIGN Shade	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

IPS InLine / IPS InLine PoM SHADES – TABELLA COMBINAZIONE MASSE

IPS InLine / IPS InLine PoM SHADES	1	2	3	4	5	6
A-D	A1 B1 B2	A2 A3 A3.5	B3 B4 D4	A4	C1 D2 D3	C2 C3 C4
IPS InLine / IPS InLine PoM SHADES INCISAL	I1 I2					

Ivocolor Ivoclar Vivadent

Assortimento universale di supercolori e glasura per le ceramiche per pressatura, CAD e stratificazione di tutta la linea Ivoclar Vivadent. L'odontotecnico necessita soltanto di un assortimento per la caratterizzazione individuale e la glasura dei restauri odontotecnici. Con IPS Ivocolor si può effettuare la caratterizzazione e la glasura di ceramiche a bassa ed alta fusione con valori CET fra 9,5 e 16,6 x 10⁻⁶/K. Vetri finemente tritutati, composizioni cromatiche selezionate ed una struttura gelatinosa di nuova concezione per le paste con liquidi con esse calibrate, facilitano la lavorazione e portano a restauri brillanti ed estetici.

Vantaggi: Libertà individuale nella caratterizzazione grazie a selezionate composizioni di colore - Lavorazione semplificata grazie alla nuova composizione delle paste - Elevata lucentezza già ad una temperatura di cottura di 710 °C - Risultati di lucentezza autentici - nessuna decolorazione grigiastra o biancastra

Utilizzo: Pittura superficiale di restauri - Individualizzazione di masse da stratificazione - Individualizzazione di cut-backs - Caratterizzazione cromatica nella tecnica di stratificazione - Colorazione individuale della gengiva.



STARTER KIT

euro a richiesta **00106687**

confezione: 5 Essence (E01, E02, E10, E17, E21) da 1.8 gr + 3 Shade Dentin (SD1, SD2, SD4) da 3 gr + 2 Shade Incisal (SI1, SI3) da 3 gr + 1 Glaze Powder da 1.8 gr + 1 Glaze Paste da 3 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Essence fluid da 15 ml + 1 scala colori Essence + 1 scala colori Shade

ESSENCE KIT

euro a richiesta **00106688**

confezione: 23 Essence (E01,E02,E03,E04,E05,E06,E07,E08,E09,E10,E11,E12,E13,E14,E15, E16, E17, E18,E19, E20,E21,E22,E23) da 1.8 gr + 1 Glaze Powder da 5 gr + 1 Glaze Powder Fluo da 5 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Essence fluid da 15 ml + 1 scala colori Essence

SHADE KIT

euro a richiesta **00106689**

confezione: 9 Shade Dentin (SD0, SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6, SD7, SD8) da 3 gr + 3 Shade Incisal (SI1, SI2, SI3) da 3 gr + 1 Glaze Paste da 3 gr + 1 Glaze Paste Fluo da 3 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Mixing liquid Longlife da 15 ml + 1 scala colori Shade



IPS Ivocolor Ivoclar Vivadent

ESSENCE

conf. 1.8 gr

euro **15,10**

E01	E02	E03	E04	E05	E06
white	creme	lemon	sunset	copper	hazel
00106690	00106691	00106692	00106693	00106694	00106695
E07	E08	E09	E10	E11	E12
olive	khaki	terracota	mahogany	cappuccino	espresso
00106696	00106697	00106698	00106699	00106700	00106701
E13	E14	E15	E16	E17	E18
terra	profundo	ocean	sapphire	anthracite	black
00106702	00106703	00106704	00106705	00106706	00106707
E19	E20	E21	E22	E23	
rose	coral	basic red	basic yellow	basic blue	
00106708	00106709	00106710	00106711	00106712	

SHADE DENTIN

conf. 3 gr

euro **35,20**

SD0	SD1	SD2	SD3	SD4
00106713	00106714	00106715	00106716	00106717
SD5	SD6	SD7	SD8	
00106718	00106719	00106720	00106724	

SHADE INCISAL SI1

conf. 3 gr

euro **35,20****00106721**

SHADE INCISAL SI2

conf. 3 gr

euro **35,20****00106722**

SHADE INCISAL SI3

conf. 3 gr

euro **35,20****00106723**

GLAZE POLVERE

conf. 1.8 gr

euro **12,00****00106725**

GLAZE POLVERE

conf. 5 gr

euro **33,30****00106727**

GLAZE POLVERE FLUO

conf. 1.8 gr

euro **12,00****00106726**

GLAZE POLVERE FLUO

conf. 5 gr

euro **33,30****00106728**

GLAZE PASTE

conf. 3 gr

euro **35,20****00106729**

GLAZE PASTE FLUO

conf. 3 gr

euro **35,20****00106730**

MIXING LIQUID ALLROUND flac. 15 ml

euro **24,90****00106733**

MIXING LIQUID LONGLIFE flac. 15 ml

euro **24,90****00106734**

ESSENCE FLUID

flac. 15 ml

euro **24,90****00106735**

Vita VMK Master

Ceramica per il rivestimento estetico di strutture metalliche con coefficiente di espansione termica tradizionale. Riproduce in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali. Processo di produzione "Master" migliorato (stabilizzazione del materiale per una riproduzione efficiente) per caratteristiche di lavorazione di massimo livello. Classico schema di stratificazione dentina-smalto.



Vita VMK Master

VMK MASTER COLORI CLASSICAL	euro	codice
STANDARD SET OPACHI IN POLVERE	a richiesta	00084355
STANDARD SET OPACHI IN PASTA	a richiesta	00083647
conf. 1 WASH OPAQUE WO da 12 gr	16 OPAQUE A1-D4 da 12/5 gr	
16 OPAQUE DENTINE A1-D4 da 12 gr	16 DENTINE A1-D4 da 12 gr	
2 ENAMEL ENL, END da 12 gr	1 TRANSLUCENT T4 da 12 gr	
1 WINDOW WIN da 12 gr	3 CERVICAL CE1-CE3 da 12 gr	
5 NECK N1-N5 da 12 gr	2 CORRECTIVE COR1-COR2 da 12 gr	
1 VITA MODISOL pennarello	1 VITA VM MODELING LIQUID 50 ml	
1 VITA VM MODELING LIQUID RS 50 ml	1 VITA VM OPAQUE FLUID 50	
ml SUPPORTI DI COTTURA G	SUPPORTI DI COTTURA A + B + C	
indicatore tinte CLASSICAL	VITA Linearguide	
Scala colori VITA classical A1-D4	guida colori STANDARD	

VMK MASTER OPACO IN PASTA				euro	codice
conf. da 5 gr				44,80	TABELLA
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
00084372	00084373	00084374	00084376	00084377	00084378
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00084380	00084381	00084382	00084383	00084384	00084385
C4	D2	D3	D4		
00084386	00084387	00083003	00084388		

VMK MASTER				euro	codice
conf. da 12 gr				16,30	TABELLA
OPACO IN POLVERE					
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
00097932	00086363	00086364	00086365	00089780	00097933
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00089781	00086366	00097934	00097935	00089782	00089783
C4	D2	D3	D4		
00097936	00088834	00089784	00097937		

DENTINA OPACA					
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
00085286	00085287	00083614	00085288	00085289	00088862
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00083613	00085290	00085291	00088863	00088864	00085293
C4	D2	D3	D4		
00088865	00086367	00083002	00088866		

DENTINA					
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
00082074	00084359	00082020	00082021	00084361	00082075
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00082077	00084364	00084365	00084366	00084367	00082076
C4	D2	D3	D4		
00082116	00082114	00083001	00084368		

Vita VMK Master



Vita VM Master

VMK MASTER		euro	codice
conf. da 12 gr		16,30	TABELLA
SMALTO			
EN 1	EN 2	EN 3	
00082022	00082024	00082078	
TRANSLUCENT			
T 1	T 2	T 3	T 4
00082079	00085284	00097926	00086368
T5	T6	T7	T8
00082080	00086369	00084970	00082081

VMK MASTER WINDOW		euro	codice
conf. da 12 gr		16,30	00082094

VMK MASTER WASH OPACO		euro	codice
WO	polvere conf. da 12 gr	16,30	00096603
WOP	pasta conf. da 7 gr	62,90	00085142

disponibile su richiesta l'intero assortimento di masse estetiche VMK Master

Liquidi per modellazione Ceramica Vita



Liquidi modellazione Vita VMK Master

LIQUIDI MODELLAZIONE VITA		euro	codice
LIQUIDO VITA RS per modellare	flacone da 50 ml	15,80	00084974
LIQUIDO VITA RS per modellare	flacone da 250 ml	45,50	00091632
LIQUIDO per opaco in polvere	flacone da 50 ml	8,70	00006348
LIQUIDO per opaco in polvere	flacone da 250 ml	32,70	00006341
LIQUIDO per opaco in pasta	flacone da 15 ml	13,80	00031074
LIQUIDO VITA HIGH SILVER X per modell.	flacone da 50 ml	14,20	00083561

VM13 Classical Vita

Ceramica feldspatica a struttura microfine sviluppata specificatamente per leghe con un CET DI 13,8 - 15,2. I coefficienti di espansione termica e la temperatura di cottura sono adatti a leghe ad elevato e ridotto tenore d'oro, a base di palladio e non nobili. Ottimo comportamento di ritrazione e riflessione della luce simile allo smalto naturale. L'uso delle masse aggiuntive fluorescenti ed opalescenti per risultati individualizzati e di elevata qualità estetica.

Disponibile in colorazione VITA 3D-MASTER e VITA classical A1-D4.



Vita VM 13 Classical

VITA VM 13 Classical OPACO						euro	codice
PASTA	siringa da 5 gr					43,60	TABELLA
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1		
00076232	00071436	00071437	00071438	00072941	00076233		
B2	B3	B4	C1	C2	C3		
00071439	00072942	00072943	00076234	00071833	00076235		
C4	D2	D3	D4				
00076236	00072944	00071832	00072945				

VITA VM 13 Classical						euro	codice
conf. da 12 gr						19,90	TABELLA
conf. da 50 gr						66,70	TABELLA

OPACO IN POLVERE						
	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
12 gr	00078806	00071440	00070985	00071441	00078750	00085875
50 gr			00092416	00092417		
	B2	B3	B4	C1	C2	C3
12 gr	00071442	00091351	00094337	00094338	00078807	00072453
	C4	D2	D3	D4		
12 gr	00084995	00087474	00073372	00091424		

BASE DENTINA						
	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
12 gr	00076237	00071045	00071431	00071050	00072929	00076238
50 gr			00073624	00078056		00082690
	B2	B3	B4	C1	C2	C3
12 gr	00071432	00072930	00072931	00076239	00071836	00071753
50 gr						00082690
	C4	D2	D3	D4		
12 gr	00076240	00072933	00071757	00072934		
50 gr	00073625					

DENTINA TRASPARENTE						
	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
12 gr	00076241	00071048	00071433	00071434	00072935	00076243
50 gr			00080429			
	B2	B3	B4	C1	C2	C3
12 gr	00071435	00072936	00072937	00076244	00071837	00071758
	C4	D2	D3	D4		
12 gr	00076245	00072938	00071759	00072940		

Vita VM13



Vita VM 13

VITA VM 13	euro	codice
conf. da 12 gr	19,90	TABELLA

BASE DENTINA					
1M 1	1M 2	2L 1.5	2L 2.5	2M 1	2M 2
00061216	00061217	00061218	00061219	00061220	00061221
2M 3	2R 1.5	2R 2.5	3L 1.5	3L 2.5	3M 1
00061222	00061223	00061224	00061225	00061226	00061227
3M 2	3M 3	3R 1.5	3R 2.5	4L 1.5	4L 2.5
00061228	00061229	00061230	00061231	00061232	00061263
4M 1	4M 2	4M 3	4R 1.5	4R 2.5	5M 1
00061233	00061234	00061235	00061236	00061237	00061238
5M 2	5M 3				
00061239	00061240				

DENTINA					
1M 1	1M 2	2L 1.5	2L 2.5	2M 1	2M 2
00061274	00061275	00061276	00061277	00061278	00061279
2M 3	2R 1.5	2R 2.5	3L 1.5	3L 2.5	3M 1
00061280	00061281	00061282	00061283	00061284	00061285
3M 2	3M 3	3R 1.5	3R 2.5	4L 1.5	4L 2.5
00061286	00061287	00061288	00061289	00061290	00061291
4M 1	4M 2	4M 3	4R 1.5	4R 2.5	5M 1
00061292	00061293	00061294	00061295	00061296	00061297
5M 2	5M 3				
00061298	00061299				

OPACO IN POLVERE				
OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5
00061406	00061407	00061408	00061409	00061410

SUN OPAQUE		
SO 1	SO 2	SO 3
00085402	00085403	00085404

VITA VM 13 SUN DENTINE	euro	codice
SD1 conf. da 12 gr	23,60	00085399
SD2 conf. da 12 gr	23,60	00085400
SD3 conf. da 12 gr	23,60	00085401

VITA VM 13 OPACO IN POLVERE	euro	codice
WO WASH conf. da 12 gr	19,90	00061411

VITA VM 13 OPACO IN PASTA	euro	codice
WOP WASH siringa da 7 gr	66,70	00061470

VITA VM 13 GINGIVA OPACO POLVERE	euro	codice
GOL ROSA CHIARO conf. da 12 gr	20,20	00061446
GOD ROSA SCURO conf. da 12 gr	20,20	00061447

VITA VM 13 OPACO IN PASTA		euro	codice
siringa da 5 gr		52,60	TABELLA
OP1	OP2	OP3	
00061452	00061453	00061454	
OP4	OP5		
00061455	00061456		

VITA VM 13 GINGIVA		euro	codice
conf. da 12 gr		23,60	TABELLA
G1 ROSA ANTICO	G2 ARANCIO ROSA	G3 ROSA	
00061395	00061396	00061397	
G4 MARRONE ROSSO	G5 ROSSO NERO		
00061398	00061399		

VITA VM 13 MARGIN	euro	codice
conf. da 12 gr	23,6'	TABELLA
M1 BIANCO	M4 GIALLO	M5 AMBRA
00061440	00061441	00061442
M7 BEIGE CHIARO	M8 MARRONE PASTELLO	M9 ARANCIO CHIARO
00061443	00061444	00061445

Vita VM13

VITA VM 13 EFFECT LINER			euro	codice
conf. da 12 gr			61,40	TABELLA
EL1 BIANCO	EL2 BEIGE	EL3 MARRONE		
00061346	00061347	00061348		
EL4 GIALLO	EL5 ARANCIONE	EL6 VERDE GIALLO		
00061349	00061350	00061351		

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL			euro	codice
conf. da 12 gr			23,60	TABELLA

EE1 BIANCASTRO TRASLUC.	EE2 PASTELLO	EE3 ROSA TRASLUC.
00061322	00061323	00061324
EE4 GIALLASTRO	EE5 GIALLASTRO TRASLUC.	EE6 ROSSO TRASLUC.
00061325	00061327	00061329
EE7 ARANCIO TRASLUC.	EE8 ROSSO TRASLUC.	EE9 AZZURRO TRASL.
00061330	00061331	00061332
EE10 BLU	EE11 GRIGIASTRO TRASLUC.	
00061333	00061334	

VITA VM 13 EFFECT PEARL			euro	codice
conf. da 12 gr			23,60	TABELLA
EP1 ROSA ANTICO	EP2 ARANCIO ROSA	EP3 ROSA		
00061352	00061353	00061354		

VITA VM 13 CHROMA PLUS			euro	codice
conf. da 12 gr			23,60	TABELLA
CP1 AVORIO	CP2 BEIGE	CP3 ARANCIO MARRONE CH.		
00061400	00061401	00061402		
CP4 ARANCIO	CP5 VERDE MARRONE			
00061403	00061404			

VITA VM 13 WINDOW			euro	codice
WIN	conf. da 12 gr		19,90	00061361
WIN	conf. da 50 gr		66,70	00061362

VITA VM 13 NEUTRAL			euro	codice
NT	conf. da 12 gr		19,90	00061370

VITA VM 13 EFFECT CHROMA			euro	codice
conf. da 12 gr			23,60	TABELLA
EC1 BIANCO	EC2 BEIGE SABBIA	EC3 GIALLO CH.		
00061335	00061336	00061337		
EC4 GIALLO LIMONE CH.	EC5 ARANCIONE CH.	EC6 ARANCIONE		
00061338	00061339	00061340		
EC7 ROSA	EC8 BEIGE MARRONE	EC9 MARRONE		
00061341	00061342	00061343		
EC10 VERDE MARRONE	EC11 VERDE GRIGIO			
00061344	00061345			

VITA VM 13 EFFECT OPAL			euro	codice
conf. da 12 gr			23,60	TABELLA

EO1 NEUTRO UNIV.	EO2 EFFETTO OPALESCENTE	EO3 BLUAUSTRO
00061358	00061359	00061360
EO4	EO5	
00094335	00085571	

VITA VM 13 MAMELON			euro	codice
conf. da 12 gr			23,60	TABELLA
M M1 BEIGE	M M2 GIALLO MARRONE CALDO			
00061355	00061356			

VITA VM 13 SMALTO			euro	codice
EN L	conf. da 12 gr		19,90	00061364
EN L	conf. da 50 gr		66,70	00061365
EN D	conf. da 12 gr		19,90	00061367
EN D	conf. da 50 gr		66,00	00061368

VITA VM 13 CORRECTIVE			euro	codice
COR 1 NEUTRO	conf. da 12 gr		23,60	00061392
COR 2 BEIGE	conf. da 12 gr		23,60	00061393
COR 3 MARRONE	conf. da 12 gr		23,60	00061394

Liquidi per modellazione Ceramica Vita



Liquidi modellazione Vita

LIQUIDI MODELLAZIONE VITA			euro	codice
LIQUIDO VM per modellare	flacone da 50 ml		9,00	00061923
LIQUIDO VM per modellare	flacone da 250 ml		34,10	00061924
LIQUIDO VM per opaco in pasta	flacone da 15 ml		13,80	00061639
LIQUIDO VM per opaco	flacone da 50 ml		9,00	00061925
LIQUIDO VM per opaco	flacone da 250 ml		34,10	00097940
LIQUIDO VITA HIGH SILVER X per modellare	flacone da 50 ml		14,20	00083561

Noritake CZR

CZR (Cerabien ZR) is a porcelain system for making all ceramic crowns in use with zirconia frameworks. Single crown made from CZR with zirconia can be used in the posterior as well as anterior due to its extremely high exural strength. The combination of CZR and zirconia will give you enhanced esthetics and it with maximum strength for an overall superior restoration.



NORITAKE CZR DENTINA						euro	codice
confezione da 50gr						60,48	TABELLA
confezione da 10gr						15,12	TABELLA
A1B	A2B	A3B	A3,5B	A4B	B1B		
50 gr. PSIMCZBA150	PSIMCZBA250	PSIMCZBA350	PSIMCZBA3550	PSIMCZBA450	PSIMCZBB150		
10 gr. PSIMCZBA110	PSIMCZBA210	PSIMCZBA310	PSIMCZBA3510	PSIMCZBA410	PSIMCZBB110		
B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B		
50 gr. PSIMCZBB250	PSIMCZBB350	PSIMCZBB450	PSIMCZBC150	PSIMCZBC250	PSIMCZC350		
10 gr. PSIMCZBB210	PSIMCZBB310	PSIMCZBB410	PSIMCZBC110	PSIMCZBC210	PSIMCZC310		
C4B	D2B	D3B	D4B				
50 gr. PSIMBCZC450	PSIMCZBD250	PSIMCZBD350	PSIMCZBD450				
10 gr. PSIMBCZC410	PSIMCZBD210	PSIMCZBD310	PSIMCZBD410				

NORITAKE CZR DENTINA OPACA						euro	codice
confezione da 50gr						60,48	TABELLA
confezione da 10gr						15,12	TABELLA
A1B	A2B	A3B	A3,5B	A4B	B1B		
50 gr.							
10 gr.							
B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B		
50 gr.							
10 gr.							
C4B	D2B	D3B	D4B				
50 gr.							
10 gr.							

CZR SHADE BASE			euro
confezione da 50 gr.	SBA1- SBD4		60,48
confezione da 10 gr.	SBA1- SBD4		15,12

CZR MARGIN			euro
confezione da 10 gr.	MA1- MD4 – Clear – Orange – Peach – MDL - MRP		26,40

CZR CERVICAL			euro
confezione da 50 gr.	CV1, 2, 3, 4 – CVV1, 2, 3, 4		60,48
confezione da 10gr.	CV1, 2, 3, 4 – CVV1, 2, 3, 4		15,12

CZR LUSTER LT			euro
confezione da 50gr.			78,00
confezione da 10gr.			19,48
LT0 – LT1 – T Blue – Aqua Blue 1,2 – Natural – Super Gray – Yellow – Incisal Aureola – Sun Bright - Creamy Enamel – Creamy White – ELT1, 2 , 3			

CZR SMALTI			euro
confezione da 50gr	E1 – E2 – E3 – Silky E1 – Silky E2		60,48
confezione da 10gr	E1 – E2 – E3 – Silky E1 – Silky E2		15,12

CZR TRASLUCENTI			euro
confezione da 50 gr.	TX – T0 – T1 – T2		45,36
confezione da 10 gr.	TX – T0 – T1 – T2		11,34

CZR TISSUE			euro
confezione da 50 gr.	TISSUE 1- 7		60,48
confezione da 10 gr.	TISSUE 1- 7		15,12

CZR EXTERNAL/INTERNAL STAIN			euro
confezione da 3 gr.	ES / IS		21,60

Liquidi per ceramica CZR Noritake			euro
FORMING LIQUID	flacone da 100 ml		32,40

Noritake CZR



	euro	codice
CZR MAMELON 1 conf. 10 gr	16,10	00118654
CZR MAMELON 2 conf. 10 gr	16,10	00118655
EX-3 MODIFIER vasetto da 10 gr	16,10	TABELLA
WHITE	GRAY	YELLOW
BLUE	LT ORANGE	ORANGE
00118660	00118661	00118662
00118663	00118664	00118665
PINK	BROWN	DARK PINK
CORAL PINK	GREEN	
00118666	00118667	00118668
00118669	00118670	

Con INTERNAL STAIN è possibile riprodurre molte variazioni di colori a tre dimensioni che si possono individuare nel dente naturale. Nel kit è compreso IS FLUORO.

CZR INTERNAL STAIN	euro	codice
CZR INTERNAL STAIN COMPLETE KIT	a richiesta	00118573
confezione: 19 x 3 gr Internal stain + 1 x 10 ml IS Liquid + 1 x Scala colori IS + istruzioni d'uso		
CZR INTERNAL STAIN vasetto da 3 gr	23,00	TABELLA
WHITE	GRAY	INCISAL BLUE 1
INCISAL BLUE 2	MAMELON ORANGE 1	MAMELON ORANGE 2
00118671	00118672	00118673
00118674	00118675	00118676
CERVICAL 1	CERVICAL 2	CERVICAL 3
EARTH BROWN	REDDISH BROWN	RED
00118677	00118678	00118679
00118680	00118681	00118682
SALMON PINK	A+	B+
C+	D+	FLUORO
00118683	00116217	00118684
00118685	00118686	00118687

CZR ADD-ON	euro	codice
CZR ADD-ON DENTINA conf. 10 gr	16,10	00081775
CZR ADD-ON TRANSLUCENTE conf. 10 gr	16,10	00081777
CZR FORMING LIQUIDO conf. 100 ml	34,60	00118688

Pasta diamantata pronta all'uso per la lucidatura di materiali di ossido di zirconio. Viene utilizzata con una spazzola da lucidatura.

PEARL SURFACE Z	euro	codice
conf. 20 gr	62,90	00099905

La tecnologia di CZR PRESS consiste nell'unione di due tecnologie di successo: ceramiche di ossido e ceramica pressata. Questa sinergia unisce la resistenza alla frattura e la cementabilità di pure cappette in ossido di zirconio, all'integrità marginale, alla versatilità e alla bellezza della ceramica a pressione. Colori base per la realizzazione di corone e ponti in ceramica utilizzando strutture in zirconia.

CZR PRESS	euro	codice
SS BASIC FULL KIT	a richiesta	00118690
18x3gr Shade Stain + 18x3 Dentin + 4x3 Enamel + 4x3gr Transluc. + 4x3gr Cervical + 13x3gr Modifier + 2x3gr Add-On		
SB vasetto da 3 gr euro	30,00	TABELLA



SHADE BASE STAIN					
SS A1	SS A2	SS A3	SS A3.5	SS A4	SS B1
00118691	00106827	00099902	00118692	00118693	00118694
SS B2	SS B3	SS B4	SS C1	SS C2	SS C3
00118695	00118696	00118697	00118698	00118699	00118700
SS C4	SS D2	SS D3	SS D4	SS WHITE	
00108321	00118701	00118702	00118703	00118704	
MODIFICATORE SHADE BASE STAIN					
MOD WHITE	MOD INCISAL BLUE 1	MOD INCISAL BLUE 2	MOD CV ORANGE	MOD EARTH BROWN	MOD SALMON PINK
00118705	00118706	00118707	00118708	00118709	00118710
MOD A+	MOD B+	MOD C+	MOD D+	MOD FLUORO	
00118711	00118712	00118713	00118714	00104220	





MATCH MAKER Zr		euro	codice
Frame Liners (FL1, FL2, FL3)	15 gr.	30,00	0719
Neck Dentine (ND1, ND2, ND3, ND4)	15 gr.	30,00	0720
Dentine (A1 / D4)	15 gr.	30,00	0721
Smalti (E7/E10, Clear, Neutral, OT, UC)	15 gr.	30,00	0724
Fluorescente Neutral	15 gr.	30,00	0727
Shoulder Massa spalla (S31/S35)	15 gr.	30,00	0722
Gingivals (G1, G2)	15 gr.	30,00	0726
Traslucenti colorati (CT1/CT5, CT7)	15 gr.	30,00	0725
Dentine opache (SD1/SD5)	15 gr.	30,00	0723
Occlusali (OC1/OC3)	15 gr.	30,00	0787
Opalescenti (OL7/OL10, white, blue)	15 gr.	30,00	0788
Modificatori (MM3, MM4)	15 gr.	30,00	0789
Mammelloni (M2, M4)	15 gr.	30,00	0790
Glasura	10 gr.	21,00	0728
Glasura liquido (Mc, Zr, LF, Alx)	15 ml.	11,00	0645
Glasura liquid (Mc, Zr, LF, Alx)	60 ml.	20,50	0649
Modelling Liquid (Mc, Zr, LF, Alx)	60 ml.	19,00	0017
Modelling Liquid (Mc, Zr, LF, Alx)	200 ml.	43,50	0019

MatchMaker ZR Ceramic for Zirconium Frameworks

Tabella selezione colori per MatchMaker ZR

Colore	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
MatchMaker ZR Frame Liner	FL1	FL1	FL1	FL1	FL3	FL2	FL1	FL1	FL3	FL3	FL3	FL3	FL3	FL3	FL3	FL3	
MatchMaker ZR Neck Dentine	ND1 – ND4																
MatchMaker ZR Shoulder	S32	S32	S32	S33	S33	S32	S32	S33	S33	S34	S34	S34	S34	S34	S34	S34	S31 Neutral S35 Neutral Opaque
MatchMaker ZR Dentine	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
MatchMaker ZR Enamel	E8	E8	E9	E9	E10	E7	E9	E9	E9	E10	E9	E9	E10	E10	E9	E9	

MatchMaker ZR Color Traslucent	CT1 Blue	CT2 White	CT3 Red	CT4 Yellow	CT5 Orange	CT7 Grey								
MatchMaker ZR Traslucent	C Clear	N Neutral	OT Opal Translucent											
MatchMaker ZR Fluorescent	FN Fluorescent Neutral (miscelare con dentina o smalto per incrementare la fluorescenza)													
MatchMaker ZR Opacious Dentine	SD1 Buttermilk	SD2 Ivory	SD3 Honey	SD4 Sand	SD5 Buff									
MatchMaker ZR Gingivals	G1 Light Pink	G2 Dark Pink												
MatchMaker ZR Glaze Powder														
MatchMaker Zirconium Stain	1 White	2 Yellow	3 Peach	4 Orange Brown	5 Dark Brown	6 Pink	7 Blue	8 Grey	9 Red Brown	10 Black	A	B	C	D



HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer

Ceramica con una bassa temperatura di cottura di 750°C che garantisce un trattamento sicuro del manufatto, anche quando il materiale di cui è fatto ha una scarsa resistenza termica. La nuova ceramica per rivestimento è stata ideata proprio per quei materiali che hanno un coefficiente di espansione termica (CET) da 10,2 a 10,5 µm/ mK ed è l'ideale per rivestire le strutture in zirconia e in disilicato di litio. Anche HeraCeram Zirkonia 750 gode dei benefici della struttura di leucite stabilizzata (SLS) che la protegge contro crepe, scheggiature e fratture, donandole una resistenza eccezionale.

Vantaggi: indicata per le strutture in zirconia e in disilicato di litio massima temperatura di lavoro di 750°C (800°C con ZrO₂); struttura di leucite stabilizzata (SLS); ampia scelta di colori.

HERACERAM ZIRKONIA 750

	euro	codice
FIRST TOUCH SET	a richiesta	00111863

conf. HC-Zirkonia Adhesive neutral 3ml + HC-Zirkonia 750 LiSi-Adhesive 3ml + HeraCeram Stains universal BS-A 2ml + HeraCeram Glaze universal 2ml + 3x20gr HC-Zirkonia 750 Dentine (DA2, DA3, DA3,5) + 3x20gr HC-Zirkonia 750 Increaser (INA2, INA3, INA3,5) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Incisal (S1, S2) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Enhancer (EHA, Neutral) + HC-Zirkonia 750 Mask Bright 20g + HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS2 20g + HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT2 20g + HC-Zirkonia 750 Correction COR 20g + HeraCeram Pasteopaque Liquid POL da 1ml + HeraCeram Modelling Liquid ML da 25ml + HeraCeram Glaze Brush + HeraCeram Modelling Brush (Toray) + HC-Zirkonia 750 Shade Guide First-Touch

DENTINE INCISAL SET

a richiesta 00111864
conf. 16X20gr HC-Zirkonia 750 Dentine (DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4) + 4X20gr HC-Zirkonia 750 Incisal (S1, S2, S3, S4) + HC-Zirkonia 750 Transpa TC 20g + HC-Zirkonia Transpa White 20g + HeraCeram Glaze universal 2ml + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Dentine-Incisal

HERACERAM ZIRKONIA 750

	euro	codice
INCREASER SET	a richiesta	00111865

conf. 22X20gr HC-Zirkonia 750 Increaser (INA1, INA2, INA3, INA3,5, INA4, INB1, INB2, INB3, INB4, INC1, INC2, INC3, INC4, IND2, IND3, IND4, MANGO, SOLARIS, PEACH, ORANGE, TAIGA, CARMEL) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Increaser IN

ENHANCER SET

a richiesta 00111867
conf. 6X20gr HC-Zirkonia 750 Enhancer (EHA, EHB, EHC, BRIGHT, NEUTRAL, GREY) + 2X20gr HC-Zirkonia 750 Mask (Bright, shadow) + HC-Zirkonia 750 Mask Shadow 20g + HC-Zirkonia 750 Correction COR 20g + HC-Zirkonia 750 Margin LM2 20g + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Gingiva (G5, G6) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Transpa (T, White) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HeraCeram Isolation F 10ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Enhancer

MATRIX SET

a richiesta 00111868
conf. 3X20gr HC-Zirkonia 750 Mamel Dentine (MD1, MD2, MD3) + 2X20gr HC-Zirkonia 750 Sec. Dentine (SD1, SD2) + 4X20gr HC-Zirkonia 750 Value (VL1, VL2, VL3, VL4) + 4x20gr HC-Zirkonia 750 Opal Incisal (OS1, OS2, OS3, OS4) + 9X20gr HC-Zirkonia 750 Opal Transpa (OT1, OT2, OT5, OT10, OTY, OTA, OTB, OTG, OTIce) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Matrix

CHROMADENTINE SET

a richiesta 00111869
conf. 1 x adhesive da 3ml + 16 x chromadentine, 20gr (CDA1, CDA2, CDA3, CDA3,5, CDA4, CDB1, CDB2, CDB3, CDB4, CDC1, CDC2, CDC3, CDC4, CDD2, CDD3, CDD4, S1, S2, S3, S4, TC) + 1x Modelling Liquid ML, 25ml + 1x Shade guide Chromadentine

HERACERAM ZIRKONIA 750

	euro	codice
conf. da 20 gr	48,90	TABELLA

DENTINA				
DA1	DA2	DA3	DA3.5	DA4
00111876	00111877	00111878	00111879	00111880
DB1	DB2	DB3	DB4	DC1
00111881	00111882	00111883	00111884	00111885
DC2	DC3	DC4	DD2	DD3
00111886	00111887	00111888	00111889	00111890
SMALTI				
S1	S2	S3	S4	
00111892	00111893	00111894	00111895	
TRANSPA WHITE				
TC	T			
00111896	00111897	00111898		
OPAL INCISAL				
OS1	OS2	OS3	OS4	
00111899	00111900	00111901	00111902	

**HERACRAM ZIRKONIA 750****euro****codice**

conf. da 20 gr

48,90

TABELLA

INCREASER

INA1	INA2	INA3	INA3.5	INA4	INB1
00111903	00111904	00111905	00111906	00111907	00111908
INB2	INB3	INB4	INC1	INC2	INC3
00111909	00111910	00111911	00111912	00111913	00111914
INC4	IND2	IND3	IND4		
00111915	00111916	00111917	00111918		
MANGO INM	SOLARIS INS	PEACH INP			
00111919	00111920	00111921			
ORANGE INO	TAIGA INT	CARAMEL INC			
00111922	00111923	00111924			

ENHANCER

EHA	EBH	EHC
00111925	00111926	00111927
BRIGHT	NEUTRAL	GREY
00111928	00111929	00111930

MASK

BRIGHT	SHADOW
00111931	00111932

MARGIN

LM2
00111933

GINGIVA

G5	G6
00111934	00111935

CORRECTION

COR
00111936

SECONDARIE DENTINE

SD1	SD2
00111937	00111938

MAMELON DENTINE

MD1	MD2	MD3
00111939	00111940	00111941

VALUE

VL1	VL2	VL3	VL4
00111942	00111943	00111944	00111945

OPAL TRANSPA

OT1	OT2	OT5	OT10	OTY
00111946	00111947	00111948	00111949	00111950
OTA	OTB	OTG	OTICE	
00111951	00111952	00111953	00111954	

CHROMA DENTINE

CDA1	CDA2	CDA3	CDA3.5	CDA4	CDB1
00111955	00111956	00111957	00111958	00111959	00111960
CDB2	CDB3	CDB4	CDC1	CDC2	CDC3
00111961	00111962	00111963	00111964	00111965	00111966
CDC4	CDD2	CDD3	CDD4		
00111967	00111968	00111969	00111970		

HERACRAM ZIRKONIA 750**euro****codice**

ADHESIVE flacone 3 ml

67,80

00111870

HeraCeram Zirkonia Kulzer

Ceramica per rivestimento estetico di strutture in ossido di zinco (ZrO₂), con “struttura stabilizzata della leucite” S-L-S che la rende un materiale unico per le eccellenti proprietà termiche, meccaniche e ottiche, determinando robustezza e cicli di cottura efficienti. Temperatura di lavorazione 880°C/860°C, resistenza meccanica pari a 900-1400 Mpa. Per questo è possibile coprire quasi l'intera gamma di ponti e corone.



HERACERAM ZIRKONIA LINER				euro	codice
conf. da 2 ml				48,90	TABELLA
LINER					
LA1	LA2	LA3	LA3,5	LA4	LB1
00061847	00061848	00081585	00061850	00061849	00081586
LB2	LB3	LB4	LC1	LC2	LC3
00081587	00061851	00061852	00081589	00061853	00061854
LC4	LD2	LD3	LD4		
00081590	00061855	00061856	00081591		
BLEACH	GINGIVA	GOLD	LCA	LCB	LCC
00081592	00076587	00081593	00081594	00081595	00081596

HERACERAM ZIRKONIA				euro	codice
conf. da 20 gr				48,90	TABELLA
DENTINA					
DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB1
00076343	00061837	00061838	00061839	00061840	00081598
DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3
00081599	00061841	00061842	00081600	00061843	00061844
DC4	DD2	DD3	DD4		
00076344	00061845	00061846	00081601		
SMALTO					
S1	S2	S3	S4		
00081602	00081603	00081604	00076306		
TRANSPA					
TC	T	WHITE	BLUE		
00081605	00081606	00081607	00081608		

HERACERAM ZIRKONIA				euro	codice
conf. da 20 gr				49,20	TABELLA
INCREASER					
INA1	INA2	INA3	INA3,5	INA4	INB1
00080203	00080065	00081609	00081610	00081611	00081612
INB2	INB3	INB4	INC1	INC2	INC3
00081613	00081614	00076305	00081636	00081637	00080204
INC4	IND2	IND3	IND4	INM mango	INS solaris
00081638	00081639	00080205	00081640	00077927	00061870
INP peach	INO orange	INT terra	INC caramel		
00076345	00081641	00061871	00061869		

HERACERAM ZIRKONIA				euro	codice
NAVIGATOR flacone da 20 gr				49,60	TABELLA
ENANCHER					
EHA	EHB	EHC	EH bright	EHN neutral	EHG grey
00081662	00081663	00081664	00080063	00081665	00080064

HERACERAM ZIRKONIA MASK				euro	codice
NAVIGATOR MA BRIGHT 20 gr				49,60	00080062
NAVIGATOR MA SHADOW 20 gr				49,60	00081666



HeraCeram Zirkonia Kulzer



HERACERAM ZIRKONIA		euro	codice
conf. da 20 gr		48,90	TABELLA

GENGIVA				
G1	G2	G3	G4	G5
00076319	00081658	00081659	00081660	00081661

HERACERAM ZIRKONIA		euro	codice
conf. da 20 gr		52,00	TABELLA

OPAL INCISAL			
OS1	OS2	OS3	OS4
00061857	00061858	00061859	00061860

HERACERAM ZIRKONIA		euro	codice
conf. da 20 gr		48,90	TABELLA

MARGIN				
HM1	HM2	HM3	HM4	HM5
00077928	00080969	00077929	00081649	00081650
HM6	HM7	LM1	LM2	LM3
00077930	00081651	00081652	00077931	00081653
LM4	LM5	LM6	LM7	
00081654	00081655	00081656	00081657	

HERACERAM NP		euro	codice
PRIMER		228,00	00083728

HERACERAM ZIRKONIA		euro	codice
ADESIVO	conf. 3 ml	67,80	00062197
ADESIVO NEUTRAL	conf. 3 ml	67,80	00075042



Vita VM 11

VM 11 Vita

Ceramica feldspatica a struttura microfine, a basso punto di fusione, sviluppata specialmente per l'individualizzazione di strutture coronali in ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS). La nuova generazione di vetroceramiche pone nuovi requisiti al CET delle ceramiche di rivestimento estetico. Il perfetto adattamento dei coefficienti di espansione termica del materiale strutturale e di rivestimento estetico garantisce un legame eccellente e risultati sicuri per un rivestimento privo di distorsioni e soggetto a tensioni minime.

Restauri altamente estetici: l'elevata traslucenza e la calda cromaticità di VITA VM 11 insieme all'effetto opalescente di VITA SUPRINITY assicurano risultati altamente estetici e giochi cromatici vitali. L'adattamento ottimale dei due CET garantisce un legame sicuro e privo di tensioni. Resistenza eccellente, retrazione minima ed elevata stabilità degli spigoli contraddistinguono VITA VM 11. Per l'elevata bagnabilità

superficiale della nuova vetroceramica, la ceramizzazione di VITA SUPRINITY non richiede cotture di Liner o wash.

VITA VM 11	euro	codice
DENTINE KIT	a richiesta	00098305
Confezione: 8 traspa dentine (0M1, A1,A2,A3,A3.5,B2,C2,D2) + 2 Enamel (ENL,END) +1 liquido da 50 ml		
CREATIVE KIT	a richiesta	00098306
Confezione: 3 Sun dentine + 2 Mamelon + 7 Effect Enamel + 3 effect chroma + 1 EP1 + 4 Effect Opal + 2 Enamel (ENL,END) + 1 NT, +1 WIN +1 liquido da 50 ml		

VITA VM 11 TRANSPA DENTINA			euro	codice
conf. da 12 gr			19,90	TABELLA
0M1	A1	A2	A3	
00098307	00098308	00098309	00098310	
A3.5	B2	C2	D2	
00098311	00098312	00098313	00098314	

VITA VM 11			euro	codice
WINDOW	WIN	conf. da 12 gr	19,90	00098334
NEUTRAL	NT	conf. da 12 gr	19,90	00098335
ENAMEL	ENL	conf. da 12 gr	19,90	00098336
ENAMEL	END	conf. da 12 gr	19,90	00098337
MAMELON	MM1	conf. da 12 gr	24,10	00098338
MAMELON	MM3	conf. da 12 gr	24,10	00098339
EFFECT PEARL	EP1	conf. da 12 gr	24,10	00098340

VITA VM 11		euro	codice
conf. da 12 gr		24,10	TABELLA
EFFECT OPAL			
EO1	EO2	EO3	EO5
00098341	00098342	00098343	00098344
EFFECT CHROMA			
EC1	EC5	EC11	
00098345	00098346	00098347	
EFFECT ENAMEL			
EE1	EE3	EE5	EE7
00098348	00098349	00098350	00098351
EE8	EE9	EE11	
00098352	00098353	00098354	
SUN DENTINE			
SD1	SD2	SD3	
00098355	00098356	00098357	

VITA VM 11		euro	codice
LF LIQUIDO MODELLAZIONE	flacone da 50 ml	9.00	00098377



GC Initial ZR

Initial ZR GC

GC Initial ZR apre nuove prospettive per la ceramica integrale, adatta per essere stratificata su tutte le strutture realizzate in ossido di zirconio è caratterizzata da una contrazione estremamente ridotta, garantendo la massima stabilità in cottura. Per l'elevata bagnabilità assicura un'aderenza ottimale e grazie alle Dentine Primarie a elevata fluorescenza permette la riproduzione di colori naturali in modo creativo. Temperatura di cottura 810 °C.

INITIAL ZR	euro	codice
BASIC SET	a richiesta	00044157
conf. 3 Modificatori Frame da 20 gr (FM-1, FM-2, FM-3) + 16 Dentine da 20 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4) + 2 Modificatori Dentina Opaca da 20 gr (ODM-1, ODM-2) + 4 Smalti (E-58, E-59, E-60, E-61) + 4 Smalti intensivi (EI-11, EI-12, EI-13, EI-14) + 1 Clear Fluorescente CL-F da 20 gr + 2 Masse Traslucenti da 20 gr (TN, TO) + 5 Modificatori Traslucenti da 20 gr (TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05) + 1 Glasura polvere GL da 10 gr + 1 Incisio stain INC da 3 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml - 2 Liquido modellazione da 50 ml - Accessori		

INITIAL ZR	euro	codice
ADVANCED SET	a richiesta	00051612
conf. 11 Inside da 20 gr (IN-41, IN-42, IN-43, IN-44, IN-45, IN-46, IN-47, IN-48, IN-49, IN-50, IN-51) + 5 Cervical Translucent da 20 gr (CT-21, CT-22, CT-23, CT-24, CT-25) + 3 Smalti Occlusali da 20 gr (EO-15, EO-16, EO-17) + 4 Smalti Opal da 20 gr (EOP1, EOP2, EOP3, EOP4) + 7 Masse Spalla trasparenti da 20 gr (ST-30, ST-31, ST-32, ST-33, ST-34, ST-35, ST-36) + 3 Masse Spalla Opache da 20 gr (SO-37, SO-38, SO-39) + 3 Fluo Dentin da 20 gr (FD-91, FD-92, FD-93) + 1 Gingiva Universal GU da 20 gr + 1 Massa correttiva COR da 20 gr + 1 Liquido Glasura da 25 ml + 2 Liquido modellazione da 50 ml + 1 Liquido Massa Spalla da 50 ml - Accessori		

INITIAL ZR FRAME MODIFICATORI	euro	codice
FM-1	flacone da 20 gr	44,80 00049126
FM-2	flacone da 20 gr	44,80 00049127
FM-3	flacone da 20 gr	44,80 00049128

Utilizzando i sottofondi Liner Riflettenti si può facilmente adattare il colore dei diversi materiali in ZrO₂ in modo da ottenere un risultato uniforme I sottofondi Liner Riflettenti possono essere applicati utilizzando uno o più colori, oppure aggiungendo una colorazione supplementare con GC Initial IQ Lustre Paste NF.

LIGHT REFLECTIVE LINERS		euro	codice
SET		a richiesta	00085267
conf. 7 x Zr Light Reflective Liner (LR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, LR-6, BL) (3g), 1x Liner Thinner (8ml)			
RICAMBI	conf. da 3 gr	27,60	TABELLA
THINNER	conf. da 8 ml	17,30	00088789
LR-1 A2	LR-A3/C1/C2	LR-3 A3.5/A4/C3/C4	LR-4 B2/B3
00088785	00090959	00088786	00091956
LR-5 B4	LR-6 D2/D3/D4	BL A1/B1/C1	
00091957	00086579	00091958	

INITIAL ZR DENTINA					euro	codice
conf. da 20 gr					40,90	TABELLA
conf. da 50 gr					85,00	TABELLA
A1		A2	A3	A3,5	A4	B1
12 gr	00044160	00044161	00044176	00044177	00044178	00044179
50 gr		00068204	00058082	00055185		
B2		B3	B4	C1	C2	C3
12 gr	00044180	00044181	00044182	00044183	00044184	00044185
50 gr		00087938				
C4		D2	D3	D4		
12 gr	00044186	00044187	00044188	00044189		

Initial ZR GC

INITIAL ZR SMALTO				euro	codice
conf. da 20 gr				40,90	TABELLA
conf. da 50 gr				85,00	TABELLA

	E-57	E-58	E-59	E-60
12 gr	00044273	00044274	00044275	00044276
50 gr	00080144	00080234	00079232	00080235

INITIAL ZR MODIFICATORI DENTINA OPACA				euro	codice
ODM-1	flacone da 20 gr			40,90	00044208
ODM-2	flacone da 20 gr			40,90	00044209

INITIAL ZR CLEAR				euro	codice
CL-F	FLUORESCENTE	flacone da 20 gr		35,00	00044218
CL-W	WINDOW	flacone da 20 gr		35,90	00051615

INITIAL ZR				euro	codice
conf. da 20 gr				43,10	TABELLA
conf. da 50 gr				90,30	TABELLA

TRASLUCENTE		
	TN	TO
20 gr	00044288	00044289
50 gr	00080145	

TRASLUCENTE MODIFICATORE					
	TM-01	TM-02	TM-03	TM-04	TM-05
20 gr	00044290	00044291	00044292	00044293	00044294
50 gr	00083816	00087937	00091600	00086500	00087936

SMALTO INTENSIVO				
	EI-11	EI-12	EI-13	EI-14
20 gr	00044277	00044278	00044279	00044280

SMALTO OCCLUSALE			
	EO-15	EO-16	EO-17
20 gr	00044281	00044282	00044283

SMALTO OPALE				
	EOP-1	EOP-2	EOP-3	EOP-4
20 gr	00044284	00044285	00044286	00044287

CERVICALE TRASLUCENTE					
	CT-21	CT-22	CT-23	CT-24	CT-25
20 gr	00044295	00044296	00044297	00044298	00044299

INITIAL ZR INSIDE				euro	codice
conf. da 20 gr				42,10	TABELLA

IN 41	IN 42	IN 43	IN 44	IN 45	IN 46
FLAMINGO	TERRACOTA	SUN	SAND	HAVANNA	BRASIL
00047500	00047115	00049129	00049130	00049131	00047499

IN 47	IN 48	IN 49	IN 50	IN 51
SIENNA	KURKUMA	MARACUJA	CUTTY	OLIVE
00047593	00049132	00049133	00049134	00047326

INITIAL ZR				euro	codice
GU	GINGIVAL UNIVERSALE	flacone da 20 gr		42,10	00044219
FD-91	FLUO DENTIN	flacone da 20 gr		43,10	000047590
FD-92	FLUO DENTIN	flacone da 20 gr		43,10	000047591
FD-93	FLUO DENTIN	flacone da 20 gr		43,10	000047592





GC Initial ZR

Liquidi e masse accessorie Initial ZR GC

INITIAL ZR			euro	codice
COR	MASSA CORRETTIVA	flacone da 20 gr	38,70	00044220
	LIQUIDO DI MODELLAZIONE	flacone da 25 ml	14,10	00055606
	LIQUIDO DI MODELLAZIONE	flacone da 50 ml	21,20	00044212

INITIAL AL-ZR-Ti			euro	codice
GL	POLVERE GLASURA	flacone da 10 gr	32,30	00044105
	LIQUIDO GLASURA	flacone da 25 ml	18,00	00044106

Initial ZR GC

Ceramica specializzata per riproduzioni gengivali in zirconio, per una transizione naturale dal margine cervicale della corona alla gengiva. Cottura dentina 810°C.; CET 9,4/9,4 (25-550°C.; 10-6K-1) in 2° e 4° cottura, temperatura di trasformazione vetrosa 550°C.; resistenza alla flessione (Mpa) 90.

INITIAL ZR		euro	codice
GUM SHADE SET		a richiesta	00066709
conf. 5 masse Gum da 20 gr (GM-23 base light, GM-24 base dark, GM-34 intensive violet, GM-35 intensiv cream, GM-36 intensive red), 1 frame modifier FM-5 da 20 gr, 1 Liquido di modellazione da 25 ml - 5 campione colore			

INITIAL ZR				euro	codice
GUM SHADE	conf. da 20 gr		40,70		TABELLA
GM 23	GM 24	GM 34	GM 35	GM 236	
BASE LIGHT	BASE DARK	INTENS. VIOLET	INTENS. CREAM	INTENS. RED	
00083933	00088345	00088346	00088347	00088348	

Initial One Body ZR Concept

Ceramica monomassa compatibile con tutte le tecnologie a base di zirconia, la stratificazione delle corone con una sola massa permette di dedicare la massima attenzione alla modellazione e alla funzione. Rapida riproduzione dei colori standard Vita.

INITIAL ONE BODY ZR		euro	codice
SET		a richiesta	00085199
confezione 7 LIGHT REFLECTIVE LINER da 3 gr (sottofondo riflettente) colori: 1/6 e BL, LINER THINNER (diluyente per sottofondo), 5 IQ/L-O-Z BODY da 50 gr colori A - B - C - D - BL LIQUIDO MODELLAZIONE, MANUALE TECNICO			

Initial IQ per ZR GC

GC Initial IQ sistema Mono-massa, a base di feldspato, per la pressatura su strutture in zirconio. Per eccellenti e costanti risultati estetici e funzionali in abbinamento con le tecnologie CAD/CAM. Utilizzabile con opachi standard GC Initial MC e Lustre Pastes.

INITIAL IQ ONE BODY PRESS-OVER-ZIRCON			euro	codice
SET			a	richiesta
			00075851	
4 Power Frame Modifier da 4 gr (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4) + 10 Effect Press Ingots da 10 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach) + 10 Masse da correzione da 5 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach) + Liquido modellazione da 25 ml + GC Ring-Base System Medium (200 g) + Silicone Ring 10 x 10 x One Way Press Plungers for 2 gr Pallets				
INITIAL IQ ONE BODY PRESS-OVER-ZIRCON			euro	codice
L-O-Z	A	conf. da 50 gr.	73,90	00086868
L-O-Z	A	conf. Da 250 gr.	314,10	00098538
L-O-Z	C	conf. Da 50 gr.	73,90	00091959



GC Initial ZR



GC Initial One Body ZR



GC Initial IQ per ZR

Initial IQ-Lustre LP NF GC

Paste a base di particelle fini di ceramica, in gel, tissotropiche, specifiche per la colorazione superficiale di restauri in ceramica integrale. Intervallo di CET ampio (tra 6,9 e 13,3) per lavorare su quasi tutti i tipi di ceramica. Realizzati per offrire un'eccellente profondità cromatica e traslucenza naturale. Disponibili in vasetti pronti all'uso.



	euro	codice
PASTE SET	a richiesta	00078858
confezione: 1 Neutral da 4 gr + 1 Value da 4 gr + 4 Body Shade da 4 gr (A, B, C, D) + 8 Effect smalto da 4 gr (Vanilla, White, Light grey, Dark grey, Light blue, Inciso, 1 Olive, 1 Value) + 1 liquido per Diluent da 8 ml + 1 liquido Refresh da 8 ml + accessori		
PASTE NEUTRAL conf. 4 gr	56,80	00078789
PASTE NEUTRAL COMBI PACK conf. 3 x 4 gr	136,90	00099752
BODY SHADE A conf. 4 gr	56,80	00078788
BODY SHADE B conf. 4 gr	56,80	00078790
BODY SHADE C conf. 4 gr	56,80	00079005
BODY SHADE D conf. 4 gr	56,80	00079006

	euro	codice
ENAMEL SHADE conf. 4 gr	56,80	TABELLA

1 vanilla	2 white	3 light grey	4 dark grey	5 light blue
00079092	00079339	00079093	00078595	00079340
6 dark blue	7 inciso	8 olive	V value	
00079094	00078596	00079007	00079008	

- Liquido diluente per ottenere la consistenza desiderata per la specifica applicazione.
- Liquido umettante per il mantenimento delle proprietà tissotropiche delle paste. Si utilizza per recuperare le paste che si sono seccate e ottenere una consistenza simile ad un gel senza modificarne le caratteristiche fisiche.

LIQUIDO DILUENTE flac. 8 ml	17,50	00066350
LIQUIDO UMETTANTE flac. 8 ml	17,50	00079009

Supercolori a effetto tridimensionale sviluppati per permettere agli odontotecnici di creare un'area di transizione dall'aspetto naturale tra i margini delle corone e la gengiva, applicando i colori gengivali semplicemente con il pennello. Con le speciali Lustre Paste NF Gum Shades, ora potrete realizzare corone e ponti dall'aspetto naturale, garantendo l'eccellenza sia nell'estetica bianca che nell'estetica rosa. Queste speciali Lustre Paste permettono un adattamento individualizzato dei colori gengivali, con risultati armoniosi e naturali. Il sistema si adatta perfettamente alle ceramiche con CET "basso" e CET "alto" ed è compatibile con l'intera gamma di ceramiche GC Initial.

	euro	codice
GUM SHADE SET	a richiesta	00102975
confezione: 5 Gum Shade da 4 gr (G-23/G-24/G-34/G-35/G-36) + 4 Stain Modifier da 3 gr (LP-M1/LP-M2/LP-M3/ LP-M4) + 1 Diluting liquid da 8 ml + 1 Refresh liquid da 8 ml + 1 pennello A + 1 pennello B + 1 blocchetto per miscelazione + 1 coperchio di plastica + scheda colori + manuale tecnico		
GUM SHADE conf. 4 gr	47,10	
G-23	G-24	G-34
00102976	00102977	00102978
G-35	G-36	
00102979	00102981	

Initial LiSi GC

Ceramica specifica da veneer per disilicato di litio. Grazie ai coefficienti di espansione termica (CET) perfettamente corrispondenti, grazie alla bassa temperatura di cottura e alla massima stabilità durante le cotture multiple, GC Initial LiSi garantisce una lavorazione sicura e prevedibile dei framework in disilicato di litio. Può essere usata con la tecnica di stratificazione individuale e con la tecnica di cut-back seguendo il concetto alla base delle ceramiche Initial – una sola tecnica di stratificazione. Framework completamente anatomici applicando i supercolori GC Initial Lustre Pastes NF.

	euro	codice
BASIC SET	a richiesta	00102101
confezione: 6 dentine da 20 gr (D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2) + 4 smalti da 20 gr (E-57/E-58/E-59/E-60) + 1 Clear Fluorescence da 20 gr + 1 CL-F da 20 gr + 2 Translucent da 20 gr (TN/TO) + 1 Bleach Dentin BLD-2 da 20 gr + 1 Bleach Enamel BL-E da 20 gr + 2 Translucent Modifier da 20 gr (TM-01/TM-05) + GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INSitu Glaze GL da 10 gr + GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INSitu Glaze Liquid da 25 ml + GC LiSi Modelling Liquid da 50 ml, 1GC Initial LiSi Scheda colori + GC Initial LiSi Manuale tecnico		



Initial LiSi GC



	euro	codice
ADVANCED SET	a richiesta	00102102
confezione: Enamel Occlusal EO-15 da 20 gr + 3 Fluo-Dentin da 20 gr (FD-91/FD-92/FD-93) + 3 Enamel Opal da 20 gr (EOP-2/EOP-3/EOP-4) + 4 Cervical Translucent da 20 gr (CT-22/CT-23/CT-24/CT-25) + 11 Inside da 20 gr (IN-41/IN-42)		

	euro	codice
confezione 20 gr	40,00	

DENTINA							
D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1	D B2	D B3
00102103	00102104	00102105	00102106	00102107	00102108	00102109	00102110
D B4	D C1	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	D D4
00102111	00102112	00102113	00102114	00102115	00102116	00102117	00102118

SMALTO			
E57	E58	E59	E60
00102119	00102120	00102121	00102122

	euro	codice
confezione 20 gr	42,10	

SMALTO INTENSIVO			
EI 11 grey	EI 12 white	EI 13 rosa	EI 14 yellow
00107073	00107074	00107075	00107076

SMALTO OCCLUSALE		
EO15	EO16 yellow-white	EO17 violet-grey
00102126	00107080	00107081

SMALTO OPALE			
EOP1 bleached-white	EOP2	EOP3	EOP4
00107083	00102130	00102131	00102132

TRANSLUCENT MODIFIER				
TM-01	TM-02 white	TM-03 rosa	TM-04 yellow	TM-05
00102151	00107077	00107078	00107079	00102152

CERVICAL TRANSLUCENT				
CT21	CT22	CT23	CT24	CT25
00107082	00102133	00102134	00102135	00102136

INSIDE					
IN 41 flamingo	IN 42 terracota	IN 43 sun	IN 44 sand	IN 45 havanna	IN 46 brasil
00102137	00102138	00102139	00102140	00102141	00102142
IN 47 sienna	IN 48 kurkuma	IN 49 maracuja	IN 50 curry	IN 51 olive	
00102143	00102144	00102145	00102146	00102147	

FLUO DENTIN		
FD91	FD92	FD93
00102127	00102128	00102129

BLEACH DENTIN			
BLD-1 light dentina	BLD-2 dentina bleach (wh.)	BLD-3 white dentina	BL- E bleach enamel
00107071	00102149	00107072	00102150

Initial LiSi GC

	euro	codice
CLF CLEAR FLUO conf. 20 gr	42,10	00102123
TN TRANSLUCENT NEUTRAL conf. 20 gr	42,10	00102124
TO TRANSLUCENT OPAL conf. 20 gr	42,10	00102125
COR MASSA CORRETTIVA conf. 20 gr	42,10	00102148
GUM GM-23 BASE LIGHT conf. 20 gr	42,10	00107084
MODELLING LIQUID flac. 50 ml	42,10	00102153
GL POLVERE GLASURA conf. 20 gr	32,30	00044105
LIQUIDO GLASURA flac. 25 ml	18,00	00044106

Initial LiSi Press GC

La prima ceramica a base di disilicato di litio in lingotti con micronizzazione ad alta densità (HDM - High Density Micronization). Si usano micro-cristalli di disilicato di litio uniformemente diffusi per riempire l'intera ceramica di vetro invece di usare i tradizionali cristalli di dimensioni maggiori che non sfruttano a pieno i vantaggi della struttura della matrice. Questa tecnologia garantisce la massima stabilità del prodotto, senza distorsioni o riduzioni del valore, anche dopo più cotture.

Per una lavorazione più semplice, veloce e sicura, si consiglia l'uso di GC LiSi PressVest. In sintesi Initial LiSi Press si presenta con un'ottima resistenza alla flessione; colori più ricchi, caldi e brillanti con fluorescenza eccellente; ideale per l'uso con la ceramica per veneer GC Initial LiSi e con le GC Initial Lustre Pastes NF

Quasi totale assenza dello strato di reazione quando viene rimosso il rivestimento e facile rimozione dello strato con processo di sabbiatura con sfere di vetro e senza acido fluoridrico. non danneggia gli antagonisti ed è resistente all'usura.


HT (High Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr						euro
HT-EXW	HT-BLE	HT-E57	HT-E58	HT-E59	HT-E60	
00116812	00116813	00116814	00116815	00116816	00116817	

MT (Medium Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr					euro
MT-B00	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	
00116818	00116819	00116820	00116821	00116822	
MT-B1	MT-B2	MT-C1	MT-C2	MT-D2	
00116823	00116824	00116825	00116826	00116827	

LT (Low Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr				euro
LT-0	LT-B	LT-C	LT-D	
00116828	00116829	00116830	00116831	

MO (Medium Opacity) conf. 5 grezzi da 3 gr			euro
MO-0	MO-1	MO-2	
00116832	00116833	00116834	

Trans Level	Bleach	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-BLE	HT-EXW	HT-E58	HT-E59	HT-E60	HT-E57	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E60	HT-E59		
MT	MT-B00	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3		MT-B1	MT-B2			MT-C1	MT-C2			MT-D2		
LT			LT-A				LT-B				LT-C				LT-D		
MO	MO-0		MO-1		MO-2		MO-1	MO-2		MO-1		MO-2					



IPS e.max Ceram A-D – TABELLA COLORI E COMBINAZIONE MASSE

Colorazione A-D Dentina	Colorazione A-D Deep Dentin	Colorazione A-D Margin	Transpa Incisal
A1	A1	A1	TI 1
A2	A2	A2	TI 1
A3	A3	A3	TI 2
A3,5	A3,5	A3,5	TI 2
A4	A4	A4	TI 2
B1	B1	B1	TI 1
B2	B2	B2	TI 1
B3	B3	B3	TI 1
B4	B4	B4	TI 3
C1	C1	C1	TI 1
C2	C2	C2	TI 2
C3	C3	C3	TI 3
C4	C4	C4	TI 3
D2	D2	D2	TI 2
D3	D3	D3	TI 2
D4	D4	D4	TI 3

IPS e.max Ceram Transpa	nei colori clear e neutral
IPS e.max Ceram Add-On	nelle versioni: IPS e.max Add-On Dentin IPS e.max Add-On Incisal IPS e.max Add-On Margin

IPS e.max Ceram Zirliner

	ZL clear	ZL 1	ZL 2	ZL 3	ZL 4	Intensiv
Colori A-D		A1, A2, B1, B2, C1	A3, A3,5	B3, B4	A4, C2, C3, C4, D2, D3, D4	yellow orange brown incisal



IPS e.max Ceram Selection Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram Selection comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale.

I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi: Special Enamel – masse smalto colorate; Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce; Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce. Vantaggi: effetti naturali e brillante estetica, aumento mirato o riduzione del valore di luminosità; utilizzo in combinazione con le attuali masse IPS e.max Ceram

IPS e.max CERAM SELECTION	euro	codice
SELECTION KIT	a richiesta	00111036
<i>confezione: 6 IPS e.max Ceram Special Enamel da 5 gr (aqua, citrine, honey, apricot, quartz, diamond); 3 IPS e.max Ceram Light Reflector da 5 gr (cream, salmon, silk); 3 IPS e.max Ceram Light Absorber da 5 gr (fog, lavender, taupe)</i>		
vasetto da 5 gr	16,90	

SPECIAL ENAMEL					
AQUA	CITRINE	HONEY	APRICOT	QUARTZ	DIAMOND
00111037	00111038	00111039	00111040	00111041	00111042

LIGHT REFLECT		
CREAM	SALMON	SILK
00111043	00111044	00111045

LIGHT ABSOR		
FOG	LAVENDER	TAUPE
00111046	00111047	00111048

IPS e.max Ceram Power Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram Power Dentin (PD) / Power Incisal (PI) è un materiale da stratificazione (dentina/smalto) per restauri per i quali si desidera una maggiore luminosità. I materiali si usano in particolare su ossido di zirconio traslucido e conferiscono un riflesso luminoso vitale. Le Power Dentin sono disponibili in 4 colori BL Bleach e 16 colori A-D. Gli smalti Power Incisal sono disponibili in 4 colori (PI BL, PI 1, PI 2, PI 3). La combinazione fra Dentine e Smalti è la stessa delle attuali dentine e Transpa Incisal di Ips e.Max Ceram.

IPS e.max CERAM POWER COLORAZIONE A-D	euro	codice
DENTIN KIT	a richiesta	00106661
<i>confezione: 8 dentine da 20 gr (PD A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, D2) + 3 power incisal da 20 gr (1, 2, 3)</i>		
DENTIN INTRO KIT	a richiesta	00106662
<i>confezione: 1 dentina da 20 gr (PD A2) + 1 power incisal da 20 gr (PI 1) + 1 IPS Build-Up liquid allround da 60 ml + 1 Ivocolor Shade 1 da 3 gr + 1 Ivocolor Shade Incisal 3 da 3 gr + 2 Ivocolor Essence (sunset, mahogany) da 1.8 gr + 1 Glaze polvere Fluo da 1.8 gr + 1 Glaze paste Fluo da 3 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml</i>		
confezione 20 gr	37,80	

POWER DENTINA					
D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1
00106663	00106664	00106665	00106666	00106667	00106668
D B2	D B3	D B4	D C1	D C2	D C3
00106669	00106670	00106671	00106672	00106673	00106674
D C4	D D2	D D3	D D4		
00106675	00106676	00106677	00106678		

POWER INCISAL		
I 1	I 2	I 3
00106679	00106680	00106681

IPS e.max Ceram A-D Ivoclar Vivadent



Ceramica di stratificazione a base di nano-fluoro-apatite a basso punto di fusione (750°C) e CET (100°-400°C) 9.5 (x10⁻⁶ K⁻¹). È indicata per il rivestimento estetico e la caratterizzazione di tutte le componenti e.max. Lo stesso concetto di stratificazione è applicabile per strutture in vetroceramica di colore dentale, ma anche su strutture a base di ossido di zirconio bianche e meno trasparenti per le quali è stato studiato il nuovo concetto Zirliner che oltre a permettere un forte legame consente di conferire un carattere colorato. Il concetto cromatico di e.max Ceram è lo stesso affermato per tutti gli altri materiali da rivestimento Ivoclar Vivadent (IPS d.Sign, IPS InLine, SR Adoro).

IPS e.max Ceram COLORAZIONE A-D	euro	codice
BASIC KIT	a richiesta	00050179
<i>conf. 8 dentine da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i> <i>3 trasparenti incisali (smalti) da 20 gr (T11, T12, T13)</i> <i>2 trasparenti da 20 gr (T1, T2, T3)</i> <i>2 trasparenti da 20 gr (neutral, clear)</i> <i>2 masse Add-On da 20 gr (dentin, incisal)</i> <i>1 liquido Build-Up allrounda 60 ml</i> <i>1 liquido Build-Up soft da 60 ml</i> <i>1 glasura in pasta da 3 gr</i> <i>1 glasura fluorescente in pasta da 3 gr</i> <i>1 liquido glasura e supercolori allrounda 15 ml</i> <i>1 liquido glasura e supercolori longlife da 15 ml</i> <i>1 IPS liquido separatore per ceramica da 15 ml</i> <i>1 IPS liquido isolante per modelli da 50 ml</i> <i>2 campionari masse (dentine, smalti/trasparenti)</i>		

IPS e.max Ceram DENTINA	euro	codice
conf. da 20 gr	37,80	TABELLA
D A1	D A2	D A3
00052472	00052145	00052523
D A3,5	D A4	D B1
00055280	00052134	00052135
D B2	D B3	D B4
00057383	00057384	00052136
D C1	D C2	D C3
00057638	00055525	00052137
D D2	D D3	D D4
00055964	00052138	00051187
		00055935

IPS e.max Ceram TRANSPA INCISAL	euro	codice
conf. da 20 gr	37,80	TABELLA
TI 1	TI 2	TI 3
00052473	00051188	00054767

disponibili su richiesta dentine e smalti in confezione da 100 gr

Masse marginali per la realizzazione di spalle ceramiche indicate per l'uso su strutture in ossido di zirconio. Non devono essere utilizzate su vetroceramica.

IPS e.max Ceram MARGIN COLORAZIONE A-D	euro	codice
MARGIN KIT	a richiesta	00059307
<i>conf. 8 masse margin da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3)</i> <i>4 intensivi margin da 20 gr (orange, orange/pink, yellow, yellow/pink)</i> <i>1 margin Add-On da 20 gr</i> <i>1 liquido isolante margin da 20 ml</i> <i>1 liquido Build-Up allround da 60 ml</i> <i>1 liquido margin Build-Up carving da 60 ml</i> <i>1 campionario masse margin A-D</i>		

IPS e.max Ceram MARGIN	euro	codice
conf. da 20 gr	41,60	TABELLA
A1	A2	A3
00057631	00051025	00054066
A3,5	A4	B1
00055650	00059313	00059315
B2	B3	B4
00054008	00051026	00059316
C1	C2	C3
00059317	00059318	00055019
D2	D3	D4
00059321	00057170	00055018
		00059323

IPS e.max Ceram A-D Ivoclar Vivadent

Masse Deep Dentin dalla fluorescenza naturale, opacità aumentata e saturazione cromatica anche in minimi spessori permettono di ottenere il colore di base del dente e di ottenere pertanto restauri conformi alla natura.

IPS e.max Ceram DEEP-DENTIN COLORAZIONE A-D	euro	codice
DEEP-DENTIN KIT	a richiesta	00053724
conf. 8 masse Deep Dentin da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3), 1 Deep Dentin campionario masse		

IPS e.max Ceram DEEP-DENTIN				euro	codice
conf. da 20 gr				41,60	TABELLA
DD A1	DD A2	DD A3	DD A3,5	DD A4	DD B1
00051015	00050906	00051014	00051031	00053725	00057634
DD B2	DD B3	DD B4	DD C1	DD C2	DD C3
00055837	00051032	00050907	00059333	00059335	00053726
DD C4	DD D2	DD D3	DD D4		
00059338	00053727	00059396	00059397		

IPS e.max Ceram ZirLiner Ivoclar Vivadent

Permettono di ottenere un legame con la struttura in ossido di zirconio e possiedono una buona conduzione di luce e un'elevata fluorescenza. Permettono pertanto di ottenere un effetto di profondità e di colore naturale sulla struttura bianca ed opaca. Poiché la temperatura di cottura è di 960°C non devono essere utilizzati su vetroceramica.

IPS e.max Ceram ZirLiner	euro	codice
ZirLiner KIT	a richiesta	00050905
conf. 5 ZirLiner da 5 gr (ZL clear, ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4), 4 intensivi ZirLiner da 5 gr (IZL yellow, IZL orange, IZL brown, IZL incisal), 1 liquido ZirLiner Build-Up da 60 ml - 1 campionario masse ZirLiner		

IPS e.max Ceram ZirLiner				euro	codice
conf. da 5 gr				23,50	TABELLA
CLEAR	ZL 1	ZL 2	ZL 3	ZL 4	
00051013	00051027	00051028	00054251	00055279	

IPS e.max Ceram ZirLiner INTENSIVI			euro	codice
conf. da 5 gr			23,50	TABELLA
YELLOW	ORANGE	BROWN	INCISAL	
00059400	00059401	00054252	00057688	

IPS e.max Ceram ZirLiner		euro	codice
LIQUIDO ALLROUND	flacone da 60 ml	19,90	00051537
GINGIVA	conf. da 5 gr	23,50	00062704

IPS e.max Ceram masse speciali Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram INTENSIV MARGIN			euro	codice
conf. da 20 gr			41,60	TABELLA
ORANGE	ORANGE/PINK	YELLOW	YELLOW-GREEN	
00052426	00059328	00052427	00057687	

IPS e.max Ceram TRASPARENTE		euro	codice
T CLEAR	conf. da 20 gr	37,80	00053842
T NEUTRAL	conf. da 20 gr	37,80	00052146



IPS e.max Ceram A-D Ivoclar Vivadent



IPS e.max Ceram ZirLiner Ivoclar Vivadent



IPS e.max Ceram Ivoclar Vivadent



IPSe.max Ceram Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram masse speciali Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram IMPULSE

IMPULSE KIT

- conf. 2 dentine occlusali da 20 gr (orange, brown)
 3 massa mamelon da 20 gr (light, yellow/orange, salmon)
 6 Opal Effect da 20 gr (OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, violet)
 3 trasparenti da 20 gr (blue, brown/grey, orange/grey)
 1 incisal edge da 20 gr
 2 special incisal da 20 gr (yellow, grey)
 1 inter incisal da 20 gr (white/blue)
 4 trasparenti cervicali da 20 gr (yellow, orange/pink, khaki, orange)
 1 campionario masse Impulse

euro
a richiesta

codice
00050185

IPS e.max Ceram IMPULSE DENTINE OCCLUSALI

	conf. da 20 gr	43,20	codice
BROWN			00051030
ORANGE			00050403

IPS e.max Ceram IMPULSE TRASPARENTI

	conf. da 20 gr	43,20	codice
T BLUE			TABELLA
T BROWN/GREY			
T ORANGE/GREY			
00050911	00054211	00054253	

IPS e.max Ceram IMPULSE MASSE MAMELON

	conf. da 20 gr	43,20	codice
LIGHT	YELLOW/ORANGE	SALMON	TABELLA
00050401	00050402	00056897	

IPS e.max Ceram IMPULSE SPECIAL INCISAL

	conf. da 20 gr	43,20	codice
YELLOW			00052139
GREY			00052140

IPS e.max Ceram IMPULSE OPAL EFFECT

	conf. da 20 gr	43,20	codice
OE 1	OE 2	OE 3	
00050405	00050908	00050406	
OE 4	OE 5	OE VIOLET	
00050909	00050910	00050407	

IPS e.max Ceram IMPULSE INTER INCISAL

	conf. da 20 gr	43,20	codice
WHITE-BLUE			00055164

IPS e.max Ceram IMPULSE TRASPARENTE CERVICALE

	conf. da 20 gr	43,20	codice
CT YELLOW	CT ORANGE/PINK	CT KHAKI	CT ORANGE
00051029	00053959	00054212	00050408

IPS e.max Ceram IMPULSE INCISAL EDGE

	conf. da 20 gr	43,20	codice
			00050404

Masse per la caratterizzazione di zone gengivali di tutti i materiali IPS e.max PRESS, CAD/CAM e di strutture realizzate in ossido di zirconio sinterizzato, ossido zirconio HIP nonché ossido di zirconio presinterizzato con un CET nel campo di 10.5 - 11.0 x 10-6K-1 (100-400°C)

IPS e.max Ceram GINGIVA

GINGIVA KIT

- conf. 1 IPSe.max Ceram Zirliner ZL Gingiva da 5 gr
 5 IPSe.max Ceram Gingiva G da 20 gr (1, 2, 3, 4, 5)
 4 IPSe.max Ceram Intensiv Gingiva G da 20 gr (IG 1, IG 2, IG 3, IG 4)
 3 IPSe.max Ceram Essence da 5 gr (E20 Rose, E21 Berry, E22 Aubergine)
 1 IPSe.max Ceram Gingiva campionario masse

euro
a richiesta

codice
00066926



IPSe.max Ceram Ivoclar Vivadent

IPS e.max Ceram GINGIVA

conf. da 20 gr				43,20	TABELLA
1	2	3	4	5	
00066931	00066932	00066933	00066934	00066935	

IPS e.max Ceram GINGIVA INTENSIV

	conf. da 20 gr	43,20	codice
1	2	3	4
00066936	00066937	00066938	00066939



IPS e.max Ceram masse speciali Ivoclar Vivadent


IPS e.max Ceram ADD-ON			euro	codice
A-O	DENTIN	conf. da 20 gr	39,60	00054881
A-O	INCISAL	conf. da 20 gr	39,60	00054152
A-O	MARGIN	conf. da 20 gr	39,60	00055651



IPS Natural DIE Material Ivoclar Vivadent

IPS NATURAL DIE MATERIAL		euro	codice
KIT		a richiesta	00054734
conf. 9 IPS Natural Die Material da 8 gr (colori da 1 a 9)			
1 IPS Natural Die Material Separator da 20 ml			
8 supporti per monconi			
8 otturatori in plastica			
1 supporto universale			
1 IPS Natural Die Material campionario masse			
SEPARATOR	flacone da 20 ml	26,40	00053965

IPS Empress Esthetic	Rivestimento	IPS e.max Press	IPS e.max ZirPress
1075°C	Temperatura di pressatura	915-930°C	900-910°C
SI	IPS PressVest	SI	SI
SI	IPS PressVest Premium	SI	SI
-	IPS PressVest Speed	SI	SI
SI	IPS Empress Esthetic Speed	-	-



IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

Grezzo in vetroceramica a base di disilicato per la tecnica di pressatura. Il materiale è disponibile in 4 gradazioni di traslucenza, 2 grandezze ed ora come grezzi Impulse. Il risultato è un'estetica naturale, indipendentemente dal colore del moncone.

IPS e.max Press COLORAZIONE A-D		euro	codice	IPS e.max Press COLORAZIONE A-D		euro	codice
STARTER KIT		a richiesta	00074999	BASIC KIT		a richiesta	00075878
1 IPS e.max Press refill 5, HT A2	1 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 20 g			1 IPS e.max Press Refill, Sp. HO 1	1 IPS e.max Press Refill, Sp. MO 1		
1 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g 1	1 IPS e.max Ceram Essence 5 g 01 white			4 IPS e.max Press Refill, Sp. LT (A1, A2, A3, B1)			
1 IPS e.max Ceram Shade 3 g 1	1 IPS e.max Ceram Shade 3 g I1			4 IPS e.max Press Refill, Sp. HT (A1, A2, A3, B1)			
1 IPS e.max Ceram Glaze Paste 3 g				1 IPS base per cilindro 100 g	1 IPS base per cilindro 200 g		
1 IPS e.max Ceram Gl-Stain Liq.15 ml allround				1 IPS calibro 100 g	1 IPS calibro 200 g		
1 IPS e.max Ceram Build up Liq. 15 ml	1 IPS Muffelsystem 100 g			1 IPS Silicone Ring 100 g	1 IPS Silicone Ring 200 g		
1 IPS Sprue Guide 100 g	1 IPS Alox Plunger			1 IPS Sprue Guide 100 g	1 IPS Sprue Guide 200 g		
1 IPS Alox Plunger Separator 200 mg	1 IPS PressVest Speed 5 sacchetti			1 IPS e.max Alox Plunger 2 p.	1 IPS e.max Alox Plunger Separator 3 g		
1 IPS PressVest Speed Liq. 100 ml	1 IPS e.max Press Invex Liq. 50 ml			1 IPS Object Fix Flow	1 IPS Ceramic Etching Gel Kit		
				3 OptraStick Testpack	1 IPS e.max Press Invex Dose		
				1 IPS Natural Die campionario masse	1 IPS e.max Press HO/MO Camp. masse		
				1 IPS e.max Press/CAD HT Camp. masse	1 IPS e.max Press /CAD LT Camp. masse		
				1 box per materiale small (1x55/1x80)			

Grezzi MO (Medium Opacity) disponibili in 5 gruppi di colore (MO 0-MO 4) e grazie alla loro opacità sono ideali per la realizzazione di strutture su monconi vitali leggermente decolorati. Rappresentano la base ideale per restauri naturali realizzati con la tecnica di stratificazione.

Grezzi HO (High Opacity) disponibili in 3 gruppi di colore (HO 0-HO 2) e grazie alla loro elevata opacità sono ideali per la realizzazione di strutture su monconi devitalizzati fortemente decolorati o abutment in titanio. Coprono lo sfondo scuro e consentono di ottenere risultati di elevata estetica.



IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

IPS e.max Press GREZZI			euro	codice
HO	(high opacity)	conf. 5 pz	85,10	TABELLA
HO L	(high opacity)	conf. 3 pz	102,00	TABELLA
MO	(medium opacity)	conf. 5 pz	85,10	TABELLA
MO L	(medium opacity)	conf. 3 pz	102,00	TABELLA

	HO	HO L	MO	MO L
0	00050976	00057947	00055097	00059404
1	00074789	00075880	00052096	00054596
2	00075879	00075882	00050977	00055685
3			00055358	00059405
4			00059403	00059406

IPS e.max Press MO	MO 0	MO 1	MO 2	MO 3	MO 4
Colori A-D / Bleach	BL1 – BL4	A1, A2 B1, B2, C1	A3, A3,5	B3, B4	A4, C2, C3, C4 D2, D3, D4

IPS Empress Cosmopost	IPS Empress 2	IPS Empress Eshtetic	Rivestimento	IPS e.max Press	IPS e.max ZirPress
900°C	920°C	1075°C	Temperatura di pressatura	915-930°C	900-910°C
SI	SI	SI	IPS PressVest	SI	SI
SI	SI	--	IPS PressVest Speed	SI	SI
--	--	SI	IPS Empress Esthetic Speed	--	--

IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

Grezzi HT (High Translucency) disponibili in 16 colori A-D e 4 Bleach. Grazie alla loro elevata traslucenza sono particolarmente indicati per la realizzazione di restauri di piccole dimensioni come p.es. inlays ed onlays. Possono essere individualizzati efficientemente con la tecnica di pittura.

Grezzi MT (Medium Translucency) disponibili nei 16 colori A-D e 4 Bleach BL si utilizzano per restauri che necessitano di una maggiore luminosità dei restauri HT e maggiore traslucenza degli LT. In seguito alla loro media traslucenza, sono consigliati per la realizzazione dei seguenti restauri tramite tecnica di pittura o cut-back: faccette occlusali, faccette sottili e faccette, corone parziali e corone, ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale).

Grezzi LT (Low Translucency) disponibili nei 16 colori A-D e 4 Bleach BL, e grazie alla loro minore traslucenza sono ideali per la realizzazione di restauri più grandi (p.es. corone nei settori latero-posteriori) mentre in zona anteriore l'aspetto estetico viene massimizzato mediante la tecnica cut-back ed IPS e.max Ceram.



IPS e.max Press GREZZI		euro	codice
HT	conf. 5 pz	85,10	TABELLA
HT L	conf. 3 pz	102,00	TABELLA
MT	conf. 5 pz	85,10	TABELLA
MT L	conf. 3 pz	102,00	TABELLA
LT	conf. 5 pz	85,10	TABELLA
LT L	conf. 3 pz	102,00	TABELLA

IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

	HT high translucency	HT L high translucency	MT medium translucency	MT L medium translucency	LT low translucency	LT L low translucency
A1	00074720	00074977	00102211	00102222	00066968	00066861
A2	00074727	00075800	00102212	00102223	00063040	00066862
A3	00074947	00075905	00102213	00102224	00062845	00066863
A3.5	00075209	00075906			00066527	00066864
A4	00075774	00075907			00075883	00075890
B1	00075159	00075908	00102215	00102225	00066856	00066865
B2	00075897	00075909	00102216	00102226	00066857	00066866
B3	00075898	00075910			00062690	00066867
B4	00075899	00075911			00075884	00075981
C1	00075900	00075912	00102217	00102227	00075885	00075982
C2	00075210	00075913			00066859	00066868
C3	00075901	00075914			00075886	00075893
C4	00075902	00075915			00075887	00075894
D2	00075903	00075916	00102218	00102228	00075888	00075895
D3	00075474	00075917			00062844	00066869
D4	00075904	00075918			00075889	00075896
BL1	00075919	00075923			00071037	00071983
BL2	00075920	00075924	00102221	00102231	00071038	00071984
BL3	00075921	00075925	00102219	00102229	00071058	00071985
BL4	00075922	00075926	00102220	00102230	00071059	00071986

IPS e.max Press Ivoclar Vivadent



Ips e.Max Press Multi Ivoclar Vivadent

IPS e.max Press Multi sono grezzi policromatici in disilicato di litio (LS2) per la tecnologia PRESS con una resistenza alla flessione di 400 MPa per la realizzazione di restauri monolitici altamente estetici e con un naturale passaggio cromatico dalla dentina all'area dello smalto. Indicazioni:

- Faccette (spessore strato > 1 mm)
- Corone nei settori anteriori e posteriori
- Corone abutment ibride (in combinazione con una Ti base)

N.B.: in seguito alla particolare tecnica di lavorazione, non è possibile la realizzazione di inlays, onlays e ponti.

Forni compatibili per la pressatura di IPS e.max Press Multi, possono essere usati esclusivamente i forni Programat EP 3000/EP 5000 e Programat EP 3010/EP 5010.

IPS e.max MULTI	euro	codice
BASIC KIT	a richiesta	00101537
conf. 4 IPS e.max Press Multi conf. 5 pz (A1, A2, A3, B1), 1 IPS Ceramic Etching Gel 5 ml, 1 Polvere neutralizzante 30 gr + accessori vari		
INTRO KIT	a richiesta	00101232
conf. 2 IPS e.max Press Multi conf. 5 pz (A1, A2), accessori vari		

IPS e.max MULTI				euro	codice
GREZZI	conf. 5 pz			131,50	TABELLA
A1	A2	A3	A3.5	B1	
	00101527	00101528	00101529	00101530	
	00101531				
B2	C1	C2	D2	BL2	
	00101532	00101533	00101534	00101535	
	00101536				

IPS e.max MULTI	euro	codice
INGOT INSERT conf. 1 pz	10,50	00101556



IPS e.max ZirPress Ivoclar Vivadent

Grezzo in vetroceramica a base di fluoro-apatite per la tecnologia di sovrappressatura su strutture in ossido di zirconio che abbiano un CET (100°-500°C) 10.5 - 11 (x10⁻⁶ K-1). I grezzi ZirPress possono essere pressati in modo totalmente anatomico oppure come nucleo dentinale (ct-back). Sono disponibili in tre gradazioni di opacità MO, LT, HT nei colori A-D e nei 4 colori Bleach BL.

IPS e.max ZirPress COLORAZIONE A-D

	euro	codice
BASIC KIT	a richiesta	00075993
conf. 1 IPS e.max Zirpress refill 5 p. G4 1 IPS e.max Zirpress refill 5 p. MO A2		
4 IPS e.max Zirpress refill 5 p. LT (A1, A2, A3, B1)		4 IPS e.max Zirpress refill 5 p.
HT (A1, A2, A3, B1)		
1 IPS base per cilindro 100 g	1 IPS base per cilindro 200 g	
1 IPS calibro 100 g	1 IPS calibro 200 g	
1 IPS Silicone Ring 100 g	1 IPS Silicone Ring 200 g	
1 IPS Sprue Guide 100 g	1 IPS Sprue Guide 200 g	
1 IPS e.max Alox Plunger 2 pz	1 IPS e.max Alox Plunger Separator 3 g	
1 IPS e.max Press Invex Dose	1 IPS Natural Die campionario masse	
1 box per materiale small (1x55/1x80)		

IPS e.max ZirPress GREZZI

IPS e.max ZirPress GREZZI					euro	codice
LT / HT		conf. 5 pz			82,10	TABELLA
		BL 1	BL 2	BL 3	BL 4	A1
LT	5 pz	00059433	00059434	00059435	00059436	00053700
HT	5 pz	00067915	00067916	00067917	00067918	00067122
		A2	A3	A3,5	A4	B1
LT	5 pz	00056667	00056649	00059426	00075930	00059428
HT	5 pz	00067123	00067124	00067909	00075937	00067910
		B2	B3	B4	C1	C2
LT	5 pz	00058305	00059429	00075931	00075932	00059430
HT	5 pz	00067911	00067912	00075938	00075939	00067913
		C3	C4	D2	D3	D4
LT	5 pz	00075933	00075934	00075935	00059432	00075936
HT	5 pz	00075940	00075941	00075942	00067914	00075943

Accessori IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

Il sistema cilindri IPS Multi 200 gr si utilizza per il processo di lavorazione dei grezzi IPS e.max Press Multi. La base per cilindro presenta apposite feritorie per il semplice posizionamento fino a 4 modellazioni. La base per cilindro IPS Multi viene fornita insieme allo squadracilindri nel sistema cilindri IPS Multi da 200 gr.

IPS e.max PRESS MULTI

	euro	codice
INVESTMENT RING SYSTEM 200 gr KIT	41,60	00101555
conf. 1 base per cilindro 200 gr + 1 squadracilindri 200 gr		

IPS Multi One-Way-Plunger è un pistone monouso di precisione che si deve utilizzare per la pressatura dei grezzi IPS e.max Press Multi. La specifica geometria insieme alla minima tolleranza di produzione sono calibrate per il sistema cilindri 200 g IPS Multi e consente di ottenere un risultato di pressatura ottimale.

IPS e.max PRESS MULTI

	euro	codice
ONE WAY PLUNGER 100/200 gr conf 50 pz	83,10	00101542

IPS Multi Wax Pattern sono componenti in cera per il fissaggio della modellazione alla base del cilindro. La speciale forma della parte in cera influisce in modo determinante il comportamento di scorrimento del grezzo IPS e.max Press Multi nel processo di pressatura, in modo che il decorso cromatico (dentina/smalto) venga pressato in posizione corretta nel restauro. Per restauri sottili (p.es. dente anteriore inferiore) si utilizza per la ceratura la forma B. Per tutti gli altri restauri trova impiego la forma A.

IPS e.max PRESS MULTI

	euro	codice
WAX PATTERN FORMA A VERDE conf 80 pz	37,10	00101543
WAX PATTERN FORMA B ROSA conf 80 pz	37,10	00101554



IPS PressVEST Premium Ivoclar Vivadent

Massa da rivestimento universale, a legante fosfatico per le ceramiche per pressatura Ivoclar Vivadent. Oltre che per la messa in rivestimento di restauri di denti singoli, ponti ed abutment ibridi, è indicata anche per la tecnica di sovrappressatura di strutture in ossido di zirconio e metallo. È utilizzabile sia nella tecnica convenzionale che in quella Speed (rapida). L'elevata stabilità nella fase di preriscaldamento, consente la lavorazione di materiali a diversa espansione. È particolarmente indicata per restauri fresati e pressati in cera o resina. L'elevata stabilità crea inoltre un'ottima stabilità dei bordi. La consistenza fine e densa della massa offre qualità costante e conduce a superfici omogenee e lisce. I restauri pressati con IPS PressVEST Premium presentano uno strato di reazione minimo e facilmente rimovibile. Inoltre presentano per un'elevata fedeltà di riproduzione dei dettagli e massima precisione



IPS PRESSVEST PREMIUM	euro	codice
POLVERE conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg)	111,00	00117379
POLVERE conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)	198,00	00117380
LIQUIDO flacone 500 ml	21,50	00117381
LIQUIDO flacone 1000 ml	38,60	00117382

IPS PressVEST Speed Ivoclar Vivadent

IPS PressVEST massa da rivestimento a legame fosfatico ottimizzata per il metodo di riscaldamento convenzionale (notturno). La versione Speed è utilizzabile per il metodo di riscaldamento rapido (diurno). Utilizzabile per le seguenti ceramiche pressabili: IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS Empress 2, IPS Empress Cosmo.



PRESSVEST SPEED	euro	codice
POLVERE SPEED conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg)	111,00	00050183
POLVERE SPEED conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)	198,00	00054569
LIQUIDO SPEED flacone da 500 ml	21,50	00050184
LIQUIDO SPEED flacone da 1000 ml	38,60	00054570

Serve a sciogliere lo strato di reazione che si forma sulle strutture IPS e.max Press e IPS e.max ZirPress durante la pressatura.

IPS e.max	euro	codice
PRESS INVEX flacone da 1000 ml	55,00	00050354

Con IPS Multi Sprue Guide 200 g si può controllare la corretta imperniatura dei restauri da pressare sul sistema cilindri IPS Multi 200 g.

IPS e.max PRESS MULTI	euro	codice
SPRUE GUIDE 200 gr conf 1 pz	14,20	00101541

Il sistema di cilindri IPS e.max 300gr Starter Kit comprende tutte le componenti per la sovrappressatura di restauri estesi oppure per un grande numero di piccoli restauri. È indicato per la sovrappressatura di strutture in ossido di zirconio (con IPS e.max ZirPress) e strutture in metallo (IPS InLine PoM). IPS sistema cilindri 100 e 200 g si utilizza per IPS e.max Press, ZirPress ed IPS InLine PoM; il sistema cilindri 300 g esclusivamente.

IPS SISTEMA CILINDRI	euro	codice
conf. 3 basi per cilindro + 3 calibri da 100 gr	31,30	00050974
conf. 3 basi per cilindro + 3 calibri da 200 gr	31,30	00050975
conf. 3 basi per cilindro + 3 calibri da 300 gr	41,60	00075275

IPS Silicon ring si utilizzano sia per l'IPS sistema cilindri sia per il sistema cilindri IPS Empress.

IPS SILICON RING	euro	codice
da 100 gr conf. 1 pz	32,80	00047735
da 200 gr conf. 1 pz	33,90	00047736
da 300 gr conf. 1 pz	41,60	00075274





Proform-12 Renfert



Mesh-Tray Renfert



Fibertray Renfert

Accessori IPS e.max Press Ivoclar Vivadent

Realizzato in allumina ad alta purezza, riutilizzabile, per la pressatura di tutte le ceramiche.

IPS ALOX PLUNGER	euro	codice
conf. 2 pistoni in allumina	65,80	00050972

IPS Separator impedisce l'adesione del pistone in allumina al grezzo in ceramica durante il processo di pressatura e di raffreddamento nel cilindro, formando uno strato di separazione. È sufficiente una minima quantità di IPS Separator.

IPS SEPARATOR	euro	codice
conf. 200 mg	21,40	00050973

IPS ONE-WAY PLUNGER		euro	codice
da 300 gr	conf. 25 pz	134,50	00076199
da 300 gr	conf. 50 pz	244,00	00076200

Si utilizza per l'inserimento contemporaneo di più grezzi nel cilindro da 300 gr.

IPS PINZA PER GREZZI	euro	codice
conf. 1 pz	169,00	00076201

Calibro di impernatura degli oggetti da pressare sulla base per cilindro.

IPS SPRUE GUIDE	euro	codice
MODUL SYSTEM 100 gr conf. 1 pz	14,20	00066432
MODUL SYSTEM 200 gr conf. 1 pz	14,20	00068653
MODUL SYSTEM 300 gr conf. 1 pz	14,20	00081437

Plastificanti, Supporti cottura e Carboni

Proform-12 Renfert

Additivo che dona alla ceramica una malleabilità plastica e una consistenza come la cera. Di colore neutro, non ha alcun influsso sulla cottura.

PROFORM-12	euro	codice
1462-0000 flacone da 60 ml	30,50	00005132

Mesh-Tray Renfert

Sostegno refrattario a nido d'ape, leggerissimo per posizionare individualmente le corone e i ponti nel forno di cottura. Il sostegno in refrattario assorbe poco calore, le tensioni non si trasmettono sulle sottostrutture. Perni di sostegno di una lega speciale altamente resistente al calore, formabili individualmente. Dimensioni base 55 x 53 mm - Ø perni 1 mm.

MESH-TRAY	euro	codice
conf. 2 sostegni base + 6 perni preformati + 4 perni non pref.	45,20	00000888
conf. 6 perni preformati + 4 perni non preformati	19,60	00038180

Fibertray Renfert

Sostegno refrattario tessile per il collocamento stabile dei modellati in ceramica durante la cottura nel forno. Minimo assorbimento di calore dall'oggetto da cuocere, più stabile del cotone, ottimale per i restauri in ceramica totale o per i ponti estesi. Costruzione a più strati, per eliminare le impurità sulla superficie basta togliere uno strato.

FIBERTRAY	euro	codice
1919-0000 Ø 50 mm conf. 10 pz	34,80	00038179

Plastificanti, Supporti cottura e Carboni



Mesh-Tray K Renfert



Keramic-Tray



Mesh-Tray K Renfert

Sostegno refrattario con perni di ceramica per posizionare individualmente le corone e i ponti nel forno di cottura. La costruzione garantisce una contrazione simile a quella degli oggetti rivestiti, le tensioni non si trasmettono sulle sottostrutture. Perni di sostegno in ceramica con diametri diversi per corone su anteriori, premolari e molari. Dimensioni base 55 x 53 mm.

MESH-TRAY K	euro	codice
conf. 2 sostegni base + 10 perni in ceramica	84,60	00027523
conf. 10 perni in ceramica	69,10	00038181

Keramic-Tray

Tray a forma di "nido d'ape" per la cottura di ceramiche. Assorbe e cede rapidamente il calore impedendo l'insorgere di tensioni interne negli elementi dopo la cottura. La sua forma consente il posizionamento dei supporti metallici in una infinità di posizioni. I supporti metallici possono essere piegati.

KERAMIC-TRAY	euro	codice
conf. 1 piastra con 6 supporti	27,90	00015953

IPS UniTray Ivoclar Vivadent

Portaoggetti universale concepito sia come supporto di manufatti da cuocere che di grezzi e pistone in allumina. Utilizzando IPS UniTray nel forno per cottura ceramica, per il posizionamento dei restauri si utilizzano gli allegati perni in metallo.

IPS UNITRAY	euro	codice
conf. 1 tray + 4 perni metallici per tipo (A, B, C)	93,70	00062540

SuperPeg II Harvest Dental

Pasta d'aiuto per la cottura e il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura. La pasta stabilizza comodamente i restauri in ceramica su pioli di cottura del portaoggetti. Si pulisce facilmente con solo un soffio di aria compressa. Non è necessario alcun tempo di asciugatura.

SUPERPEG II	euro	codice
siringa da 12 cc	18,00	00110186

IPS Object Fix Ivoclar Vivadent

IPS Object Fix Flow e Putty sono paste d'aiuto per la cottura e per il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura e cristallizzazione. Le paste servono alla stabilizzazione ed al fissaggio del relativo restauro sul portaoggetti in nitrato di silicio e facilita pertanto la lavorazione. A fine cottura sono facilmente rimovibili.

IPS OBJECT FIX	euro	codice
FLOW conf. 10 ml	18,90	00065331
PUTTY conf. 10 gr	18,90	00066966

Keramik Fluid Dewa

Materiale refrattario fluido. Per un facile posizionamento delle corone in ceramica sulla base di cottura. Posizionamento stabile, non inquina la ceramica e la camera del forno. Il materiale viene iniettato all'interno della corona ed indurisce durante la cottura in forno. Si elimina facilmente con uno strumento.

KERAMIK FLUID	euro	codice
keramik fluid siringa 10 g	33,80	00066966





Aktiv-Carbon Renfert




G-Tabs Microtecnor



3C Bond Ceka



Bonding Biomate



Aktiv-Carbon Renfert

Per la pulizia regolare del forno per ceramica tramite assorbimento degli ossidi che si formano durante la cottura. Ottimale per la cottura con metalli non preziosi, leghe economiche, leghe per ceramica e per saldature. Nessun influo sulla qualità della ceramica.

AKTIV CARBON	euro	codice
conf. 10 pezzi inclusi 2 perni di sostegno	72,50	00056467

G-Tabs Microtecnor

Pastiglie in grafite per la decontaminazione dei forni.

G-TABS	euro	codice
4 x 5gr.	17,98	9784579

Bonding

3C-Bond Ceka

Agente adesivo per la cottura della ceramica su leghe non preziose esente di titanio (Cr-Co-Mo e Ni-Cr).

Anche la ossidazione verdastra/grigiastra non viene più assorbita dalla ceramica.

Applicare il materiale come un opaco wash.

3C-BONDING	euro	codice
20 gr.	70,99	140-3CB-20

Bonding Biomate

Agente legante utilizzato per sviluppare un adeguato ancoraggio tra la struttura metallica e ceramica opaca. Conferisce una tonalità giallo-marrone agli ossidi della struttura metallica.

BONDING	euro	codice
2,5 gr.	32,76	

Keramik bonder Dewa

bonding in siringa da utilizzare su tutti i metalli.

Molto coprente ed universale. blocca la fuoriuscita degli ossidi e neutralizza i diversi coefficienti termici di espansione tra metallo e ceramica.

colorazione giallognola. Aumenta notevolmente la tenuta della ceramica sul metallo.

KERAMIK BONDER	euro	codice
siringa 4 g	37,50	DW 990113

Pink Opak LC Dewa

Opaco rosa fotopolimerizzante per leghe cr-co; contiene particelle di resina per protesi. Indicato in scheletrica, protesi mobile e protesi fissa per la copertura delle ritenzioni su lavori estetici. Materiale foto polimerizzabile con tutte le lampade fotopolimerizzatrici in commercio.

OPAK	euro	codice
Pink opak Lc kit polvere 10 g + opaco indurente 10 g	79,50	DW 990300
White opak A3 kit polvere 10 g + opaco indurente 10 g	79,50	DW 990400