

I - Protesi Mobile e Mista

Denti Artificiali

(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su www.primardent.it)

2	Major Plus - Major
4	Major Dent - Major
8	Enigma - Schottlander
11	Physiostar NFC+/Bonartic - Candulor
13	SR Vivodent S PE/Orthotyp S PE - Ivoclar
13	SR Vivodent S DCL
17	SR Phonares II - Ivoclar
21	Palaveneer -Kulzer
24	Premium -Kulzer
26	Mondial -Kulzer
28	Idealis -Kulzer
29	Basic -Kulzer
31	Vita MFT - Vita
33	Acry Plus - Ruthinium
37	Acry Lux - Ruthinium
41	Preference - Candulor



Denti Acrilici Major Plus

Major Plus

Major Plus è progettato per raggiungere i più elevati standard funzionali ed estetici della tecnica protesica moderna, realizzato in materiale acrilico multistrati, presenta forme posteriori differenziate di tipo Anatomico e Tecnico.


Disponibile nella colorazione A1-D4, in un assortimento completo di 34 forme anteriori e 20 posteriori.

- Elevata durezza e resistenza all'abrasione.
- Profili occlusali precisi.
- Forme nuove e naturali.
- Utilizzabile con qualunque tecnica di montaggio.
- Forme anatomiche con inclinazione cuspidale tra 25° e 28°.
- Adatto per tutti i tipi di protesi totale e parziale.




MAJOR PLUS	euro	codice
set Anteriori A1-D4 x6	13,40	T2011
set Posteriori A1-D4 x8	13,40	T2012

Major Plus Denti Anteriori



Major Plus – Denti Anteriori



Anteriors		Posteriors	
Upper	Lower	HA	T
21A	03•00	A30	T11
44	04•05	A31	T13
13	05•06	A31•A32	T13
42A	05•06	A31•A32	T13
47	08•06	A33	T12•T13
17	08•10	A33	T13•T12
40	10•11	A33•A34	T12•T14
56	00•04	A30•A31	T13•T11
58	05•053	A31•A32	T13•T11
52	53•06	A33	T10
48	06•08	A33	T10•T13
37	08•010	A33•A34	T12•T13
59	53•08	A33	T10•T13
27A	012•10	A33•A34	T12•T14
20	03•04	A30	T11
32	00•05	A31	T11•T13
22	05•053	A31•A32	T13
35	06•053	A32•A33	T10•T13
53	53•06	A31•A32	T13
25	08•053	A32•A33	T10•T13
66A	05•08	A32•A33	T12•T13
27	10•11	A33•A34	T12•T14
62	11•12	A33•A34	T12•T14
17A	10•11	A34	T14

Anterior Moulds Classification

KLASSIFIZIERUNG DER FRONZAHNFORMEN • CLASSIFICATION DES FORMES ANTERIEURES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS ANTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME ANTERIORI • KLASSIFICERING AF FORMERNE FORAN • ETUHAMMASMALLIEN LUOKITTELU • Ταξινομήση εμπρόσθια • CLASSIFICATIE VAN DE VOORVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS ANTERIORES • INDELNING AV FRÄMRE FORMER

STRUCTURE

GESICHSFORM
STRUCTURE
ESTRUCTURAS
CONFORMAZIONE
UDFORMING
MALLI
ΜΟΡΦΗ
CONFORMATIE
CONFORMAÇÃO
FORM

MESIO-DISTAL PROFILE

PROFIL MESIO-DISTAL
PROFIL MESIO-DISTAL
PERFILE MESIO-DISTAL
PROFILO MESIO-DISTALE
MESIO-DISTALPROFILE
MESIO-DISTAALINENPROFILI
Ouh MESIO-DISTAL
PROFIL MESIO-DISTAL
PERFIL MESIO-DISTAL
M ESIO-DISTALPROFIL

LATERAL PROFILE

PROFIL LATERAL
PROFIL LATERAL
PERFIL LATERAL
PROFILO LATERALE
SIDEPROFIL
ΣΙΥΡΟΠΡΟΦΙΛΙ
Πλάγια όψη
ZUPROFIL
PERFIL LATERAL
SIDOPROFIL

Major Plus Denti Posteriori



Denti Acrilici Major Dent





Major Dent

Dente acrilico a due strati. Durezza e resistenza all'abrasione identiche a quelle dei denti di categoria superiore. Indicato per protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nella colorazione A1-D4 in un assortimento completo di 36 forme anteriori e 20 superiori.

- Due tipi di tavolati occlusali posteriori.
- Estetica naturale.
- Indicato per protesi terapeutiche.
- Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale.
- Trasparenza naturale dello smalto.

MAJOR DENT	euro	codice
set Anteriori A1-D4 x6	7,40	T4111
set Posteriori A1-D4 x8	7,40	T4112

Major Dent denti Anteriori



STRUCTURE

GESICHTSFORM
STRUCTURE
ESTRUCTURAS
CONFORMAZIONE
UDFORMING
MALLI
ΜΟΡΦΗ
CONFORMATIE
CONFORMAÇÃO
FORM



MESIO-DISTAL PROFILE

PROFIL MESIO-DISTAL
PROFIL MESIO-DISTAL
PERFILE MESIO-DISTAL
PROFILO MESIO-DISTALE
MESIO-DISTALPROFIL
MESIO-DISTAALINENPROFIE
Οψη ΜΕΣΙΟ-ΔΙΣΤΑΛ
PROFIEL MESIO-DISTAL
PERFIL MESIO-DISTAL
MESIO-DISTALPROFIL





LATERAL PROFILE

PROFIL LATERAL
PROFIL LATERAL
PERFIL LATERAL
PROFILO LATERALE
SIDEPROFIL
SIVUPROFILI
Πλάγια όψη
ZUPROFIEL
PERFIL LATERAL
SIDOPROFIL




Major Dent denti Anteriori




Major Dent denti Posteriori

Protesi Mobile, Denti Artificiali I - 7

Flat-Plane Posteriors



Medium Anatomic Posteriors



Anteriors		Posteriors	
Upper	Lower	FP	MA
2	22+3A	75R	52+59
3A	22+3A	74R	52
5	5	74R	56+65
7A	7A	74R	55A+60A
8A	8A+36	75R	55A+59
10	22+10	54A	56+60A
12	7A	75R	65
16	27A+5	75R	68A+59
17	5+36	75R	55A+60A
18A	7A	74R	68A+59
19A	19A+16	75R	68A
22	22	54A	56+60A
24	36+37A	75R	68A+65
27A	27A+37A	74R	68A+59
29A	27A+36	75R	68A+59
30A	16+40A	75R	68A+59
33A	10+7A	74R	52+59
35A	36+37A	74R	55A+60A
36	27A+36	75R	68A+65
37A	37A	74R	68A+65
38A	5+8A	75R	68A+59
39	5+36	74R	59
40A	19A+40A	75R	68A
45A	19A	75R	68A



Denti Acrilici Schottlander



Enigma

I denti Enigma consentono di realizzare protesi dall'aspetto naturale e vitale, resistenti e durature nel tempo. Ogni forma dei denti enigma è disponibile nei 16 colori standard da A1 a D4. La medesima vitalità è mantenuta nell'intera gamma di colori, persino le tonalità più tenui A1 e B1 contengono sottili variazioni di colore e traslucenza. All'interno della gamma di denti enigma ci sono 7 forme quadrate "S", 5 forme ovali "O" e 15 forme triangolari. Le ultime si dividono ulteriormente in due sotto-gruppi con 7 forme nella gamma "K" con un rapporto più elevato fra altezza e ampiezza nei laterali rispetto alle 8 forme della gamma "D".

ENIGMA	euro	codice
set Anteriori A1-D4 x6	14,10	00ANT
set Posteriori A1-D4 x8	14,10	00POS

Enigma denti Anteriori

D TAPERED				K TAPERED			
D36		10.1	8.1	K21		9.4	7.5
D56		10.0	8.3	K22		9.6	7.9
D66		10.1	8.2	K24B		10.6	8.5
D67		9.7	8.4	K25		10.5	8.9
D76		10.4	8.3	K27		10.9	8.1
D77		10.5	8.6	K41		9.8	8.2
D88		10.6	8.7	K42		9.6	8.0
D99		10.9	9.1				

Protesi Mobile, Denti Artificiali I - 8

Enigma denti Anteriori

S SQUARE



O OVAL



Protesi Mobile, Denti Artificiali I - 9

Anteriori		Posteriori
Superiori	Inferiori	

O31	L3	P3
O32	L3	P3/P5
O34	L5	P5
O36	L7	P5
O54	L5	P5
D36	L6	P3/P5
D56	L5	P5
D66	L5	P5
D67	L5	P5
D76	L7	P5
D77	L7	P4/P5
D88	L7	P4/P5
D99	L8	P4

Anteriori		Posteriori
Superiori	Inferiori	

S11	L3	P3
S12	L5	P3
S13	L5	P3/P5
S14	L6	P5
S15	L8	P4
S17	L9	P6
S66	L5	P5
K21	L3	P3
K22	L3	P3/P5
K24B	L4	P2
K25	L8	P4
K27	L8	P4
K41	L3	P3/P5
K42	L5	P3/P5


Enigma denti Anteriori Inferiori

Enigma denti Posteriori

LOWER

POSTERIOR

Protesi Mobile, Denti Artificiali I - 10



Denti in Composito Candulor

Physiostar® NFC+ Candulor

IL "PIU" DI TESSITURA DELLA SUPERFICIE, STRATIFICAZIONE ED EFFETTO CROMATICO ESCLUSIVI.

Il composito NFC+ si distingue per l'eccellente resistenza all'abrasione, che supera nettamente quella di tutti i materiali dentali finora utilizzati. Il composito NFC+ particolarmente resistente all'abrasione è stato sviluppato per prevenire l'usura precoce dei denti artificiali e la conseguente perdita della dimensione verticale.

La perfezione inizia dove una linea di denti dà al paziente la stessa sensazione di naturalezza dei propri denti. Per questo abbiamo tratto ispirazione dalla natura e studiato a fondo i rapporti tra luce e materiale: il colore nasce attraverso la luce, l'impressione globale e un'interazione complessa tra i fattori più diversi. Stabilità cromatica, estetica e resistenza: questi sono i punti di forza del dente Physiostar NFC+.



Physiostar NFC+	euro	codice
FILA DA 6 DENTI	38,00	29000050

PHYSIOSTAR® NFC+ MASCELLA SUPERIORE DENTI ANTERIORI

DELICATI

550		41.80	7.64	11.80
552		43.12	7.90	9.80
554		44.58	8.02	12.00
556		47.56	8.62	12.10

UNIVERSALI

660		45.28	8.36	10.30
662		45.52	8.82	10.20
664		46.56	8.52	10.30
666		47.92	9.26	12.30

ACCENTUATI

770		47.72	9.22	11.20
772		48.38	9.28	11.80
774		49.24	9.26	11.80
776		49.32	9.50	12.50

INDIVIDUALI

880		47.96	8.73	11.50
882		48.29	8.90	11.50
884		51.09	9.19	12.00


ACCENTUATI



INDIVIDUALI



MASCELLA INFERIORE DENTI ANTERIORI






Bonartic® II NFC+ Candulor

La morfologia oclusale dei diatorici inferiori fa riferimento al tragitto condilare, per cui l'inclinazione cuspidale misura 30° in protrusione e 20° nella laterotrusione. L'inclinazione del piano oclusale (Spee, Wilson) con Bonartic® II NFC+ può essere realizzata individualmente e in modo affidabile. E questo l'elemento di stabilizzazione più importante di ogni riabilitazione protesica. I denti sono stati ottimizzati per un montaggio naturale dente a due denti. I versanti delle cuspidi, di forma anatomica, permettono un'alternanza ottimale tra azione di taglio e di triturazione.

BONARTIC II NFC+	euro	codice
FILA DA 8 DENTI	30,05	29100050

BONARTIC® II NFC+ MASCELLE SUPERIORE E INFERIORE DENTI POSTERIORI



Denti in Resina Ivoclar Vivadent

SR Vivodent S PE / S DCL Ivoclar Vivadent

Le nuove linee denti SR Vivodent S PE e SR Vivodent S DCL sono state ottimizzate esteticamente e protesicamente. Sono ora interamente realizzati in resina DCL altamente reticolata. Il materiale è una variante modificata di polimetilmetacrilato, nella quale sia il polimero che la matrice sono reticolati in stessa misura. Rispetto al convenzionale PMMA, il materiale DCL, con flessibilità simile, si distingue per una maggiore resistenza alla pressione.

La scala colori multifunzionale, con Facialmeter e Papillameter, permette oltre alla determinazione del colore dentale, anche di rilevare la larghezza dei denti e la linea di chiusura delle labbra, importante informazione per la determinazione della lunghezza dei denti anteriori. I denti SR Vivodent S PE seguono la colorazione PE disponibile in 20 colori; SR Vivodent S DCL seguono la scala colori Vita, disponibili in 16 colori A-D e 4 colori bleach.

SR VIVODENT S PE	euro
FILA DA 6 DENTI	22,15
SR ORTHOTYP S PE	euro
FILA DA 8 DENTI	17,15

20 colori PE (01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D)




Denti in Resina Ivoclar Vivadent

SR VIVODENT S DCL	euro
FILA DA 6 DENTI	22,15
SR ORTHOTYP S DCL	euro
FILA DA 8 DENTI	17,15
16 colori A - D (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)	
- 4 colori Bleach (BL1, BL2, BL3, BL4)	

SMALL

SR Vivodent S PE/DCL



SR Orthotyp S PE/DCL




MEDIUM

SR Vivodent S PE/DCL




SR Orthotyp S PE/DCL



LARGE

SR Vivodent S PE/DCL



SR Orthotyp S PE/DCL




TABELLA DI COMBINAZIONE

	SR Vivodent® S PE		SR Orthotyp® S PE (22°)
SMALL ▲ ● ■	sup. anteriori A22, A42	inf. anteriori A3, A5	sup./inf. Posteriori N3U/N3L N3U/N3L
	A44	A3, A5	N3U/N3L
	A11, A13	A3, A5	N3U/N3L N3U/N3L
MEDIUM ▲ ● ■	A25, A26	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	A54 A12	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	A24B, A66	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
LARGE ▲ ● ■	A27	A9	N6U/N6L
	A14	A9	N6U/N6L
	A15, A17	A9	N6U/N6L N6U/N6L

Denti in resina Ivoclar Vivadent

Questa tabella di combinazione è puramente indicativa. In condizioni anatomiche particolari è possibile variare tali abbinamenti.

superiori	inferiori	P Resina DCL	N Resina Mast. normale	K Resina Mast. incrociata	T Resina Mast. bassa	L Resina DCL Contatto ling.	M Resina DCL Monoplanare
A 11	A 3	PU-1 / PL-1	N 3	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 12	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 13	A 5	PU-2 / PL-2	N 3 / N 5	K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 14	A 6 / A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 15	A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 16	A 9	PU-4 / PL-4	N 6	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5 LU6 / LL6	MU5 / ML5 MU6 / ML6
A 17	A 9	PU-4 / PL-4	N 6	K 4	T4	LU5 / LL5 LU6 / LL6	MU5 / ML5 MU6 / ML6
A 66	A 5 / A 7	PU-3 / PL-3 / PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 68	A 7	PU-3.5 / PL-3.5 / PU-4 / PL-4	N 4 / N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 69	A 7 / A 8	PU-4 / PL-4	N 4 / N 6	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5 LU6 / LL6	MU5 / ML5 MU6 / ML6
A 22	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 24	A 2	PU-2 / PL-2	N 2	K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 24 B	A 4 / A 5	PU-2 / PL-2	N 2	K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 25	A 9	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 4	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 26	A 7	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 27	A 8	PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 41	A 3 / A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 42	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 44	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 32	A 3 / A 5	PU-1.5 / PL-1.5, PU-2 / PL-2	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 36	A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 37	A 7 / A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 5	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 54	A 5	PU-2 / PL-2, PU-3 / PL-3	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 56	A 7 / A 8	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5

** Le forme dentali A16, A26, A37, A69 sono disponibili soltanto per le linee denti SR Vivodent DCL ed SR Vivodent PE.

SR Phonares II Ivoclar Vivadent



SR Phonares II Ivoclar Vivadent

Grazie alle sue caratteristiche, SR Phonares II è indicato per esigenti lavori estetici e funzionali: protesi parziale e combinata; protesi totale, a supporto implantare o ibrido. I denti SR Phonares II sono espressivi come i denti naturali, spazi prossimali appositamente ridotti per un'“estetica bianca” naturale; montaggio dei denti anteriori particolarmente semplice, grazie alla modellazione prossimale “set & fit”.

Forme – maggiore scelta di forme anteriori inferiori; Colori – ora in 20 colori naturali; Funzione – impiegabile universalmente.

SR PHONARES II	euro
FILA DA 6 DENTI	33,90

SR Phonares II Typ Ivoclar Vivadent

È il dente dall'occlusione più tradizionale per l'impiego in protesi parziale totale e pertanto è versatile nell'impiego. La semplice intercuspidadione tra i denti antagonisti, lo rende particolarmente rapido nel montaggio.

SR PHONARES II TYP	euro
FILA DA 8 DENTI	26,70

SR Phonares II Lingual Ivoclar Vivadent

La forma è stata concepita per la metodica di montaggio lingualizzata ed è particolarmente indicata per restauri rimovibili supportati da impianti. L'ideale distribuzione delle forze in combinazione con un materiale particolarmente resistente all'abrasione crea la base di longevità del restauro protesico.

SR PHONARES II LINGUAL	euro
FILA DA 8 DENTI	26,70

SR Phonares II

Tabella di combinazione

SR Phonares® II		SR Phonares® II		SR Phonares® II	
Typ				Lingual	
Sup.		Inf.			
Small	soft	S61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
S71			L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
S81			L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3, LU5 / LL5
bold		B61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
B71			L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3
B81			L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
medium	soft	S62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5
S72			L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
S82			L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
bold		B62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
B72			L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
B82			L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
large	soft	S63	L54, L55	NU5 / NL5	LU6 / LL6
S73			L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
S83			L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
bold		B63	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
B73			L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
B83			L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6

Questa tabella di combinazione viene consigliata come linea guida. Sono possibili diverse combinazioni, in caso di particolari condizioni anatomiche.


SR Phonares II

	SMALL	SOFT	SMALL	BOLD	MEDIUM	SOFT
YOUTHFUL	<p>S61</p>	<p>B61</p>	<p>S62</p>			
UNIVERSAL	<p>S61</p>	<p>B61</p>	<p>S62</p>			
MATURE	<p>S71</p>	<p>B71</p>	<p>S72</p>			
YOUTHFUL	<p>B62</p>	<p>S63</p>	<p>B63</p>			
UNIVERSAL	<p>B62</p>	<p>S63</p>	<p>B63</p>			
MATURE	<p>B72</p>	<p>S73</p>	<p>B73</p>			


SR Phonares II

DENTI LATERO-POSTERIORI

SR Phonares II Typ



SR Phonares II Lingual



PalaVeneer Kulzer



Nuovi denti realizzati con **Nanopearls®** - per la massima resistenza all'abrasione e alla rottura, naturale opalescenza e finitura superficiale 100% anti-macchia, colore stabile nel tempo.

I vantaggi:

- Per risolvere casi complessi con la massima estetica e funzione.
- Sottili gusci per spazi ridotti o ampie aree cervicali.
- PalaVeneer può essere combinato con gli altri denti della linea Pala Mix & Match.
- Elevata funzionalità, precisione nelle forme e fedeltà nel colore.

PALAVENEER	euro	Offerta
ANTERIORI FILA DA 6 DENTI	23,84	20,30
POSTERIORI FILA DA 8 DENTI	20,70	17,30

PalaVeneer Resina Kulzer

Resina acrilica per protesi a base di PMMA, nel colore dei denti naturali, autopolimerizzante. È costituita da un componente in polvere in vari colori e da un componente liquido.

Indicazioni

- Fissaggio e supporto di PalaVeneer faccette su strutture in metallo
- Fissaggio e supporto di denti acrilici preformati su strutture in metallo
- Restauro/adesione di faccette
- Realizzazione di provvisori a lungo termine (tecnica delle faccette)
- Finalizzazione estetica di denti del commercio

PALAVENEER RESINA	euro	codice
DENTINE SET	a richiesta	00103883
<i>conf. 6 PalaVeneer Dentine da 35 gr (A2, A3, A3.5, A4, B3, D3) + liquido da 80 ml + Palabond da 4 ml + Signum Metal Bond I da 1 ml + Signum Metal Bond II da 1 ml</i>		

RESINA conf. 35 gr					58,40	TABELLA
A1	A2	A3	A3,5	A4		
00103861	00103862	00103863	00103864	00103865		
B1	B2	B3	B4	C1		
00103866	00103867	00103868	00103869	00103870		
C2	C3	C4	D2	D3		
00103871	00103872	00103873	00103874	00103875		
D4	BL 2	BL 3	I incisal			
00103876	00103877	00103878	00103879			

PALAVENEER RESINA	euro	codice
LIQUIDO flacone da 25 ml	30,80	00103880
LIQUIDO flacone da 80 ml	69,00	00103881

PalaLab Putty Kulzer

Può essere usato in una varietà di applicazioni, specialmente se si utilizzano le faccette PalaVeneer. È disponibile in due diverse durezza Shore A, con Pala Lab Putty 65 e Pala Lab Putty 90.

Applicazioni:

- Mascherina per la realizzazione di protesi ibride
- Mascherina per la realizzazione di provvisori
- Mascherina per montare i denti frontali.

PALALAB PUTTY	euro	codice
65 Shore conf. 2 x 1.3 kg	60,80	00103885
90 Shore conf. 2 x 1.5 kg	60,80	00103884




PalaVeneer anteriori Kulzer

Protesi Mobile, Denti Artificiali | - 22



PalaVeneer posteriori Kulzer




Combinazione di Mondial 6 con PalaVeneer 8

	Mondial 6	Mondial 6	PalaVeneer 8	Premium 8	Mondial 8	Idealis 8
	O444 O457 O510 O525	L341, L373, L369 L369, L362 L384, L398 L398	33 35 37 37	S/SL S/SL + M/ML L/LL L/LL	33 35 37 37	33 35 37 37
	R410 R420 R449 R455 R483	L331, L341 L331, L341 L362, L369, L373 L362, L369 L378, L382	- 33 33, 35 33, 35 35, 37	XS/XSL XS/XSL + S/SL M/ML M/ML M/ML + L/LL	29, 31 31, 33 33, 35 33, 35 35, 37	31 31, 33 33, 35 33, 35 35, 37
	S443 S445 S453	L373, L369 L341, L369 L373, L362	33 33 33	S/SL S/SL S/SL	33 33 33	33 33 33
	T405 T442 T450 T465 T477 T515	L315 L331, L341, L362 L341, L369 L362, L378 L382, L378 L384	- 33 33 35 35 35, 37	- XS/XSL + S/SL S/SL M/ML M/ML L/LL	29 31, 33 33 35 35 35, 37	- 31, 33 33 35 35 35, 37

	PalaVeneer 6	Premium 6	PalaVeneer 6	Premium 6	PalaVeneer 8	Premium 8	Mondial 8	Idealis 8
	O2 O4 O6	O2 O4 O6	L36 L36, L38 L38, L40	L12, L14 L16, L18, L19 L20, L22, L19	33 35 37	XS/XSL + S/SL S/SL + M/ML L/LL	31, 33 35 37	31, 33 35 37
	R4 R6 R8	R2 R4 R6 R8	L36, L38 L38, L40 L40	L12 L14, L16 L18, L19 L24, L22	33, 35 35, 37 37	XS/XSL + S/SL S/SL + M/ML M/ML + L/LL L/LL	31, 33 33, 35 35, 37 37	31, 33 33, 35 35, 37 37
	S4 S6 S8	S2 S4 S6 S8	L36, L38 L38, L40 L40	L14, L16 L18, L19 L20, L22 L24, L22	33, 35 37 37	XS/XSL + S/SL M/ML L/LL L/LL	31, 33 33, 35 37 37	31, 33 33, 35 37 37
		T2 T4 T6	L36 L36 L38	L14 L16, L19 L18, L19	33 33, 35 35	XS/XSL + S/SL S/SL + M/ML L/LL	31, 33 33, 35 35	31, 33 33, 35 35

Denti Premium Kulzer

Realizzati con NanoPearlRealizzati con NanoPearls microfiller: particolari microparticelle sviluppate da Heraeus Kulzer. Resistenti agli agenti chimici, biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.




PREMIUM 6	list. ufficiale	offerta
FILA DA 6 DENTI	23,84	20,30

PREMIUM 8	list. ufficiale	offerta
FILA DA 8 DENTI	20,70	17,30

Protesi Mobile, Denti Artificiali | - 24


Denti anteriori Premium 6 Kulzer




Denti anteriori Premium 6 Kulzer



Denti posteriori Premium 8 Kulzer





Denti Mondial Kulzer


Realizzati con NanoPearls microfiller: particolari microparticelle sviluppate da Heraeus Kulzer. Resistenti agli agenti chimici, biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.

	list. ufficiale	offerta
MONDIAL 6		
FILA DA 6 DENTI	21,92	19,50
MONDIAL 8		
FILA DA 8 DENTI	19,07	16,50


Denti anteriori Mondial 6 Kulzer




Denti anteriori Mondial 6 Kulzer



Denti posteriori Mondial 8 Kulzer



Denti posteriori Mondial 8 Kulzer



Denti Idealis 8 Kulzer



Denti acrilici posteriori. Ottima integrazione alla gamma denti e a Pala Mix & Match, grazie alle sue cuspidi piatte. Le sue caratteristiche sono appositamente indicate per la protesi su impianti e la gerontoprotesi. Generati con la stessa tecnologia industriale delle linee Premium & Mondial.

IDEALIS

FILA DA 8 DENTI

list. ufficiale listino

20,70 17,30



Denti Basic Kulzer





Denti realizzati in PMMA crosslinked, pratici e convenienti, di qualità nella fascia dei denti artificiali economici. Biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.

BASIC 6	list. ufficiale	offerta
FILA DA 6 DENTI	6,07	5,40

BASIC 8	list. ufficiale	offerta
FILA DA 8 DENTI	6,07	5,40



Denti anteriori Basic 6 Kulzer

L 01	 $\begin{matrix} 41,4 \\ 8,3 \\ 7,4 \end{matrix}$	P 20	 $\begin{matrix} 43,2 \\ 9,4 \\ 8,3 \end{matrix}$
L 02	 $\begin{matrix} 41,9 \\ 9,1 \\ 7,7 \end{matrix}$	P 21	 $\begin{matrix} 46,1 \\ 10,5 \\ 8,4 \end{matrix}$
L 03	 $\begin{matrix} 40,7 \\ 9,1 \\ 7,5 \end{matrix}$	P 22	 $\begin{matrix} 45,5 \\ 9,7 \\ 8,8 \end{matrix}$
L 04	 $\begin{matrix} 43,3 \\ 10,0 \\ 8,0 \end{matrix}$	P 23	 $\begin{matrix} 47,1 \\ 11,0 \\ 8,9 \end{matrix}$
L 05	 $\begin{matrix} 42,4 \\ 9,7 \\ 7,8 \end{matrix}$	U 01	 $\begin{matrix} 32,9 \\ 7,7 \\ 5,1 \end{matrix}$
L 06	 $\begin{matrix} 47,4 \\ 11,8 \\ 8,8 \end{matrix}$	U 02	 $\begin{matrix} 31,3 \\ 8,9 \\ 5,0 \end{matrix}$
A 10	 $\begin{matrix} 45,9 \\ 9,9 \\ 8,3 \end{matrix}$	U 03	 $\begin{matrix} 33,8 \\ 9,5 \\ 5,2 \end{matrix}$
A 11	 $\begin{matrix} 48,9 \\ 10,3 \\ 8,9 \end{matrix}$	U 04	 $\begin{matrix} 35,8 \\ 8,9 \\ 5,5 \end{matrix}$
A 12	 $\begin{matrix} 50,1 \\ 10,9 \\ 9,2 \end{matrix}$	U 05	 $\begin{matrix} 36,5 \\ 9,6 \\ 5,6 \end{matrix}$

Denti anteriori Basic 6 Kulzer

A 13		52,4 12,6 9,9	U 06		36,9 9,4 5,7
			U 07		39,2 11,1 5,7

Denti posteriori Basic 8 Kulzer

GO	0°		29,0 8,6
GU			30,0 8,6
HO	0°		32,6 9,0
HU			34,6 8,9
EO	12°		28,7 8,8
EU			30,3 8,0
FO	12°		31,5 9,5
FU			34,5 8,8
BO	33°		30,0 8,6
BU			32,7 8,6
CO	33°		31,4 8,6
CU			35,0 9,3
DO	33°		33,5 9,1
DU			38,8 10,0

Denti Multifunzione in Resina MFT Vita

Vita MFT Vita - Multi Functional Teeth

Denti anteriori con anatomia naturale, in cui i contatti approssimali nel terzo incisale sono posizionati leggermente spostati verso il palatale, consentono un montaggio senza problemi ed armonico.

La corretta curvatura labiale, che ha un andamento anatomico, consente un posizionamento fisiologicamente ineccepibile dei denti.

L'area cervicale leggermente allargata aiuta a realizzare una configurazione delle papille in funzione dell'età.


I denti VITA MFT sono disponibili in 13 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER (0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1) e 4 colori VITA classical (A1, A3, C3, D3).



VITA MFT	euro
FILA DA 6 DENTI	10,30

VITA MFT	euro
FILA DA 8 DENTI	10,30

Vita MFT Vita






Vita MFT Vita

Anteriori Superiori



Anteriori Inferiori



Posteriori: superiori e inferiori



Denti in Polimetilmetacrilato Ruthinium



Acry Plus Ruthinium


Denti artificiali in polimetilmetacrilato a 4 strati cromatici. Un particolare taglio smalto – dentina è stato creato per gli incisivi superiori per aumentare la traslucenza sulla parte mesiale e distale del dente che lasciando trasparire il corpo della dentina, crea un effetto naturale.

Questo tipo di dente ha requisiti importanti:

- Durezza elevata
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Stabilità di colore.


ACRY PLUS	euro
FILA DA 6 DENTI	15,15

ACRY PLUS	euro
FILA DA 8 DENTI	15,15



La linea verticale immaginaria che tocca i margini delle pinne nasali attraversa l'asse dei canini.

Determinazione della forma secondo Williams: forma dei denti scelta in funzione della forma del viso.



Secondo Gerbar: la forma e la posizione degli anteriori è determinata dalla linea basale del naso




Secondo la forma delle creste alveolari: se non vengono forniti riferimenti secondo le classificazioni precedenti, la forma della cresta alveolare superiore può fornire informazioni sulla forma dei denti da utilizzare.





Scala Colori - Shade Guide

Acry Plus	Acry Plus V
1A - 2A - 3A - 4A	A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
2B - 4B - 5B - 6B	B1 - B2 - B3 - B4
1C - 2C - 3C - 4C - 6C	C1 - C2 - C3 - C4
1D - 4D - 6D	D2 - D3 - D4
1E - 2E - 3E	



P1

(1) 41,3
(2) 8,4
(3) 10,1
(4) 7,9

P2

(1) 44,7
(2) 9,0
(3) 10,3
(4) 8,5

P3

(1) 43,7
(2) 9,9
(3) 11,2
(4) 8,5

P4

(1) 46,2
(2) 10,9
(3) 12,0
(4) 8,8

P5

(1) 48,7
(2) 10,8
(3) 13,2
(4) 9,0

P7

(1) 50,9
(2) 12,9
(3) 14,3
(4) 9,7

P8

(1) 46,0
(2) 10,4
(3) 12,1
(4) 8,6

P9

(1) 49,1
(2) 9,8
(3) 11,0
(4) 9,1

T1

(1) 40,3
(2) 9,7
(3) 11,6
(4) 7,7

T2

(1) 42,8
(2) 9,5
(3) 11,6
(4) 7,8

T3

(1) 42,1
(2) 10,8
(3) 12,9
(4) 8,2

T4

(1) 42,9
(2) 10,7
(3) 12,6
(4) 8,3

T5

(1) 46,7
(2) 11,2
(3) 13,6
(4) 8,9

T6

(1) 46,9
(2) 11,7
(3) 12,8
(4) 8,8

T7

(1) 47,7
(2) 11,4
(3) 13,1
(4) 8,9

T8

(1) 43,8
(2) 10,0
(3) 11,7
(4) 8,0

T9

(1) 41,7
(2) 9,7
(3) 11,5
(4) 7,5

T16

(1) 45,1
(2) 10,8
(3) 12,2
(4) 8,3

T17


(1) 46,0
(2) 10,3
(3) 11,7
(4) 8,6

T18

(1) 46,9
(2) 10,5
(3) 11,8
(4) 8,7

T19

(1) 48,3
(2) 10,9
(3) 12,4
(4) 9,1



C L C=L

La larghezza centrale è data dalla larghezza del laterale sommata alla parte mesiale del canino.

Protesi Mobile, Denti Artificiali I - 35

V1

(1)	44,3
(2)	9,7
(3)	11,6
(4)	8,2

V2

(1)	47,5
(2)	10,0
(3)	11,4
(4)	8,7

V3

(1)	46,3
(2)	10,3
(3)	12,3
(4)	8,5

V4

(1)	41,9
(2)	9,3
(3)	10,5
(4)	7,6

V5

(1)	46,1
(2)	10,0
(3)	11,3
(4)	8,7

Disponibili in colorazione Acry Plus V
Available in Acry Plus V shades

V8

(1)	48,9
(2)	11,9
(3)	13,2
(4)	9,1

V9

(1)	51,6
(2)	12,4
(3)	14,1
(4)	9,8

X1

(1)	29,9
(2)	7,7
(3)	9,5
(4)	4,4

X2

(1)	32,7
(2)	9,7
(3)	11,9
(4)	4,8

X3

(1)	32,3
(2)	8,5
(3)	10,4
(4)	4,7

X4

(1)	31,5
(2)	9,8
(3)	13,3
(4)	4,4

X5

(1)	34,2
(2)	8,7
(3)	10,9
(4)	5,1

X6

(1)	34,0
(2)	9,4
(3)	11,5
(4)	5,0

X7

(1)	35,8
(2)	9,5
(3)	11,7
(4)	5,5

X8

(1)	38,0
(2)	9,7
(3)	11,8
(4)	5,9

X9

(1)	36,5
(2)	12,1
(3)	14,5
(4)	5,5

X10

(1)	37,5
(2)	9,3
(3)	11,5
(4)	5,5


X12

(1)	41,5
(2)	9,3
(3)	11,0
(4)	6,4

X14

(1)	41,3
(2)	11,1
(3)	12,6
(4)	6,2

Tabella di Articolazione



G: Geometrico - Geometric

anteriori superiori	anteriori inferiori	posteriori superiori / inferiori
P 1	X 1 - X 3	Z 3
P 2	X 2 - X 5	Z 3
P 3	X 3 - X 5	Z 3 - Z 5
P 4	X 5 - X 6	Z 5
P 5	X 7 - X 8	Z 4
P 7	X 8 - X 14	Z 6
P 8	X 5	Z 5
P 9	X 7 - X 12	Z 4 - Z 5
T 1	X 3	Z 3
T 2	X 3	Z 3 - Z 5
T 3	X 2	Z 2
T 4	X 4	Z 2
T 5	X 10	Z 4
T 6	X 7	Z 4
T 7	X 8 - X 14	Z 4
T 8	X 5	Z 3 - Z 5
T 9	X 3	Z 3 - Z 5
T 16	X 5 - X 6	Z 5
T 17	X 5 - X 7	Z 5
T 18	X 8 - X 10	Z 4
T 19	X 8 - X 10	Z 6
V 1	X 3	Z 3 - Z 5
V 2	X 5	Z 5
V 3	X 7	Z 5
V 4	X 1 - X 3	Z 3
V 5	X 5	Z 5
V 8	X 8 - X 10	Z 4 - Z 6
V 9	X 12 - X 14	Z 6

Z2 (1) 29,8 (2) 32,0 (3) 9,0 (4) 8,0



Z3 (1) 29,0 (2) 31,8 (3) 9,2 (4) 8,1



Z5 (1) 31,1 (2) 34,3 (3) 9,2 (4) 8,8



Z4 (1) 31,8 (2) 34,4 (3) 9,6 (4) 9,0



Z6 (1) 33,8 (2) 35,9 (3) 10,1 (4) 9,1




Denti in Polimetilmetacrilato Ruthinium

Acry Lux Ruthinium

Denti artificiali in polimetilmetacrilato realizzati in tre strati cromatici.

Le caratteristiche principali sono:


- L'elevato effetto estetico dovuto alle sovrapposizioni cromatiche, ed al taglio a corona dei bordi incisali.
- La particolare resistenza chimico-fisica dovuta all'uso di resine ad alto peso molecolare in combinazione di mirati incrociatori di polimerizzazione.
- Il vasto assortimento di forme e tinte che lo rendono adattabile a qualsiasi esigenza protesica



ACRY LUX	euro
FILA DA 6 DENTI	10,15

ACRY LUX	euro
FILA DA 8 DENTI	10,15

AcryLux
We take care of your smile



E1

(1) 43,3
(2) 8,7
(3) 10,4
(4) 8,1

E2

(1) 42,7
(2) 9,2
(3) 11,0
(4) 8,1

E3

(1) 45,0
(2) 10,1
(3) 12,1
(4) 8,4

E4

(1) 48,8
(2) 10,5
(3) 12,1
(4) 8,4

E5

(1) 52,0
(2) 13,0
(3) 14,6
(4) 9,2

F1

(1) 38,8
(2) 8,8
(3) 11,1
(4) 7,2

F2

(1) 42,1
(2) 8,9
(3) 11,6
(4) 7,7

F3

(1) 42,2
(2) 9,8
(3) 12,4
(4) 7,9

F4

(1) 48,8
(2) 10,4
(3) 12,5
(4) 8,6

Scala Colori - Shade Guide

Acry Lux	Acry Lux V
1A - 2A - 3A - 4A	A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
2B - 4B - 5B - 6B	B0 - B1 - B2 - B3 - B4
1C - 2C - 3C - 4C - 6C	C1 - C2 - C3 - C4
1D - 4D - 6D	D2 - D3 - D4
1E - 2E - 3E	BL

G1

(1) 40,8
(2) 8,0
(3) 9,7
(4) 7,3

G2

(1) 44,5
(2) 9,2
(3) 10,5
(4) 8,2

G3

(1) 44,8
(2) 9,8
(3) 11,6
(4) 8,2

G4

(1) 48,3
(2) 9,9
(3) 11,8
(4) 8,7

H1

(1) 40,6
(2) 8,9
(3) 10,4
(4) 7,7

H2

(1) 42,0
(2) 9,1
(3) 11,4
(4) 7,5

H3


(1) 42,6
(2) 8,8
(3) 10,4
(4) 7,7

H4

(1) 43,8
(2) 9,0
(3) 11,4
(4) 8,0



Acry Lux comply with ISO 22112:2006 - Type 1 - Type 2





G: Geometric - *Geometric*
A: Anatomic - *Anatomic*

Tabella di Articolazione

anterio- superiori	anterio- inferiori	ne posteriori superiori / inferiori			
E 1	K 5	K 3	M 2		
E 2	K 6	K 5	M 4	N 3	
E 3	K 6		M 4	N 3	
E 4	K 9		M 5		
E 5	K 10		M 5		
F 1	K 1		M 1	N 1	
F 2	K 2		M 2		
F 3	K 5	K 2	M 3	N 2	
F 4	K 10	K 9	M 5		
G 1	K 2	K 1	M 1	N 1	
G 2	K 6	K 7	M 2		
G 3	K 6	K 4	M 4	N 3	
G 4	K 8	K 1	M 5		
H 1	K 7	K 1	M 1	N 1	
H 2	K 5	K 2	M 2		
H 3	K 3	K 1	M 3	N 2	
H 4	K 4	K 3	K 5	M 4	N 3
I 1	K 7	K 1	M 1	N 1	
I 2	K 5		M 3	N 2	
I 3	K 11		M 4	N 3	
I 4	K 8	K 12	M 5		
L 1	K 8		M 4	N 3	
L 2	K 11		M 4	N 3	
L 3	K 11		M 4	N 3	
L 4	K 12		M 5		

Protesi Mobile, Denti Artificiali I - 40



DENTI ACRILICI CANDULOR




Preference Candulor

PREFERENCE® Acrylic: una combinazione perfetta tra estetica naturale e la massima praticità d'uso. L'affermata resina Acrylic consente di ottenere un'unione eccellente con i materiali protesici come le resine AESTHETIC CANDULOR. I denti sono stati selezionati in modo da essere utilizzabili universalmente in protesi parziale, totale e combinata. La naturalezza dei denti nasce dalla struttura autentica a tre strati del colore. La molteplicità delle forme permette di scegliere il dente più adatto per il singolo paziente, sottolineandone così la personalità. Grazie alla centrica definita, i denti posteriori si montano facilmente. La superficie occlusale modellata in modo funzionale permette di impiegare i denti con le più note filosofie di montaggio.


16 colori A – D: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 + 2 colori Bleach: BL2, BL4

Preference	euro
Anteriori fila da 6 denti	9,20
Posteriori fila da 8 denti	9,20

PREFERENCE® MASCELLA SUPERIORE DENTI ANTERIORI



MASCELLA INFERIORE DENTI ANTERIORI



MASCELLE SUPERIORE E INFERIORE DENTI POSTERIORI

