


# flavors *of* italy





# flavors *of* italy



---

*#passion for excellence*



*#passion for excellence*

welcome  
to our  
world!





Anche se non facciamo vino, amiamo offrire qualità.

Even if we don't make wine, we love to give quality.

Même si nous ne faisons pas de vin, nous aimons offrir de la qualité.

Aunque no produzcamos vino, nos apasiona ofrecer calidad.

Auch wenn wir keinen Wein machen, möchten wir Ihnen Qualität anbieten.



---

*#passion for excellence*

# idea





**it** Caro Collega,  
un messaggio che ci attiva sempre è: “Non possiamo evolvere se continuiamo a fare sempre le stesse cose!”.  
Ci piace cogliere i cambiamenti apprezzando ciò che hanno di buono e migliorando ciò che va perfezionato.  
Anni fa abbiamo capito il potenziale di un sistema di lavoro rivoluzionario, preciso, pulito ma soprattutto efficace!  
Crediamo che a.gree srl abbia saputo semplicemente cogliere quel cambiamento.

**en** Dear colleague,  
a message that is always on our mind is: “We can’t think things would change if we’re always keep doing the same things!”.  
We like to capture changes in the right way, appreciating the good side of them and improve what they need to be perfected. A few years ago we realized the potential of a revolutionary work system that was clean and precise but above all, efficient!  
We think a.gree srl was just been able to capture that change.

**fr** Chers collègues,  
simplement ce message: “On ne peut pas continuer à s’améliorer en faisant toujours la même chose”.  
Cela nous plaît de cueillir les changements en appréciant ce qu’ils ont de bon et en améliorant leurs imperfections.  
Ça fait longtemps que nous avons compris le potentiel d’un système de travail révolutionnaire, précis propre mais surtout efficace!  
Nous croions que a.gree srl a simplement su cueillir ce changement.

**es** Querido colega,  
un mensaje que a menudo pienso: “No podemos pensar que las cosas mejorarán si continuamos haciéndolas de la misma manera”.  
Nos gusta pensar en los cambios apreciando aquellas cosas buenas y mejorándolas para ir las perfeccionando.  
Años atrás he entendido el potencial de un sistema de trabajo revolucionario, preciso, limpio y sobretodo eficaz!  
Creemos que en a.gree srl simplemente he aprendido a recibir el cambio.

**de** Werter Kollege,  
Eine Mitteilung, die uns immer wieder bewegt: “Wir können kaum erwarten, dass sich die Dinge irgendwie bessern, wenn wir immer nur das Gleiche tun!”. Wir lieben Veränderungen und mag das Positive daran, während uns bemühen, zu verbessern, was daran zu verbessern ist. Vor Jahren haben wir das Potenzial eines revolutionären, präzisen, sauberen und vor allem wirksamen Arbeitssystems entdeckt!  
Wir glauben, dass a.gree srl diese Veränderung im richtigen Moment übernommen hat.



---

*#passion for excellence*

company







---

*#passion for excellence*

# index



## equipments

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| artic pins by Tony Billè | 18    |
| furbo                    | 22    |
| furbo composite          | 28    |
| furbo parallel           | 30    |
| asterix                  | 32    |
| extreme                  | 33    |
| ar.go & ar.go face       | 34-36 |
| aesthetic line           | 38    |



## vertysdigital

|              |    |
|--------------|----|
| vertyscan 3D | 40 |
|--------------|----|



## consumer

|                              |    |
|------------------------------|----|
| silicones                    | 48 |
| laser welding                | 51 |
| resins                       | 52 |
| fiber                        | 55 |
| monomassa by Claudio Nannini | 56 |



## vertysline

|            |    |
|------------|----|
| ergo brush | 60 |
| help       | 60 |
| mixing kit | 60 |
| pick take  | 60 |
| furbo show | 60 |



## codes

|                    |    |
|--------------------|----|
| equipments         | 64 |
| accessories        | 70 |
| silicones          | 73 |
| resins             | 75 |
| polyurethane resin | 82 |
| fibers             | 84 |
| laser welding      | 85 |
| vertysline         | 86 |





*#passion for excellence*

tidy,  
clean,  
simple,  
protocolled!



# protocols



Crediamo molto nell'importanza dei Protocolli di Lavoro e VERTYSYSTEM® Vi offre un sistema di lavoro completo!

We believe that Working Protocols are very important and VERTYSYSTEM® offers to you a complete working system!


Nous croyons que les protocoles de travail sont très importantes et VERTYSYSTEM® vous offre un système complet de travail!

Creemos que los protocolos de trabajo son muy importantes y VERTYSYSTEM® le ofrece un sistema completo de trabajo!

Wir glauben, dass die Arbeitsprotokolle sehr wichtig sind, VERTYSYSTEM® bietet Ihnen ein komplettes funktionierendes System!



#passion for excellence



VERTYSYSTEM® semplifica il tuo lavoro e aumenta la qualità.

VERTYSYSTEM® simplifies your job and improve quality.

VERTYSYSTEM® simplifiez votre travail et accroître la qualité.

VERTYSYSTEM® simplifique su trabajo y aumente la calidad.

VERTYSYSTEM® vereinfachen Sie Ihre Arbeit durch die Erhöhung der Qualität.

# workflow

materials

system

5

6




silicones



resins

traditional

digital





Cosa bolle in pentola?

What's cooking?

Qu'est ce que vous mijotez?

¿Qué se está cociendo en la olla?

Was geht hier vor?



change  
your way  
to work!





# a perfect model



Artic Pins è il sistema ideale per realizzare i tuoi modelli con monconi sfilabili in maniera rapida, economica e ripetibile!



Artic Pins is the ideal system to realize your model with removable dies in a rapid, economic and repeatable way!

Artic pins est le système idéal pour réaliser vos modèles avec des pins amovibles de manière rapide, économique et répétitif!

¡Artic Pins es el sistema ideal para construir modelos con muñones desmontables de manera rápida, económica y repetible!

Artic Pins ist das ideale System, um Ihre Modelle mit herausnehmbaren Stümpfen schnell, preiswert und wiederholbar anzufertigen!





it L'impronta viene fissata tramite del **VERTYS PUTTY PRESS** e orientata su **ARTIC PINS BASE ALU**

en The imprint is fixed by the **VERTYS PUTTY PRESS** and oriented on **ARTIC BASE PINS ALU**

fr L'enpreinte vient se fixer sur le **VERTYS PUTTY PRESS** et dans l'axe sur l'**ARTIC BASE PINS ALU**

es La impresión se fija mediante el **VERTYS PUTTY PRESS** y es orientada en **ARTIC PINS BASE ALU**

de Der Abdruck wird mittels **VERTYS PUTTY PRESS** fixiert und auf **ARTIC PINS BASE ALU** ausgerichtet

La base in tecno-polimero **ARTIC PINS PLATE** viene ingaggiata tramite un magnete con **ARTIC PINS TEMPLATE**

The techno-polymer base **ARTIC PINS PLATE** is engaged by a magnet with **ARTIC PINS TEMPLATE**

La base en techno polymère **ARTIC PINS PLATE** vient s'engager sur un aimant avec **ARTIC PINS TEMPLATE**

La base en tecno-polímeros **ARTIC PINS PLATE** está fijada mediante un imán con **ARTIC PINS TEMPLATE**

Der Technopolymer **ARTIC PINS PLATE** wird mittels einem Magneten mit **ARTIC PINS TEMPLATE** verbunden

## base

200-3102  
artic pins base alu



it base in alluminio anodizzato

en anodized aluminium base

fr base en aluminium anodisé

es base de aluminio anodizado

de basis aus eloxiertem Aluminium

## template

200-3104  
artic pins template



coperchio per monconi sfilabili

cover for removable dies

couvercle pour matrice amovible

cubierta para muñones desmontables

deckel für herausnehmbare Stümpfe

## plate

200-3114  
artic pins plate - 50 pz



piastre in tecnopolimero

technopolymer plate


plaque en technopolymère

placas de tecnopolímero

platten aus Technopolymer

ARTIC PINS KIT:

200-3100 ARTIC PINS INTRO KIT  
200-3101 ARTIC PINS LABOR KIT




Tramite raggio laser individuare la giusta posizione e forare **ARTIC PINS PLATE** con la fresa **ARTIC PINS BURS**

Through the laser beam find the correct position and mill **ARTIC PINS PLATE** with bur **ARTIC PINS BURS**

Avec le rayon laser déterminer le point exact et percer **ARTIC PINS PLATE** avec la fraise **ARTIC PINS BURS**

Mediante un rayo láser determinar la posición justa y perforar **ARTIC PINS PLATE** con la fresa **ARTIC PINS BURS**

Durch den Laserstrahl den richtigen Standort identifizieren und mit Bohrmaschine **ARTIC PINS BURS** bohren.



Inserire **ARTIC PINS TEMPLATE** e **ARTIC PINS PLATE** e gessare l'impronta dopo aver inserito i perni in ottone **AP PINS**

Insert and **ARTIC PINS PLATE** and **ARTIC PINS TEMPLATE** and cast the imprint after entering the brass pins **AP PINS**

Insérer **ARTIC PINS TEMPLATE** et **ARTIC PINS PLATE** et couler l'enpreinte apres avoir inséré les pins en laiton **AP PINS**

Insertar **ARTIC PINS TEMPLATE** y **ARTIC PINS PLATE** y enyesar la impresión después de haber insertado los pernos de latón **AP PINS**

Den **ARTIC PINS TEMPLATE** und **ARTIC PINS PLATE** einsetzen und den Abdruck mit Gips ausgießen, nachdem die Messingstifte **AP PINS** eingesetzt wurden

| axis                                                                               | spacers <sup>optional</sup>                                                                                                        | burr                                                                                                                                                 | pins                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 200-3106<br>artic pins axis                                                        | vertys<br>furbo spacers                                                                                                            | 200-3108<br>artic pins burs                                                                                                                          | 200-3120<br>AP pins                                                               |
|                                                                                    | <div>10-105-03<br/>5 mm<br/>10-107-03<br/>16 mm<br/>10-109-03<br/>20 mm</div>                                                      |                                                                                                                                                      | <div>16,5mm</div>                                                                 |
| aste graduate<br>graduated axis<br>axes gradués<br>varillas graduadas<br>messstäbe | distanziali in acetlica<br>acetalic spacers<br>espaceurs en acétal<br>separadores de resina acetálica<br>zwischenstücke aus Acetal | fresa in carburo di tungsteno<br>tungsten carbide burs<br>fraise en carbure de tungstène<br>fresa de carburo de tungsteno<br>fräse aus Wolframcarbid | perni in ottone<br>brass pins<br>pins en laiton<br>pernos de latón<br>messingpins |



- it** Sfruttando la stessa base e la perfetta combinazione tra i suoi componenti, **FURBO** può diventare: muffola piccola, muffola grande, muffola per compositi (fiou e pasta), verticolatore e parallelometro. Cambiando semplicemente tra loro gli accessori, **FURBO** è in grado di trasformarsi in qualsiasi attrezzatura per svolgere tutte le lavorazioni quotidiane.
- en** Using the same base and the perfect synergy between its components, **FURBO** can transform itself in: small flask, big flask, composite flask (paste and flou), verticulator and also parallelometer. By changing its accessories, **FURBO** can become the equipment we need in order to complete all the specific workings we daily do.
- fr** En utilisant la même base et la parfaite synergie entre ses composantes, **FURBO** peut se transformer en: petit flacon, grand flacon, flacon composite (pâte et de farine), verticulator et également paralléliseur. En changeant ses accessoires, **FURBO** peut devenir l'équipement dont nous avons besoin afin de compléter tous les rouages spécifiques que nous faisons tous les jours.

a single base for a  
**world of  
workings**



**es** Utilizando la misma base y la perfecta sinergia entre sus componentes, **FURBO** puede transformarse en: pequeño frasco, frasco grande, frasco de material compuesto (pasta y harina), verticulator y también paralelizador. Al cambiar sus accesorios, **FURBO** puede convertirse en el equipo que necesitamos para completar todos los trabajos específicos que hacemos todos los días.

**de** Unter Verwendung der gleichen Basis und die perfekte Synergie zwischen seinen Komponenten kann sich **FURBO** verwandeln in: kleine und große muffel, Composite Küvette (für Pasta und Flou), Verticulator und auch ein Parallel Gerät. **FURBO** hat viele Zubehör für alle tägliche Arbeiten!

Find Video on

**YouTube**





# furbo alu small

Small Flask

## Used for:

- it

  - Provvisori
  - Bite
  - Implant Bridge
  - Ribasatura Protesi
  - Scheletrati
- fr

  - Provisoire
  - Mordu
  - Implant Bridge
  - Rebasage des Prothèse
  - Prothèse Partielle
- de

  - Provisorien
  - Bite
  - Implant Bridge
  - Prothesen-Unterfütterungen
  - Teilprothesen
- en

  - Temporaries
  - Bite
  - Implant Bridge
  - Dentures Relines
  - Partial Dentures
- es

  - Provisional
  - Ferulas
  - Implant Bridge
  - Rebasado de Prótesis
  - Carga de Esqueléticos



## In the box:

| #       |                                                                                     | Product                                | Description                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2510 |  | FURBO BASE                             | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey                                                                               |
| 10-200  |  | BASE SPLIT SMALL<br>COMP. VERTYSYSTEM® | Small split base VERTYSYSTEM®<br>Color: violet                                                                            |
| 10-2520 |  | FURBO ALU SMALL COVER                  | Anodized aluminium small cover for FURBO ALU SMALL<br>Color: dark grey                                                    |
| 10-0021 |  | SMALL BURS                             | Small burs to mill silicones                                                                                              |
| 10-0022 |  | BIG BURS                               | Big burs to mill silicones                                                                                                |
| 10-2538 |  | KIT AXIS FURBO ALU                     | Axis Kit for FURBO ALU BIG/SMALL complete by: 3 FERMO VERTYS + 3 FURBO ALU NUT + 12 ALU SPACERS (stainless steel spacers) |

## Recommended Products:



10-401  
vertys dynamo block



10-25\_  
vertys inclined planes 6°, 9°, 12°



**Used for:**

- it**

  - Provvisori
  - Bite
  - Implant Bridge
  - Ribasatura Protesi
  - Scheletrati
  - Protesi Totale
- fr**

  - Provisoire
  - Mordu
  - Implant Bridge
  - Rebasage des Prothèse
  - Prothèse Partielle
  - Prothèse Totale
- de**

  - Provisorien
  - Bite
  - Implant Bridge
  - Prothesen-Unterfütterungen
  - Teilprothesen
  - Totalprothesen
- en**

  - Temporaries
  - Bite
  - Implant Bridge
  - Dentures Relines
  - Partial Dentures
  - Total Dentures
- es**

  - Provisional
  - Ferulas
  - Implant Bridge
  - Rebasado de Prótesis
  - Carga de Esqueléticos
  - Prótesis Total



**In the box:**

| #       | Product                              | Description                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2510 | FURBO BASE                           | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey                                                                               |
| 10-202  | BASE SPLIT BIG<br>COMP. VERTYSYSTEM® | Big split base VERTYSYSTEM®<br>Color: gold                                                                                |
| 10-2521 | FURBO ALU BIG COVER                  | Anodized aluminium small cover for FURBO ALU SMALL<br>Color: dark grey                                                    |
| 10-0021 | SMALL BURS                           | Small burs to mill silicones                                                                                              |
| 10-0022 | BIG BURS                             | Big burs to mill silicones                                                                                                |
| 10-2538 | KIT AXIS FURBO ALU                   | Axis Kit for FURBO ALU BIG/SMALL complete by: 3 FERMO VERTYS + 3 FURBO ALU NUT + 12 ALU SPACERS (stainless steel spacers) |

**Recommended Products:**



10-401  
vertys dynamo block



10-25\_  
vertys inclined planes 6°, 9°, 12°

Used for:

- it**

  - Stampaggio Ceramica
  - Implant Bridge
  - Stampaggio Composito
  - RegISTRAZIONI Occlusali
- fr**

  - Modelage Céramique
  - Implant Bridge
  - Modelage Composite
  - Enregistrement occlusal
- de**

  - Ausdrucken von Keramik
  - Implant Bridge
  - Komposit pasta-flou
  - Bissregistrate
- en**

  - Stamped porcelain
  - Implant Bridge
  - Press Composites
  - Occlusal Registration
- es**

  - Estampado en Ceramica
  - Implant Bridge
  - Estampado de composites
  - Registro Oclusal



In the box:

| #       | Product                                | Description                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2510 | FURBO BASE                             | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey                                                                 |
| 10-200  | BASE SPLIT SMALL<br>COMP. VERTYSYSTEM® | Small split base VERTYSYSTEM®<br>Color: violet                                                              |
| 10-2522 | FURBO PLEXI COVER                      | Plexiglass opened cover for FURBO PLEXI                                                                     |
| 10-2524 | FURBO PLATE                            | Closing plate to engage on FURBO PLEXI COVER                                                                |
| 10-2539 | KIT AXIS FURBO PLEXI                   | Axis Kit for FURBO PLEXI complete by: 3 FERMO VERTYS<br>+ SPACERS (9 black plastic + 6 aluminium + 3 brass) |

Recommended Products:





# furbo composite

Composite Flask

## Used for:

- it

Stampaggio e iniezione  
Composito pasta e flou
- fr


Moulage et injection de  
pâte et fluides Composite
- de

Pressen und Injektion  
von Pasta und Flüssigkeit  
Komposite
- en

Pressing and injecting  
paste and flou Composite
- es

Estampado y inyección de  
composite fluidos y en pasta

10-2580




## In the box:


| #       |                                                                                     | Product                    | Description                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2510 |  | FURBO BASE                 | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey                                                        |
| 10-2582 |  | FURBO COMPOSITE COVER      | Plexiglass transparent cover + 3 nuts                                                              |
| 10-2524 |  | FURBO PLATE                | Plexiglass transparent plate for FURBO PLEXI & FURBO COMPOSITE                                     |
| 10-2583 |  | FURBO COMPOSITE RING       | Anodized Aluminium Ring to lay on FURBO BASE                                                       |
| 10-2584 |  | FURBO COMPOSITE INBOX      | Base to lay into FURBO COMPOSITE RING or with FURBO COMPOSITE UPBOX                                |
| 10-2587 |  | FURBO COMPOSITE SEPARATOR  | Dividers to save waste of material<br>2 pcs                                                        |
| 10-2588 |  | FURBO COMPOSITE CUBE       | Separator in anodized aluminium to fix on FURBO COMPOSITE UPBOX in order to save waste of material |
| 10-2589 |  | FURBO COMPOSITE SHORT AXIS | Short axis 48 mm<br>specific for FURBO COMPOSITE<br>3 pz                                           |
| 10-401  |  | VERTYS DYNAMO BLOCK        | Special torque nut for locking flasks at the same pressure point 8 N (newton)                      |

YOU CAN CUSTOMIZE THE FLASK!

with Master Model:



without Master Model:



Find Video on  
**YouTube**

Furbo Composite Inside

Ideal for Flou Composites








# furbo parallel

Parallel to fix on furbo base



10-2577  
FURBO PARALLEL KIT



Used for:

- it

  - Analizzare i sottosquadri
  - Applicare gli attacchi su barre e combinate
  - Individuare il centro cresta in Protesi totale
  - Individuare il parallelismo dei monconi in un modello master
  - Individuare il foro passante nelle Toronto Bridge
  - Individuare negli ossi prototipati la posizione dell'impianto
- en


  - Analyze undercuts
  - Apply the attacks on bars
  - Locate the ridge center in Full dentures
  - Locate the parallelism of the abutments in a master model
  - Locate the hole in Toronto Bridge
  - Identify, in bones prototyped, the implant position
- fr

  - Analyser les contre-dépouilles
  - Appliquer les attaques sur les barres
  - Repérer le centre de la crête dans les prothèses complètes
  - Repérez le parallélisme des piliers dans un modèle maître
  - Localisez le trou dans le pont Toronto
  - Identifier, dans les os prototypé, la position de l'implant
- es

  - Analizar socavados
  - Aplicar los ataques a bares
  - Localizar el centro de la cresta de una prótesis total
  - Busque el paralelismo de los pilares en un modelo maestro
  - Localizar el agujero en puente de Toronto
  - Identificar, en los huesos prototipo, la posición del implante
- de

  - Analysieren die Hinterschnidungen
  - Tragen die Angriffe auf Bars
  - Suchen den Stegmitte in Vollprothesen
  - Suchen die Parallelität der Anschläge in einem Master-Modell
  - Suchen das Loch in Implant Bridge
  - Identifizieren die Implantatposition


Analysis Kit



In the box:

| #       |                                                                                     | Product                     | Description                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2510 |  | FURBO BASE                  | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey                                                                                                               |
| 10-2570 |  | FURBO PARALLEL              | Parallel to insert on FURBO BASE complete with FURBO PARALLEL SPLINDLE                                                                                    |
| 10-2571 |  | FURBO PARALLEL SPINDLE      | Laser accomodation                                                                                                                                        |
| 10-2572 |  | FURBO PARALLEL LASER        | Laser with led included                                                                                                                                   |
| 10-2573 |  | FURBO PARALLEL BIT          | Analysis bit                                                                                                                                              |
| 10-2574 |  | FURBO PARALLEL GRAPHITE     | Graphite                                                                                                                                                  |
| 10-2575 |  | FURBO PARALLEL ANALYSIS KIT | Calibrator Set:<br>10-2575-25 FURBO PARALLEL CALIB. Ø 0,25 mm<br>10-2575-50 FURBO PARALLEL CALIB. Ø 0,50 mm<br>10-2575-75 FURBO PARALLEL CALIB. Ø 0,75 mm |

# Small dimensions for big performances



10-100

- it** **Asterix** è il nuovo polimerizzatore, completamente automatico, con il quale si può gestire sia la polimerizzazione a freddo che quella a caldo. **Asterix** può essere utilizzato anche solo per pressione. Molto utile per stabilizzare i siliconi della linea **VERTYSYSTEM®**. **Asterix** ha 3 programmi **VERTYSYSTEM®** già preimpostati: il programma **Excel**, per la resina a freddo, il programma **Hot**, per la polimerizzazione a caldo e un programma per la resina da provvisori **Vertys Templus**.
- en** **Asterix** is the brand new polymerizer, completely automatic, which can be used both for the cold curing polymerization and hot curing polymerization. **Asterix** can also work only by pressure. Very useful to stabilize the **VERTYSYSTEM®** silicones. **Asterix** has 3 **VERTYSYSTEM®** programs: the **Excel** one, for the cold curing resin, the **Hot** one, for the hot curing resin and one program for the temporary **Vertys Templus** resin.
- fr** **Asterix** est le nouveau polymérisateur automatique avec lequel on peut gérer soit la polymérisation à froid ou celle à chaud. En établissant la température à zéro, **Asterix** peut être utilisé même seulement pour pression. Très utile pour stabiliser les silicones de la ligne **VERTYSYSTEM®**. **Asterix** à 3 programmes **VERTYSYSTEM®** déjà pré-installer: le programme **Excel** pour la résine à froid, le programme **Hot** pour la polymérisation à chaud et un programme pour la résine des provisoires **Vertys Templus**.
- es** **Asterix** es el nuevo polimerizador, completamente automático, para gestionar polimerización en frío y en caliente. **Asterix** también se puede utilizar para la presión. Muy útil para estabilizar las siliconas de la línea **VERTYSYSTEM®**. **Asterix** tiene 3 programas **VERTYSYSTEM®** ya preconfigurados: programa **Excel** para resina en frío, programa **Hot** para polimerización en caliente, un programa para resina de los provisionales **Vertys Templus**.
- de** **Asterix** ist das neue vollautomatische Polymerisationsgerät, mit dem sowohl Heiß wie Kalt polymerisations Kunststoffe polymerisiert werden können. Durch Einstellen der Temperatur auf null, kann **Asterix** auch als Druckgerät benutzt werden. Sehr nützlich zum Stabilisieren von Silikonprodukten der Linie **VERTYSYSTEM®**. **Asterix** hat bereits 3 voreingestellte Programme **VERTYSYSTEM®**: das Programm **Excel** für kalt Polymerisations, das Programm **Hot** für heiß Polymerisations, eine Programm für Provisionel Kunststoffe **Vertys Templus**.

## TECHNICAL DATA

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimensioni della camera     | Ø: 140mm h: 145mm |
| Pressione massima di lavoro | 6 Bar             |
| Temperatura di lavoro       | 40 °C - 125 °C    |
| Limiti di tempo             | 1 min - 99 min    |
| Dimensions of the chamber   | Ø: 140mm h: 145mm |
| Maximum operating pressure  | 6 Bar             |
| Working temperature limits  | 40 °C - 125 °C    |
| Limits set for the time     | 1 min - 99 min    |
| Dimensiones internas        | Ø: 140mm h: 145mm |
| Pression maximale           | 6 Bar             |
| Température de travail      | 40 °C - 125 °C    |
| Limite de temps             | 1 min - 99 min    |
| Dimensiones internas        | Ø: 140mm h: 145mm |
| Presión máxima              | 6 Bar             |
| Temperaturas de trabajo     | 40 °C - 125 °C    |
| Programación de tiempo      | 1 min - 99 min    |
| Innenmaße                   | Ø: 140mm h: 145mm |
| Maximaler Druck             | 6 Bar             |
| Arbeitstemperatur           | 40 °C - 125 °C    |
| Limit-Zeit                  | 1 min - 99 min    |

Find Video on  
**YouTube**



10-2503

Used for:

- it**

  - Provvisori
  - Bite
  - Toronto Bridge
  - Ribasatura Protesi
  - Scheletrati
  - Grandi Protesi Totali
- fr**

  - Provisoire
  - Mordu
  - Toronto Bridge
  - Rebasage des Prothèse
  - Prothèse Partielle
  - Grand Prothèse Totale
- de**

  - Provisorien
  - Bite
  - Implant Bridge
  - Prothesen-Unterfütterungen
  - Teilprothesen
  - Für große Totalprothesen
- en**

  - Temporaries
  - Bite
  - Toronto Bridge
  - Dentures Relines
  - Partial Dentures
  - Very big Total Dentures
- es**

  - Provisional
  - Ferulas
  - Toronto Bridge
  - Rebasado de Prótesis
  - Carga de Esqueléticos
  - Grande Prótesis Total


Le sue grandi dimensioni permettono di ospitare qualsiasi tipo di modello.

His large dimensions allow to work with every kind of stone model.

Ses grandes dimensions permettent de recevoir n'importe quel type de modèle.

Su gran tamaño permite alojar cualquier tipo de modelo.

Seine Größe kann jede Art von Modell unterzubringen.



In the box:

| #       |  | Product                         | Description                                           |
|---------|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10-2513 |  | ALU EXTREME BASE                | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey           |
| 10-204  |  | BASE SPLIT ALU EXTREME          | VERTYSYSTEM® light blue anodized aluminium Split base |
| 10-2519 |  | ALU EXTREME COVER               | EXTREME aluminium cover<br>Color: dark grey           |
| 10-2533 |  | ALU EXTREME AXIS                | Specific axis for EXTREME                             |
| 10-2543 |  | ALU EXTREME SPACERS ASSORTMENTS | Stainless steel spacers assortment<br>5x3 pz          |

Recommended Products:



10-401  
vertys dynamo block

# The golden articulator

Flick-click

- it Split in alluminio anodizzato VERTYSYSTEM®
- en Anodized aluminium Split VERTYSYSTEM®
- fr Aluminium anodisé Split VERTYSYSTEM®
- es Split aluminio de anodizado VERTYSYSTEM®
- de Eloxiertes Aluminium Split VERTYSYSTEM®



it **ar.go** è un articolatore in alluminio anodizzato oro e grigio con Split integrati per il sistema **VERTYSYSTEM®**.

en **ar.go** is an anodized golden/grey aluminium articulator with integrated split bases with engage for **VERTYSYSTEM®**.

fr **ar.go** est un or/gris aluminium anodisé articulateur avec des bases fendues intégrées avec pour engager **VERTYSYSTEM®**.

es **ar.go** es un articulador en aluminio anodizado oro/gris con bases partidas integradas con involucrar a **VERTYSYSTEM®**.

de **ar.go** ist ein eloxiertes golden/grau Aluminium Artikulator mit integrierten **VERTYSYSTEM®** Split.






## Recommended Products:



10-1050  
vertys artic link



10-3019-M2  
ar.go split M





10-3002  
ar.go transfer

10-3003  
ar.go support

positioning is  
**very fast**



- it** **argo face** è un arco facciale in alluminio anodizzato grigio e blu che si posiziona e si fissa sull'articolatore argo.
- en** **argo face** is a face bow in gray and blue anodized aluminum which is positioned and fixed in argo articulator.
- fr** **argo face** est un arc facial en gris et bleu en aluminium anodisé qui est positionné et fixé dans l'articulateur argo.
- es** **argo face** es un arco facial en aluminio anodizado gris y azul que se coloca y se fija en el articulador argo.
- de** **argo face** ist ein Gesicht Bogen in grau und blau eloxierte Aluminium, für argo Artikulator.






- it Latì in alluminio anodizzato graduati
- en Anodized aluminium graduated part
- fr Pièce en aluminium anodisé mesurée
- es Pieza medido de aluminio anodizado
- de Gesichtbogen einzeln



- it Supporto nasale
- en Nasal support
- fr Support nasion
- es Posicionador nasal
- de Nasionsstütze Komplett




- it Inserti auricolari
- en ear bud
- fr Paire d'embouts auriculaires
- es Pareja de olivas auditivas
- de Ohr-Oliven-Paar



- it Snodo di fissaggio
- en Shaft support
- fr Support articulaire
- es Soporte de articulación
- de Gelenk support



4



5



6

Easy system to link up  
**clinic,  
patient  
and  
technician**



10-4002  
AESTHETIC LINE

#### it Linee guida per l'utilizzo:

- In un viso armonico, la **linea bipupillare** è parallela alla linea mediana del sorriso.
- La linea bipupillare è una **retta immaginaria** passante per il centro degli occhi e rappresenta, se parallela al piano orizzontale, il punto di riferimento ideale per una corretta analisi del viso.
- La linea mediana del viso è un'altra linea immaginaria che divide il viso in due emifacce.
- Più queste due linee saranno centrate e perpendicolari, più il viso risulterà piacevole.

#### fr Lignes directrices pour l'emploi:

- Dans un visage harmonique, la ligne bipupillar est parallèle à la ligne médiane du sourire.
- La ligne bipupillar est une ligne imaginaire à travers le centre de l'oeil et est, si parallèlement au plan horizontal, le point de référence idéal pour une analyse correcte de la face.
- La ligne médiane du visage est une autre ligne imaginaire qui divise le visage en deux hémisphères.
- Plus ces deux lignes seront mieux centrées et perpendiculaires, et plus le visage sera agréable.

#### de Richtlinien für die Verwendung:

- In einer harmonischen Gesicht ist die bipupillar Linie auf der Mittellinie des Lächeln parallel.
- Die bipupillar Linie ist eine imaginäre Linie durch das Zentrum des Auges und ist, wenn parallel zur horizontalen Ebene, der ideale Bezugspunkt für eine korrekte Analyse des Gesichts.
- Die Mittellinie des Gesichts ist eine weitere imaginäre Linie, die das Gesicht in zwei Hemisphären teilt.
- Mehr werden diese beiden Linien zentriert und senkrecht, mehr wird das Gesicht angenehm sein.

#### en Guidelines for use:

- In an harmonic face, the bipupillar line is parallel to the midline of the smile.
- The bipupillar line is an imaginary line through the center of the eye and is, if parallel to the horizontal plane, the ideal reference point for a correct analysis of the face.
- The midline of the face is another imaginary line that divides the face into two hemispheres.
- More these two lines will be more centered and perpendicular, more the face will be pleasant.

#### es Directrices para el uso:

- En una cara armónica, la línea bipupillar es paralela a la línea media de la sonrisa.
- La línea bipupillar es una línea imaginaria a través del centro del ojo y es, si en paralelo al plano horizontal, el punto de referencia ideal para un análisis correcto de la cara.
- La línea media de la cara es otra línea imaginaria que divide la cara en dos hemisferios.
- Más estas dos líneas se centran más y perpendicular, más la cara serán agradables.





1

Clinic



2

Technician




3

Patient



Before



Registration



Cheking bipupillar line

Vertysystem Users



10-4007  
mounting plate

10-4008  
vertysystem base



After (pre-view)

All other Users



10-4007  
mounting plate

10-4009  
universal base

Articulator



WAX-UP



Ha solo la forma di un uovo...

It has only the shape of an egg...


Il a seulement la forme d'un oeuf...

Tiene la forma de un huevo...

Hat nur die Form von einem Ei...



an extra-  
ordinary  
friend



## The Project



- it** Il progetto trae origine dall'opportunità di allargare campi di azione e si sviluppa con la realizzazione di un sistema di scansione 3D, specificamente progettato per i Laboratori Odontotecnici che si affacciano per la prima volta al mondo CAD-CAM. Il passo successivo, e spontaneo, ha portato alla definizione di una proposta completa, rivolta al Laboratorio Odontotecnico che intenda rendersi autonomo nella realizzazione Digitale di progetti in cera e protesi nei vari materiali, dalla Zirconia al Pmma ai nano compositi.
- en** The project has laid the foundations for the companies to widen their fields and to develop a 3D scanning system specifically designed for dental laboratories who wish to enter into the exciting new world of CAD-CAM. The next step naturally led to outlining a programme which would allow the technician to automatically convert the work done in wax first to digital, and then to the final completed work, be it in Zirconia, Pmma or Nano-composite.
- fr** Ce projet découle de la possibilité d'élargir les champs d'action réciproques et se développe avec l'élaboration du système scanning 3D, spécifiquement projeté pour les opérateurs qui sont fascinés au monde CAD-CAM. L'étape suivante a porté à la définition d'une proposition complète visant le laboratoire qui désire devenir autonome dans la réalisation Digitale de projets en cire et prothèses en divers matériaux, de la zirconium à la Pmma et autres composites.
- es** El proyecto nace de la oportunidad de ampliar los campos de acción y comienza con el desarrollo de un sistema de escaneo 3D, diseñado específicamente para laboratorios técnicos dentales que se asoman por primera vez al mundo CAD-CAM. El siguiente paso, de forma espontánea nos ha llevado a la definición de una propuesta completa para aquellos laboratorios dentales que deseen ser autónomos en la ejecución de proyectos digitales en cera y prótesis en sus diversos tipos de materiales, desde el zirconio al PMMA y a los nanocomposites..
- de** Das Projekt erlaubt es, die Handlungsfelder zu erhöhen und entwickelt sich mit der Realisierung eines 3D-Scansystem für Zahnlabore.  
Der nächste Schritt, führte zur Definition einer vollständigen Vorschlag, in der Zahntechnik ausgerichtet, die autonom in der Realisierung von Digitale Projekten und Prothese in verschiedenen Materialien; in Wachs, Zirkonia, PMMA-Nanoverbundwerkstoffe und Komposit.





11-0000  
VERTYSCAN 3D

## Characteristics


- it**
  - Elevata precisione e ripetibilità - inferiore ai 15 micron, test effettuati in ambiente metrologico
  - Strategie di acquisizione configurabili (arcate, monconi, ponti, antagonisti, wax-up)
  - Acquisizione impronte
  - Massima affidabilità
  - La compattezza facilita l'installazione e l'inserimento in qualsiasi ambiente
  - Personalizzazione delle strategie di scansione
  - Sistema aperto - i dati sono esportati nei formati neutri più comuni (stl, ply, asc)
  - Licenza di utilizzo perpetua, canoni di manutenzione ed aggiornamento su richiesta
- en**
  - High precision and low tolerances - less than 15 microns, tests carried out in ambient conditions
  - Pre-set configuration of the scanning strategies (arches, dies, bridges, opposing models, wax-up)
  - Impression scanning
  - Maximum reliability
  - The Compactness simplifies fitting the system in to any working environment
  - Personalized scanning strategies
  - Open system - the data can be exported in all the common formats (stl, ply, asc)
  - Indefinite programme license, costs for maintenance and upgrades entirely by request
- fr**
  - Précision et répétitivité élevée - inférieur à 15 micron, test métrologique
  - Stratégie de scannage configurable (arcade matrice, pont antagoniste wax-up)
  - IScannage d'empreintes
  - Grande fiabilité
  - Son format compact facilite l'installation et l'insertion dans n'importe quel endroit
  - Personnalisation des stratégies de scannage
  - Système ouvert - les données sont exportées aux formats les plus courants (stl, ply, asc)
  - Licence perpétuelle d'utilisation, les frais d'entretien et de mise à niveau sur demande
- es**
  - Alta precisión y repetibilidad, inferior a 15 micras
  - Configuración de estrategias (arcos, pilares, puentes, antagonistas, encerado)
  - Escaneado de impresiones
  - Máxima fiabilidad
  - El diseño compacto facilita la instalación y la integración en cualquier lugar
  - Personalización de las estrategias de escaneado
  - Sistema abierto - los datos se exportan a los formatos neutros más comunes (stl, ply, asc)
  - Licencia de uso, gastos de mantenimiento y actualizaciones opcionales
- de**
  - Präzision und Wiederholbarkeit - niedriger als 15 Mikron, Tests wurden in metrologischem Bereich durchgeführt
  - Konfigurierbare Erfassungsstrategien (Bögen, Stümpfe, Brücken, Gegenmodelle, Wax-Up)
  - Erwerben der Abdrücke
  - Äußerste Zuverlässigkeit
  - Die kompakte Form erleichtert die Installation und Anwendung in jedem Bereich
  - Personalisierung der Abtastungsstrategien
  - Offenes System - die Daten können in die gängigsten neutralen Formate exportiert werden (stl, ply, asc)
  - Immerwährende Benutzerlizenz, Wartungs - und Aktualisierungsgebühren auf Anfrage





we  
be  
lie  
ve  
in  
the  
fu  
tu  
re



## VERTYSCAN is perfect for implant bridge!



10-2525  
furbo cover plexi  
+ furbo plate



11-2340  
vertys dima 3



Photo by Sandro Iannotti



## Advantages

- it**
- VERTYSCAN monta lo stesso Split della sistemica VERTYSYSTEM®
  - Il modello ha sempre una posizione sicura, certa, stabile e ripetibile
  - Perfetta corrispondenza tra il FURBO "Manuale" e quello "Digitale"
  - Modello master e rispettivo antagonista vengono scannerizzati dentro il verticolatore FURBO
  - Questo permette di avere una relazione mascellare sicura e precisa
  - Possibilità di poter alzare e abbassare la relazione centrica tramite una scala numerica
  - Ideale per la costruzione di Implant Bridge, Bite e Ortotici
- en**
- VERTYSCAN assembles the same Split of the VERTYSYSTEM® system
  - The model is always in a secure, definite, stable and repeatable position
  - Perfect association between the "Manual" and "Digital" FURBO versions
  - The master model and respective antagonist are scanned within the FURBO verticator
  - This enables secure and accurate jawbone alignment
  - Possibility of raising and lowering the centric relation using a numeric scale
  - Ideal for the formation of Implant Bridge, Bite and Orthotic
- fr**
- VERTYSCAN utilise le même Split du système VERTYSYSTEM®
  - Le modèle a toujours une position sûre, stable et répétée
  - Parfaite correspondance entre le FURBO "Manuel" et le "Digitale"
  - Le modèle master et son antagoniste sont scannés à l'intérieur du verticulateur FURBO
  - Ceci permet d'avoir une relation entre arcade sûre et précise
  - Possibilité de pouvoir augmenter et abaisser la relation centrique utilisant une échelle numérique
  - Idéal pour Implant Bridge, Bite et Orthèse
- es**
- VERTYSCAN tiene el mismo Split del sistema VERTYSYSTEM®
  - El modelo tendrá siempre una posición segura, precisa, estable y repetible
  - Se combina perfectamente entre el FURBO "Manual" y el "Digital"
  - El modelo maestro y el antagonista serán escaneados dentro del verticulator FURBO
  - Esto permite tener una relación maxilar segura y precisa
  - Posibilidad de subir y bajar la relación céntrica a través de una escala numérica
  - Ideal para la construcción de Implant Bridge, Ferulas (protectores dentales) y Ortotic
- de**
- VERTYSCAN hat das gleiche Split wie VERTYSYSTEM®
  - Das Modell ist immer gesichert und zuverlässig, stabil und reproduzierbar
  - Perfekte Übereinstimmung zwischen FURBO und "Digital furbo"
  - Das Master Modell wird mit seinem Antagonisten innerhalb Digital verticator FURBO gescannt
  - Dies ermöglicht eine sichere und präzise Kiefer Beziehung zu haben
  - Anheben und Absenken der zentrischen Relation durch eine numerische Skala
  - Ideal für Implant Bridge, Bite und Orthotic arbeiten

## Services

- Software integrato con VERTYSYSTEM®
  - Incontri di aggiornamento
  - Corsi di formazione
  - Installazione e assistenza
  - Supporto remoto
  - Finanziamenti personalizzati
- Software integrated with the VERTYSYSTEM®
  - Upgrade meetings
  - Technical courses
  - Installation and support
  - Remote support
  - Finance plans
- Software intégré au VERTYSYSTEM®
  - Rendez-vous pour mise à jour
  - Cours d'apprentissage
  - Installation et assistance
  - Support à distance
  - Financement sur mesure
- Software integrado con VERTYSYSTEM®
  - Actualizaciones
  - Cursos de formación
  - Instalación y Asistencia técnica
  - Soporte remoto
  - Financiación personalizada
- Mit VERTYSYSTEM® integrierte Software
  - Aktualisierung
  - Kurse
  - Installation und Assistenz
  - Fernsupport
  - Personalisierbare Finanzierungen

## To place Furbo into VERTYSCAN!

11-2300  
FURBO DIGITAL  
ADAPTER




11-2310  
basetta verticolatore

+



11-2330  
piattello porta split

+



11-2340  
vertys dima 3

11-2320  
spine porta plate

Ti danno la carica! Proprio come un buon caffè.

They pick you up! As much as a cup of coffee does.

Ils vous donnent de l'énergie! Tout comme un bonne café.

¡Te dan marcha! Como un buen café.

Sie geben Ihnen die Ladung! Wie eine guter Kaffee.



consumer

more than 40 products

designed for  
every kind of  
work



Find Video on  
**YouTube**



# Silicones

## Vertys Orange Plus



Cod. 200-2000  
300 ml A + 300 ml B  
Shore A 64

- it** Silicone di grandissima precisione, ideale per tutte le registrazioni, in particolare per la realizzazione di Implant Bridge, Protesi Totale e per lo stampaggio della ceramica. Progettato per non assorbire liquidi, ha un'elevata stabilità dimensionale e si combina chimicamente con tutti i siliconi della linea VERTYSYSTEM®.
- en** High precision silicone, ideal for all types of registrations and, above all, for Implant Bridge, Full denture and ceramic Stamping. Having been designed not to absorb liquids, it offers excellent dimensional stability and chemically bonds with all VERTYSYSTEM® silicones.
- fr** Silicone de très grande précision, idéal pour tout enregistrement, en particulier pour l'enregistrement de Implant Bridge, Prothèses Totales et pour le moulage de la céramique. Conçu pour ne pas absorber de liquide (hydrophobe). Il a une stabilité dimensionnelle très élevée et se lie chimiquement avec tous les silicones de la gamme VERTYSYSTEM®.
- es** Silicona de gran precisión, ideal para todos los grabados y en particular para realización de Implant Bridge, Prótesis Total y para el estampado de la cerámica. Proyectado para que no absorba líquidos, tiene una elevada estabilidad dimensional y se une químicamente con todas las siliconas de la línea VERTYSYSTEM®.
- de** Extrem präzises Silikon, ideal für alle Registrierungen, insbesondere für die Herstellung von Implant Bridge und Presskeramik. Geplant, um Flüssigkeiten abzuweisen, hat das Silikon eine hohe dimensionale Stabilität und bindet sich chemisch perfekt mit allen weiteren Silikonem der Serie VERTYSYSTEM®.

## Vertys Easy Putty



Cod. 200-2001  
5 Kg A + 5 Kg B  
Cod. 200-2001.3  
1,5 Kg A + 1,5 Kg B  
Shore A 70

- it** Il "Jolly" della sistematica. **VERTYS EASY PUTTY** è un silicone per collegamento. Viene utilizzato molto frequentemente in abbinamento con **VERTYS ORANGE PLUS** per la realizzazione di provvisori, protesi totale, bite, dime chirurgiche, stampaggio della ceramica e molte altre lavorazioni.
- en** The "wildcard" of the system. **VERTYS EASY PUTTY** is a bonding silicone. It is often used in conjunction with **VERTYS ORANGE PLUS** for the production of temporary elements, complete prostheses, bites, surgical templates and ceramic Stamping, as well as for various other processes.
- fr** C'est le "Must" du système. **VERTYS EASY PUTTY** est un silicone pour liaison. Il est utilisé fréquemment en union au **VERTYS ORANGE PLUS** pour la réalisation des prothèses provisoires, totales, bites, guides chirurgicaux, moulage de la céramique et tant d'autres.
- es** El "Comodin" del sistema. **VERTYS EASY PUTTY** es una silicona de unión. Se utiliza muy a menudo en combinación con **VERTYS ORANGE PLUS** para la realización de provisionales, prótesis total, férulas, plantillas quirúrgicas, estampado de cerámica y otros muchos procesos.
- de** Der "Joker" der Systematik. **VERTYS EASY PUTTY** ist ein Verbindungs-Silikon. Es kommt häufig in Verbindung mit **VERTYS ORANGE PLUS** zur Herstellung von Provisorien, Totalprothesen, Bites, chirurgische Schablonen, Presskeramik und viele weitere Verarbeitungen zum Einsatz.

## Vertys Putty Press



Cod. 200-2002  
5 Kg A + 5 Kg B  
Cod. 200-2002.3  
1,5 Kg A + 1,5 Kg B  
Shore A 90

- it** Silicone che presenta caratteristiche uniche. Abbina infatti una elevata durezza finale ad una notevole elasticità. Qualità ideali per la realizzazione di protesi totale nella tecnica "per pressata" con la muffola **FURBO ALU BIG** e le resine **VERTYS PROTHESIS EXCEL**, **VERTYS PROTHESIS PLUS** e **VERTYS PROTHESIS HOT** a caldo.
- en** A silicone that offers unique characteristics. In fact, it combines an exceptional final hardness with a high degree of elasticity. Ideal qualities for the production of complete prostheses using the "pressure" technique, in conjunction with the **FURBO ALU BIG** muffle and the resins **VERTYS PROTHESIS EXCEL**, **VERTYS PROTHESIS PLUS** and **VERTYS PROTHESIS HOT**.
- fr** Silicone avec des caractéristiques uniques : il est d'une très grande dureté et est d'une élasticité remarquable. Idéal pour la réalisation de prothèse totale par "pressée" avec le moufle **FURBO ALU BIG** préconiser pour les résines **VERTYS PROTHESIS EXCEL**, **VERTYS PROTHESIS PLUS** et **VERTYS PROTHESIS HOT** à chaud.
- es** Silicona con características únicas. Combina con una alta dureza y gran elasticidad. Cualidades ideales para la realización de prótesis total con la técnica "por prensado" con la mufa **FURBO ALU BIG** y resinas **VERTYS PROTHESIS EXCEL**, **VERTYS PROTHESIS PLUS** y **VERTYS PROTHESIS HOT** en caliente.
- de** Ein Silikon mit einzigartigen Eigenschaften. Es verbindet optimale Endhärte mit einer extrem weichen Anfangselastizität. Ideale Qualität für die Herstellung von Totalprothesen mit der "Presstechnik" im Muffel **FURBO ALU BIG** und den Kunststoffen **VERTYS PROTHESIS EXCEL**, **VERTYS PROTHESIS PLUS** und **VERTYS PROTHESIS HOT** zur Heiß-Polymerisation.

## Vertys Retard



Cod. 200-4030  
Vial 10 ml

- it** **VERTYS RETARD** permette di ritardare l'indurimento dei siliconi **VERTYS EASY PUTTY** e **VERTYS PUTTY PRESS**.
- en** **VERTYS RETARD** prolongs the working time by one extra minute for every drop for **VERTYS EASY PUTTY** and **VERTYS PUTTY PRESS**.
- fr** **VERTYS RETARD** permet de retarder le durcissement des silicones **VERTYS EASY PUTTY** et **VERTYS PUTTY PRESS**.
- es** **VERTYS RETARD** permite retrasar el endurecimiento de las siliconas **VERTYS EASY PUTTY** y **VERTYS PUTTY PRESS**.
- de** **VERTYS RETARD** ist Ideal für Verzögerung Silikonem **VERTYS EASY PUTTY** und **VERTYS PUTTY PRESS**.

## Vertys Precision



Cod. 200-2005  
2 pz 50 ml  
Shore A 56

- it** Silicone regular per correzioni di grandissima precisione, indicato per la realizzazione di provvisori, protesi totale con la tecnica "pressata", stampaggio della ceramica e per l' eventuale correzione di registrazioni. Ideale per realizzare impronte di posizione.
- en** Highly precise regular silicon for adjustments. High precision material, recommended for realizing temporary crowns and bridges, prosthetics, stamped porcelain and adjustments. Ideal for making imprints of position.
- fr** Silicone regular "de précision", pour correction. Matériel de grande précision, conçue pour la réalisation des prothèses provisoires, prothèses totales par la technique de "pressé", Moulage de la céramique et de l'éventuelle correction des registrations.
- es** Silicona regular "de alta precisión" para correcciones. Un material extremadamente preciso para la preparación de provisionales, prótesis total, con la técnica "por prensado", estampado de la cerámica y para eventuales correcciones en los grabados.
- de** Silikon Regular für Korrekturen. Ein äußerst präzises Material, das zur Herstellung von Provisorien, Totalprothesen mit "Presstechnik", Presskeramik und die eventuelle Korrektur von Registrierungen geeignet ist. Ideal für die Herstellung von Positionsabdrücken.

## Vertys White Press



Cod. 200-2006  
2 pz 50 ml  
Shore A 80

- it** Silicone di precisione in cartuccia, di colore bianco. Indicato per ribasare il silicone, rilevando ogni dettaglio con estrema precisione. Si utilizza principalmente nello stampaggio della ceramica e per l'eventuale correzione di registrazioni.
- en** Highly precise white silicon in two cartridge. Material indicated for relines, it can also imprint every detail with highly precision. Is mainly used for the Stamping of Ceramics and adjustments.
- fr** Silicone blanc très précis dans deux carteridge. Matériau indiqué pour regarnissage, il peut également imprimer chaque détail avec haute précision. Est principalement utilisé pour le moulage de la céramique.
- es** Silicona blanca de alta precisión, en cartuchos. Material para rebasar la llave de silicona, reproduce con gran precisión todos los detalles. Se utiliza principalmente con la técnica de estampado de la cerámica.
- de** Präzisions-Silikon in Spritzen, weiß. Das Material eignet sich zum Unterfüllen der Silikon und erhebt jedes Detail mit äußerster Präzision. Verwendet wird dieses Silikon vorwiegend für die Presskeramik und zur eventuellen Korrektur der Registrierungen.

## Vertys Heavy Glass



Cod. 200-2007  
2 pz 50ml  
Shore A 72

- it** Silicone trasparente in cartuccia.  
Per la sua elevata durezza e trasparenza è ideale nella tecnica di stampaggio dei compositi fotopolimerizzabili.
- en** Transparent silicon cartridges.  
Thanks to its high hardness and transparency is ideal for Stamping technique of light-curing composites.
- fr** Silicone transparent en cartouche.  
Pour sa dureté élevée et sa transparence elle est parfaite pour la technique de moulage des composites.
- es** Silicona transparente, en cartuchos.  
Por su elevada transparencia y dureza es ideal en la técnica de estampado de los composites fotopolimerizables.
- de** Transparentes Silikon in der Spritze.  
Dank der extreme Härte und der Transparenz eignet es sich perfekt für die Presstechnik lichthärtender Komposite.

## Vertys Heavy Glass *Tixo*



Cod. 200-2014  
2 pz 50ml  
Shore A 72

- it** Silicone tissotropico trasparente in cartuccia.  
Per la sua elevata durezza e trasparenza è ideale nella tecnica di stampaggio dei compositi fotopolimerizzabili.
- en** Thixotropic transparent silicon in cartridges.  
Thanks to its high hardness and transparency is ideal for Stamping technique of light-curing composites.
- fr** Thixotropie silicone transparent en cartouche.  
Pour sa dureté élevée et sa transparence elle est parfaite pour la technique de moulage des composites.
- es** Silicona transparente tixotrópica, en cartuchos.  
Por su elevada transparencia y dureza es ideal en la técnica de estampado de los composites fotopolimerizables.
- de** Transparentes Thixotrop Silikon in der Spritze.  
Dank der extreme Härte und der Transparenz eignet es sich perfekt für die Presstechnik lichthärtender Komposite.





# Silicones

## Vertys Pink



Cod. 200-2010 2 pz 50ml  
Shore A 70

- it** Silicone rosa gengiva in cartuccia. È facilmente fresabile e di altissima qualità. Indicato per la realizzazione di gengive estetiche.
- en** Pink gum silicon in cartridges. Very high quality and easy to mill. Recommended for realizing aesthetic gums.
- fr** Silicones rose gencive en cartouche. Elle est facilement fraisable et de très bonne qualité. Conçue spécialement pour des gencives esthétiques.
- es** Silicona de color rosa encía, en cartuchos. Es de fácil mecanizado y de alta calidad. Adecuado para la realización de encías estéticas.
- de** Gingiva-rosafarbenes Silikon in der Spritze. Beste Qualität und gut zu fräsen. Ideal für die Herstellung ästhetischer Zahnfleisch-Imitationen.

## Vertys **Scan** Pink



Cod. 200-2011 2 pz 50 ml  
Shore A 70

- it** Silicone rosa gengiva in cartuccia. È facilmente fresabile e di altissima qualità. Indicato per la realizzazione di gengive estetiche. Adatto per la scansione.
- en** Pink gum silicon in cartridges. Very high quality and easy to mill. Recommended for realizing aesthetic gums. Recommended for scanning.
- fr** Silicones rose gencive en cartouche. Elle est facilement fraisable et de très bonne qualité. Conçue spécialement pour des gencives esthétiques. Conçue spécialement pour le scanning.
- es** Silicona de color rosa encía, en cartuchos. Es de fácil mecanizado y de alta calidad. Adecuado para la realización de encías estéticas. Adecuada para el escaneado.
- de** Gingiva-rosafarbenes Silikon in der Spritze. Beste Qualität und gut zu fräsen. Ideal für die Herstellung ästhetischer Zahnfleisch-Imitationen. Ideal für Scannen.

## Vertys Light Glass



Cod. 200-2008  
1 Kg A + 1 Kg B  
Shore A 22

- it** Silicone trasparente fluido. Indicato specificatamente nella tecnica d'iniezione dei compositi fluidi fotopolimerizzabili.
- en** Fluid transparent silicone. Specifically indicated for use with the injection technique using fluid photopolymerizable composites.
- fr** Silicones transparents fluide, indiqués spécialement dans les techniques d'injection des composites photos polymérisables fluides.
- es** Silicona fluida transparente. Adecuada específicamente en la técnica de inyección de los composites fluidos fotopolimerizables.
- de** Flüssiges transparentes Silikon. Speziell geeignet für die Einspritztechnik lichthärtenden Komposit.

## Vertys Medium Glass



Cod. 200-2015  
500 g A + 500 g B  
Shore A 50

- it** Silicone trasparente fluido. Indicato specificatamente nella tecnica di stampaggio dei compositi in pasta fotopolimerizzabili.
- en** Fluid transparent silicone. Specifically indicated for use with the Stamping technique using paste photopolymerizable composites.
- fr** Silicones transparents fluide, indiqués spécialement dans les techniques pour le moulage des composites photos polymérisables en pâte.
- es** Silicona fluida transparente. Adecuada específicamente en la técnica de estampado de los composites en pasta fotopolimerizables.
- de** Flüssiges transparentes Silikon. Speziell geeignet für die Pastenförmigen lichthärtenden Komposit.

## Vertys Fluid



Cod. 200-2012  
1 Kg A + 1 Kg B

- it** Silicone rosa per duplicazione fluido. Indicato specificatamente nella tecnica di duplicazione.
- en** Pink liquid silicone for duplication. Designed specifically for duplication techniques.
- fr** Silicone rose pour duplication (liquide). Conçue spécialement dans la technique de duplication.
- es** Silicona fluida de color rosa para duplicados.
- de** Rosafarbenes flüssiges Silikon für Duplikationen. Speziell geeignet für die Duplikationstechnik.

## Vertys Silikon Lube



Cod. 200-4000  
Spray 100 ml

- it** Isolante universale per isolare fra loro i siliconi per addizione evitandone l'unione chimica e consentendo un perfetto distacco. Molto utile anche per mantenere la pulizia delle muffole **FURBO**.
- en** A universal insulation for addition silicones, which prevents them from chemically bonding and allows for complete detachment. Very useful to keep cleaned the **FURBO** flasks.
- fr** Servira à isoler les silicones entre-eux, les silicones d'addition évitant leur liaison chimique et permettra un parfait détachement. Très utile Pour maintenir nettoyer les moufles **FURBO**.
- es** Aislador universal, para aislar entre otros, las siliconas, evitando la unión química, permitiendo una perfecta separación. Muy útil para mantener limpiar las mufas **FURBO**.
- de** Universal-Isoliermittel zum Trennen der Silikon durch Addition, indem eine chemische Verbindung verhindert und eine perfekte Abtrennung ermöglicht wird. Sehr nützlich für die Reinigung von **FURBO** Kùvetten.

## Vertys Orange Special Lube



Cod. 200-4001  
Spray 85 ml

- it** Isolante per separare fra loro registrazioni in **VERTYS ORANGE PLUS**.
- en** Separator for separating **VERTYS ORANGE PLUS** from itself.
- fr** Isolant pour les silicones **VERTYS ORANGE PLUS** entres-eux.
- es** Aislante para aislar entre otros el **VERTYS ORANGE PLUS**.
- de** Isoliermittel zum Trennen von Registrierungen aus **VERTYS ORANGE PLUS**.

## High Security Fluid



Cod. 200-2020  
250 g A + 250 g B  
Shore A 75

- it** Silicone fluido per addizione che si applica in un unico passaggio sui denti acrilici o sulla cera. Crea un film estremamente duro che blocca i denti durante la pressata o l'iniezione della resina.
- en** Liquid addition cured silicone to be applied directly to denture set-ups and wax-ups. It forms a rigid film which holds the teeth in position during either the pressing or injection of the acrylic resin.
- fr** Silicone fluide par addition, il est appliqué sur les dents acryliques ou sur la cire. Il crée un film isolant extrêmement dur qui maintient en place les dents en résine durant la pressé ou l'injection de la résine.
- es** Silicona fluida, es aplicada a pincel sobre los dientes acrílicos o cera. Crea una película extremadamente dura que bloquea los dientes durante el prensado o la inyección de la resina.
- de** Flüssiges Silikon, additionsvernetzend, das in einem einzigen Vorgang auf Acrylzähne oder Wachs aufgetragen wird. Es bildet einen extrem harten film, der die Zähne während dem Pressen oder dem Einspritzen des Kunststoffes festhält.



## Laser Welding

### Union Laser



Cod. 200-29\_ \_

- it** Filo per saldatura laser in Titanio. Grado 1, Ceramizzabile. Ø: 0,25 - 0,50 mm; L: 2.22 m  
Filo per saldatura laser in Cromo-Cobalto. Nikel Free, Ceramizzabile. Ø: 0,25 - 0,35 - 0,50 mm; L: 2.22 m
- en** Laser welding Titanium wire. Grado 1, Ceramizzabile. Ø: 0,25 - 0,50 mm; L: 2.22 m  
Laser welding Chrome-Cobalt wire. Nikel Free, Ceramizzabile. Ø: 0,25 - 0,35 - 0,50 mm; L: 2.22 m
- fr** Fil de soudure laser en titane. Grade 1, céramisables. Ø: de 0,25 à 0,50 mm; L: 02:22 m  
Fil de soudure laser de chrome de cobalt. Sans Nickel, céramisables. Ø 0,25 - 0,35 à 0,50 mm; L: 02:22 m
- es** Alambre de soldadura láser en titanio. Grado 1, ceramizable. Ø: 0,25-0,50 mm; L: 02:22 m  
Alambre de soldadura láser en cromo cobalto. Nikel Free, ceramizable. Ø 0,25 - 0,35 a 0,50 mm; L: 02:22 m
- de** Titandraht für Laserschweißen. Grad 1, aufbrennfähig. Ø: 0,25 - 0,50 mm; L: 2,22 m  
Kobalt-Chromdraht für Laserschweißen. Ohne Nickel, aufbrennfähig. Ø: 0,25 - 0,35 - 0,50 mm; L: 2.22 m



# Resins

## Vertys Prothesis Excel



micro pearls  
Cod. 200-24 \_ \_

- it** Innovativa resina termopolimerizzabile a pressione e a bassa temperatura, per protesi mobile. Impreziosita dall'inserimento di microsfele di composito, **VERTYS PROTHESIS EXCEL** rende possibile la realizzazione di protesi di grande pregio estetico. Il suo utilizzo risulta ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola **FURBO ALU BIG**.
- en** An innovative, low-temperature thermopolymerizable resin for full dentures. Enriched with a brand new molecule based on micro-pearls composit, **VERTYS PROTHESIS EXCEL** allows for the creation of prosthesis of exceptional aesthetics. Ideal for use with "injection" and "pressure" techniques using the **FURBO ALU BIG** flask.
- fr** Résine innovatives thermo-polimérisable à pression, renforcée avec l'inclusion de nouvelles molécules à base de micro-sphères. **VERTYS PROTHESIS EXCEL** rend aujourd'hui possible réaliser des prothèses de très bonne qualité esthétique qui satisferont les exigences les plus élevées du médecin et du patient. Idéale pour les techniques "à injection" et "par pressé" avec les moules **FURBO ALU BIG**.
- es** Innovadora resina termo-polimerizable a presión y baja temperatura, para prótesis removibles. Innovadora por la inserción de nuevas moléculas a base de micro-esferas de composito. **VERTYS PROTHESIS EXCEL** hace hoy posible realizar prótesis con un gran nivel estético. Ideal para técnicas "a inyección" y "por prensado" con las mufas **FURBO ALU BIG**.
- de** Innovatives, Druck und kalt polymerisierbares Kunststoff, für herausnehmbare Prothesen. Durch die Zugabe von Komposit-Mikropelien bereichert, ermöglicht **VERTYS PROTHESIS EXCEL** die Herstellung von äußerst ästhetischen Prothesen. Diese Art der Anwendung ist ideal in der "Einspritztechnik" und der "Pressgusstechnik" mit der Muffel **FURBO ALU BIG**.

## Vertys Prothesis Plus



Cod. 200-2420 Liquid  
Cod. 200-2423 Powder C.P.V.

- it** Resina termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura per protesi mobile. **VERTYS PROTHESIS PLUS** è una resina molto raffinata, di elevata qualità e affidabilità. Ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola **FURBO ALU BIG**.
- en** Low-temperature thermopolymerizable pressure resin for full dentures. **VERTYS PROTHESIS PLUS** is an extremely refined resin which offers excellent quality and reliability. Ideal for use with "injection" and "pressure" techniques using the **FURBO ALU BIG** muffle.
- fr** Résine thermo polymérisable à pression et à basse température, à base de méthacrylate de méthyle. Produit très raffiné et de haute qualité. **VERTYS PROTHESIS PLUS** est spécialement conçu pour la fabrication des prothèses amovibles avec **FURBO ALU BIG**.
- es** Resina termo-polimerizable a presión y baja temperatura, para prótesis removibles. **VERTYS PROTHESIS PLUS** es una resina refinada, de alta calidad y fiabilidad. Ideal para técnicas "a inyección" y "por prensado" con las mufas **FURBO ALU BIG**.
- de** Druck und kalt polymerisierbares Kunststoff, für herausnehmbare Prothesen. **VERTYS PROTHESIS PLUS** ist ein raffiniertes Kunststoff bester Qualität und Zuverlässigkeit. Ideal für "Einspritztechnik" und "Pressgusstechnik" mit der Muffel **FURBO ALU BIG**.

## Vertys Prothesis Hot



micro pearls  
Cod. 200-247 \_ \_

- it** Impreziosita dall'inserimento di microsfele di composito, **VERTYS PROTHESIS HOT** è una resina per la "cottura a caldo", per protesi mobile di elevata qualità e grande affidabilità. Ideale nelle tecniche "a iniezione" e "per pressata" con la muffola **FURBO ALU BIG**.
- en** Enriched with a brand new molecule based on micro-pearls composit **VERTYS PROTHESIS HOT** is a hot resin for removable prostheses which offers excellent quality and reliability. Ideal for use with "injection" and "pressure" techniques using the **FURBO ALU BIG** flask.
- fr** Renforcée avec l'inclusion de nouvelles molécules à base de micro-sphères **VERTYS PROTHESIS HOT** c'est un vrai bijou pour les adeptes de la prothèse polymérisable à chaud. Grâce à la technique d'injection ou pressé avec la moufle **FURBO ALU BIG** vous obtenez des résultats en terme de qualité, incroyables.
- es** **VERTYS PROTHESIS HOT** cargada con micro-esferas de composito. Una verdadera joya para los amantes de la prótesis polimerizada en caliente. Gracias a las técnicas de inyección o prensado con la mufila **FURBO ALU BIG**, se obtienen resultados cualitativos inimaginables.
- de** Durch die Zugabe von Komposit-Mikropelien bereichert **VERTYS PROTHESIS HOT** ist ein "heiss härtendes" Kunststoff für die mobile Prothetik in bester Qualität und mit großer Zuverlässigkeit. Ideal für "Einspritztechnik" und "Presstechnik" mit der Muffel **FURBO ALU BIG**.

## Vertys Surgical



Cod. 200-2440 Liquid 500 ml  
Cod. 200-2441 Liquid 1000 ml  
Cod. 200-2443 Powder

- it** Resina trasparente termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura per Implantologia e ortodonzia. In implantologia è ideale per la realizzazione di dime chirurgiche e bite. Stabilità dimensionale e compattezza, resistenza e lucidabilità rendono unica questa resina.
- en** A transparent, low-temperature thermopolymerizable pressure resin for Implantology and orthodontics. Ideal for the production of surgical templates for use in implantology, as well as bites. The dimensional stability, compactness, strength and polishability of this resin, render it one of kind.
- fr** Résine transparente thermopolymérisable à pression, à basse température, pour l'implantologie et l'orthodontie. En implantologie elle est idéale pour la réalisation de guide chirurgical. En orthodontie elle est idéale pour la réalisation des mordus, plaques de jonction et des appareils orthodontiques.
- es** Resina transparente termo-polimerizable a presión, a baja temperatura, para implantología y ortodoncia. En implantología es ideal para la realización de plantillas quirúrgicas y ferulas. Estabilidad dimensional y compactidad, resistencia y pulido hacen de ésta una resina única.
- de** Innovatives, Druck und kalt polymerisierbares Kunststoff, für die Implantologie und Kieferorthopädie. In der Implantologie die ideale Wahl für die Herstellung von chirurgischen Schablonen. Dimensionale Stabilität und Kompaktheit, außerdem Haltbarkeit und Polierbarkeit machen dieses Kunststoff einzigartig.

## Vertys Tray Pink



Cod. 200-2520 Liquid  
Cod. 200-2525 Powder

- it** Materiale a granulometria molto sottile di colore rosa, per la realizzazione di cucchiari per impronta individuale, placche di registrazioni e basi di montaggio. Composto da materiale rigido e privo di torsioni. Consigliato per la replica del palato con il verticulatore **FURBO PLEXI**.
- en** Natural Opaque Pink colour, ideal for esthetic test. Very thin particular size resin, for the realization of individual trays, plates and mounting bases. Rigid and free of torsion material, recommended for replication of the palate through the **FURBO PLEXI** verticulator.
- fr** Matériels rose naturelle avec une granulométrie très fine, pour la réalisation de porte empreinte individuel, des plaques d'enregistrement et des bases de montage. Idéale pour preuves esthétiques et pour la retention du palais du patient à travers le verticulateur **FURBO PLEXI**.
- es** Material de granulometría muy fina, de color rosa para la realización de cubetas para impresión individual, placas de registro y bases de montaje. Ideal para pruebas estéticas y réplicas del paladar del paciente a través del Verticulador **FURBO PLEXI**.
- de** Ein Material mit extrem feiner Körnung, perfekt für die Herstellung von individuellen Abdrucklöffeln, Dehnplatten und Grundplatten. Ist dieses Material ideal für ästhetische Aufstellproben. Bestehend aus starrem Material und ohne Verbiegungen. Empfohlen für die Abformung des Gaumenbogens im Mund des Patienten mithilfe des Vertikulators **FURBO PLEXI**.

## Vertys Templus



micro pearls  
Cod. 200-23\_ \_

- it** Resina per provvisori, termopolimerizzabile a pressione, a bassa temperatura, per ponti e corone di elevata qualità. L'opacità delle masse dentine e la straordinaria traslucenza naturale delle masse smalto, fanno di questo materiale un prodotto di altissimo livello.
- en** Low-temperature thermopolymerizable resin of excellent quality for temporary prostheses, bridges and crowns. The opacity of the dentin and the extraordinary natural translucence of the enamel render this material a world class product.
- fr** Résine thermo polymérisable à pression, à froid pour des prothèses provisoires de grande qualité. Lorsqu'elle est utilisée avec la moufle **FURBO ALU SMALL**, vous obtenez des ponts provisoires de grande qualité esthétique.
- es** Resina para provisionales estéticos termo-polimerizable a presión, en frío, de alta calidad. Se utilizada conjunto con la mufila **FURBO ALU SMALL**, se obtienen coronas y puentes provisionales de alto nivel estético, de forma rápida y repetible.
- de** Zahnfarbenes hightech Kronen- und Brückenmaterial auf MMA-Basis, Autopolymerisat, kalthärtet mit Mikroperlen. Die Dentinmassen und die außerordentlich natürliche Transparenz der Zahnschmelzmassen machen aus diesem Material ein Produkt der obersten Klasse.

## Vertys Templus Artist Kit



Cod. 200-2390

- it** Colorazioni intensive in polvere con liquido fotopolimerizzabile, ideali per la caratterizzazione dei provvisori.  
Kit: **VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE**
- en** Intensive colour powders with a light-cured liquid, ideals for the characterization of the temporary.  
Kit: **VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE**
- fr** Couleurs intensif avec le liquide de durcissement léger, idéal pour la caractérisation de provisoire.  
Kit: **VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE**
- es** Colores intensos en polvo con el líquido photo-polimerizable, ideal para la caracterización de los provisionales.  
Kit: **VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE**
- de** Intensive Pulverfärbungen mit lichthärtender Flüssigkeit ideal für die Charakterisierung des provisorischen Zahnersatzes.  
Kit: **VERTYS WHITE • VERTYS MUSTARD • VERTYS BROWN • VERTYS GLAZE**

## Vertys Artist Kit



Cod. 200-2450

- it** Colori per caratterizzare e personalizzare le flange vestibolari delle resine per protesi mobile. Disponibili in otto colorazioni diverse, per ottenere effetti di naturalezza. Ideale per l'utilizzo con VERTYSYSTEM® ma utilizzabili con tutte le altre tecniche di polimerizzazione e caratterizzazione.
- en** Colors for characterizing and personalizing the vestibular flanges of resins for removable prostheses, available in eight different colors for natural effects. Ideal for use with VERTYSYSTEM®, but also compatible with every other polymerization and characterization technique.
- fr** Résine pour la caractérisation des brides. Couleurs pour la caractérisation et personnalisation les brides vestibulaires des résines prothétiques, huit couleurs disponibles, pour obtenir des effets naturels. Idéale pour l'utilisation avec le système VERTYSYSTEM® mais aussi utilisables avec toutes autres techniques de polymérisation et caractérisation.
- es** Colores para la individuación y personalización de las prótesis vestibulares removibles, disponibles en ocho colores diferentes, para obtener efectos naturales. Ideal para el uso con el sistema VERTYSYSTEM® y utilizable igualmente con todas las demás técnicas de polimerización e individualización.
- de** Farben zum Charakterisierung und Personalisieren Kunststoffe am künstlichen Zahnfleisch bei der Prothesenfertigstellung. In acht Farben verfügbar für einen absolut natürlichen Effekt. Ideal für die Anwendung des Systems VERTYSYSTEM®, aber auch für alle anderen Polymerisierungs- und Kennzeichnungsmethoden.



# Resins

## Vertys Character



Cod. 200-2460 Liquid  
Cod. 200-2462 Light Pink  
Cod. 200-2464 Dark Pink

- it** Colorazioni in polvere pre-dosate a due tonalità. Utilizzabile in tutti i casi dove si vogliono realizzare delle protesi con effetti cromatici naturali in maniera veloce. Queste resine vanno impastate con il liquido **VERTYS MODEL LIQUID**.
- en** Predosed colour powders in two shades. For all cases where characterized gum work is needed, creating a very natural effect in a fast and easy way. The resin is mixed using **VERTYS MODEL LIQUID**.
- fr** Couleurs en poudre pré-dosées à deux tonalités. Peut être utilisé quand vous désirez des prothèses à effets chromatiques naturels de manière rapide. Ces résines sont mélangées avec le liquide **VERTYS MODEL LIQUID**.
- es** Colores en polvo previamente medidos en dos tonalidades. Utilizable en todos los casos donde se quiere realizar prótesis con efectos de sombras naturales de forma rápida. Estas resinas van mezcladas con el líquido **VERTYS MODEL LIQUID**.
- de** Färbungen mit vordosiertem Pulver in zwei Farbtönen. In all jenen Fällen anwendbar, in denen man auf schnelle Weise Prothesen mit natürlichen Farbeffekten herstellen möchte. Diese Kunststoffmischungen werden mit der Flüssigkeit **VERTYS MODEL LIQUID** vermischt.

## Genius



Cod. 101-\_\_\_ Pastel  
Cod. 102-\_\_\_ Gold  
Cod. 103-\_\_\_ Grey  
Cod. 104-\_\_\_ White

- it** Resina poliuretanica a due componenti, scannerizzabile; ideale per la realizzazione di monconi sfilabili, modelli master, modelli per implantologia, modelli studio di lunga conservazione e gipsoteca d'ortodonzia. Ideale in tutti i casi dove la fedeltà di riproduzione, la stabilità e l'esigenza di non perdere i dettagli, rivestono la massima importanza (monconi, impianti sottili, intarsi inlay e onlay e altri casi simili).
- en** Two part scanable polyurethane resin; it is ideal for making removable dies, master models, models for implant work, long term study models and orthodontic model-work. Indispensable in all cases where the fidelity of the reproduction, the stability, and the need to keep all the fine details are of maximum importance (dies, thin implants, inlays and onlays, etc.).
- fr** Resine polyuréthane à deux composants, de dernière generation, scannable; conçu pour la réalisation des modèles master, moignons amovibles, modèles pour les implants, plâtres d'orthodontie. Cette résine est indispensable pour tous les cas où la précision, la stabilité et l'exigence de ne pas perdre les détails sont d'une grande importance (moignons, minces implants, inlay et onlay, etc.).
- es** Resina de poliuretano de dos componentes; ideal para la realización de muñones extraíbles, modelos maestros, para implantología, modelos de estudio de largo almacenamiento y colección de enyesado de ortodonzia. Ideal en todos los casos en que la fidelidad, la estabilidad y la necesidad de no perder los detalles, es de suma importancia (muñones, implantes finos, incrustaciones y otros casos similares).
- de** Zweikomponentiges Polyurethankunststoffe, scannerbar; ideal für die Herstellung von herausnehmbaren Stiften (Abutments), Arbeitsmodelle, Implantatsmodelle, haltbare Studienmodelle und muster für Kieferorthopädie. Ideal in all den Fällen, in denen Nachbildungstreue, Stabilität und die Vermeidung des Verlusts von Details gefordert und wichtig sind (Zahnstifte, hauchdünne Implantate, Inlay und Onlay- Einlegearbeiten und ähnliche Arbeiten).

## Vertys Opak



Cod. 200-2701 Opak Pink  
Cod. 200-2706 Opak Dentin  
Cod. 200-2709 Opak Liquid

- it** È un opaco fotopolimerizzabile per leghe dentali vili, adatto per tutte le resine acriliche in commercio. Trova applicazione in tutti i manufatti protesici in lega vile dove è necessaria la copertura di barre, selle e ritenzioni. Per soluzioni di elevato valore estetico (non applicare su leghe nobili).
- en** It is a light-curing opaquer/ bonder for non-precious dental alloys, suitable for all the acrylic resins in commerce. It can be used in all prosthetic alloy non-precious where it is needed the coverage of bars, saddles and retentions. For solutions of high aesthetic value (do not apply on precious metal alloys).
- fr** C'est un opaque photo-polymerisable pour les alliages dentaires viles, appropriés pour toutes sortes de résines acryliques en commerce. Il s'adapte parfaitement à toutes les prothèses en alliage non précieux où il est nécessaire de couvrir les selles et les retenctions. Pour l'obtention des résultats esthétiques impeccables (ne pas utiliser sur les alliages nobles).
- es** Se trata de una base de aleación dental fotopolimerizable opaca, adecuado para todas las resinas acrílicas en el mercado. Es aplicable en todos aquellos trabajos protésicos con aleaciones donde se necesita cubrir las barras, monturas y retenciones. Para soluciones de elevado nivel estético (no aplicar en aleaciones con metales nobles).
- de** Ein lichthärtender Opaker für Nichtedelmetall-Legierungen, geeignet für alle Kunststoffe. Wird für all jene Prothesenverarbeitungen aus Nichtedelmetall-Legierung verwendet, in denen Klammern, Sättel und Schienen überdeckt werden müssen. Für Lösungen von extrem hohem ästhetischen Wert (nicht auf Edelmetall-Legierungen anwendbar).

## Vertys Latex Pink



Cod. 200-2715

- it** Lattice fluido di colore rosa che crea un film silconico sottile e uniforme.
- en** A pink liquid latex that, once dried, creates a uniform thin film on the surface of the work.
- fr** Latex fluide de couleur rose, qui crée un film léger et uniforme d'une épaisseur d'un micron pour chaque application.
- es** Látex fluido de color rosa, que una vez aplicada, crea una película de silicona delgada y uniforme.
- de** Rosafarbener Flüssiglatex, das einen einheitlichen und dünnen Silikonfilm bildet.



## Vertys Acryl Bond



Cod. 200-2468

- it** Liquido per condizionare la struttura molecolare del dente acrilico. Crea una perfetta adesione tra il dente e la resina rosa.
- en** Liquid for activating the molecular structure of acrylic denture teeth. Creates a perfect bond between the denture teeth and the pink acrylic.
- fr** Liquide d'adhérence sur la structure moléculaire de la résine acrylique de la dent. Crée une adhérence parfaite entre la dent et la résine rose.
- es** Líquido para activar la estructura molecular de los dientes acrílicos. Crea una perfecta adhesión entre el diente y la resina rosa.
- de** Flüssigkeit zur Konditionierung der molekularen Struktur des Acrylzahns. Für eine perfekte Haftung zwischen Zahn und rosafarbenem Kunststoff.

## Vertys Lube



Cod. 200-2490

- it** Isolante gesso-resina a base alginica; per tutte le tecniche in cui la resina polimerizza su modelli in gesso.
- en** An alginate-based plaster-resin isolator for every technique in which the resin polymerizes on the plaster model.
- fr** Isolant plâtre-résine à base d'alginate; pour tout système de polymérisation sur le modèle en plâtre.
- es** Aislante yeso-resina a base de alginato; para todas las tecinas en las que la resina polimeriza sobre modelos en yeso.
- de** Isoliermittel Kunststoff-Gips auf Alginatbasis; für all die Methoden, bei denen das Kunststoff auf Gipsmodellen aushärtet.

## Red Fire



Cod. 200-2511 Gel  
Cod. 200-2514 Pasta

- it** Materiale calcinabile fotopolimerizzabile estremamente stabile e preciso per modellazione. Pronto per l'uso, in gel e pasta, per indicazioni multiple in campo odontotecnico. Il gel viene applicato direttamente con la siringa dosatrice. La pasta può essere adattata e modellata con facilità grazie alla sua consistenza morbida.
- en** Extremely precise light-cured burn-out resin for building up. Ready to use, in gel or paste, for use in many laboratory procedures. The gel can applied directly from the syringe and the paste can be modeled wit ease due to its soft consistency. It can be cured in all the popular light-curing ovens. After curing it can be easily worked with a micromotor or a milling machine.
- fr** Matériau calcinable photo polymérisable, extrêmement stable et précis pour le modelage. Disponible soit en gel ou en pâte. Le gel est appliqué directement avec la seringue à dose. La pâte peut être modelée avec une très grande facilité grâce à sa consistance.
- es** Material moldeable foto-polimerizable, extremadamente estable para un modelado preciso. Adecuado para utilizarlo en gel y pasta, para múltiples indicaciones en el sector dental. El gel se aplica directamente con la jeringa graduada. La masa se adapta y moldea con gran facilidad gracias a su suave textura.
- de** Lichthärtendes extrem stabiles und präzise modellierbares Verblendungsmaterial. Gebrauchsfertig in Gel oder Paste, für multiple Anwendungen im zahntechnischen Bereich. Das Gel wird direkt mit der Dosierungsspritze aufgetragen. Die Paste kann dank ihrer weichen Konsistenz bequem angepasst und modelliert werden.



## Fiber

## Vertys Fiber Ribbon



Cod. 200-54\_ \_

- it** Nastro di ritenzione e rinforzo (1-2-3-4 mm). **VERTYS FIBER** è costituito da fibre di polietilene lunghe, unidirezionali, bianche e altamente cristallizzate che conferiscono caratteristiche meccaniche elevate, ideali per gli usi odontoiatrici.
- en** Reinforcement retention tape (1-2-3-4 mm). **VERTYS FIBER** is made up of long unidirectional white strands of highly cured polyethylene which has exceptional mechanical properties, ideal for use in dentistry.
- fr** Ruban de rétention et renforcement (1-2-3-4 mm). **VERTYS FIBER** est composé de des fibres de polyéthylène de long, unidirectionnel, blanc et très cristallisé qui confèrent des propriétés mécaniques élevées, idéal pour usage dentaire.
- es** Cinta de retención y refuerzo (1-2-3-4 mm). **VERTYS FIBER**, realizada con largas hebras blancas unidireccionales de polietileno altamente cristalizado que le confiere propiedades mecánicas excepcionales, ideal para su uso en odontología.
- de** Glasfaserband zur Verstärkung und Schienung (1-2-3-4 mm). **VERTYS FIBER** besteht aus langen, weißen in eine Richtung verlaufenden Polyethilenfasern mit hohen mechanischen Eigenschaften für den zahnärztlichen Bereich.



# Vertys Monomassa *by Claudio Nannini*

micro-pearls

**it** La Famiglia delle resine da provvisori Vertys Templus si arricchisce di un nuovo progetto: **"Monomassa"** Vertys Templus by Claudio Nannini.

Le resine in **"Monomassa"** Vertys Templus è abbinabile a tutta la linea Vertys Templus tradizionale.

La linea **"Monomassa"** Vertys Templus è composta da 4 categorie:

## **MM-1**

Colore chiaro indicato per faccette estetiche. Questo colore è stato pensato anche per i clinici che vogliono realizzare delle faccette dirette.

Partendo da questa base chiara si può ottenere la colorazione desiderata aggiungendo il colore **Intensive Orange**.

La base di partenza della **"Monomassa"** MM-1 corrisponde al campione **A1** Scala VITA.

## **MM-2**

Un giusto mix di dentine, smalti e intensivi fanno sì che questa **"Monomassa"** sia perfetta per il 90% dei lavori provvisori.

La base di partenza della monomassa **MM-2** è un mix tra il campione **A2 / A3** Scala VITA.

Possibilità di intensificare il croma con **Intensive Orange**.

## **MM-3**

Colore intenso la cui base di partenza è il campione A3,5. Tonalità calda. Indicata per i lavori in **A3,5 / A4** Scala VITA.

Possibilità di intensificare ulteriormente il croma con **Intensive Orange**.

## **MMG-1**

Colore che rispecchia il campione **D3** con più trasparenza. Nelle zone più spesse invece questa **"Monomassa"** risulta più satura. Il risultato è una resina equilibrata tra trasparenza e cromaticità con riflessi grigiastri.

La base di partenza della **"Monomassa"** MMG-1 è il campione **D3** Scala VITA.

**fr** La gamme de résines pour prothèses provisoires Vertys Templus s'enrichie d'un nouveau projet: **"Monomassa"** Vertys Templus by Claudio Nannini.

Cette résine peut être associée à toute une gamme Vertys Templus traditionnelle.

La ligne **"Monomassa"** Vertys Templus est composée de 4 catégories:

## **MM-1**

Couleur claire, indiqué pour des facettes esthétiques. Cette teinte a été conçue également en pensant aux praticiens qui veulent réaliser des facettes directes.

Cette teinte claire peut être utilisée avec la couleur **Intensive Orange** intensive pour obtenir la coloration désirée.

La base de départ de la **"Monomasse"** MM-1 correspond à la couleur **A1** Teintier VITA.

## **MM-2**

Un juste mélange de dentine, émail et intensifs qui rendent parfaite cette teinte pour le 90% des cas de provisoires.

La base de départ la **MM-2** est un mélange de **A2 / A3** Teintier VITA.

Il est possible d'intensifier le chrome avec **Intensive Orange**.

## **MM-3**

Couleur intensive dont la base de départ est **A 3,5**. Couleur chaude. Indiqué pour le travaux en **A3,5** et **A4** Teintier VITA.

Il est également possible de l'intensifier **Intensive Orange**.

## **MMG-1**

Couleur reflétant la teinte **D3** avec un peu plus de transparence. Dans les zones les plus épaisses par contre elle se présente avec plus de saturation.

L'ensemble donne une résine transparente avec des reflets grisâtres.

La base de départ de la **"monomasse"** MMG-1 est similaire à la teinte **D3** Teintier VITA.

**en** Vertys Templus Line (temporary resins) is now enriched by new project: **"Monomassa"** Vertys Templus by Claudio Nannini.

All the resins **"Monomassa"** Vertys Templus are suitable with the traditional Vertys Templus Line.

The **"Monomassa"** Vertys Templus is composed by 4 categories:

## **MM-1**

Light color indicated for aesthetic temporary. This color was designed also for the clinicals that want to realize direct temporary. Starting from this light base you can obtain the color you desire, adding the **Intensive Orange**.

The base of the **"Monomassa"** MM-1 correspond to pattern **A1** Shade guide VITA.

## **MM-2**

The right mix of dentines, enamels and intensives has allowed that this **"Monomassa"** was perfectly designed for 90% of all temporary workings.

The base of this **"Monomassa"** MM-2 is a mix between pattern **A2 / A3** Shade guide VITA.

Using the **Intensive Orange** you can reach the color you want.

## **MM-3**

Intense color whose base is a pattern **A3,5**. Hot tonality. Indicated for **A3,5 / A4** Shade guide VITA workings.

It is possible to further intensify the color with the **Intensive Orange**.

## **MMG-1**

That color is similar to pattern **D3** but with more transparency. Instead, in thicker areas, this **"Monomassa"** is more saturated.

The results is a beautiful resin, equilibrated in transparency and colored by some grey reflexes.

The base of **"Monomassa"** MMG-1 is the pattern **D3** Shade guide VITA.

**es** La familia de las resinas para provisionales Vertys Templus se enriquece con el nuevo proyecto: **"Monomassa"** Vertys Templus by Claudio Nannini.

Las resinas **"Monomassa"** se pueden combinar con toda la línea Vertys Templus tradicional.

La línea **"Monomassa"** Vertys Templus está compuesta por 4 categorías.

## **MM-1**

De color claro indicado para carillas estéticas. Este color también ha sido pensado para los clínicos que deseen realizar carillas en manera directa.

Partiendo desde una base clara se puede obtener la coloración deseada agregando el color **Intensive Orange**.

La base de inicio de la **"Monomassa"** MM-1 corresponde a la muestra **A1** Guía de colores VITA.

## **MM-2**

Una mezcla de dentinas, esmaltes y colores intensos hacen que esta mono masa sea perfecta para el 90% de los trabajos provisionales.

La base de inicio de la **"Monomassa"** MM-2 es una mezcla entre las muestras **A2** y **A3** Guía de colores VITA.

Possibilidad de intensificar el croma con el color **Intensive Orange**.

## **MM-3**

Color intenso la muestra **A3,5** es la base de inicio.

Tonalidad caliente. Indicada para trabajos en **A 3,5 / A4** Guía de colores VITA.

Possibilidad de intensificar el croma con el color **Intensive Orange**.

## **MMG-1**

El color refleja la muestra **D3** (Guía de colores VITA) con mas transparencia. En las zonas más gruesas esta mono masa resulta mas saturada.

El resultado es una resina equilibrada entre la transparencia y lo cromático con reflejos grisáceos.

de **“Monomassa”** Vertys Templus von Claudio Nannini: Die Familie von Kunststoffe aus vorläufigen Vertys Templus hat ein neues Projekt hinzu. Die **“Monomassa”** Vertys Templus ist mit der gesamten Linie Vertys Templus traditionellen abgestimmt. **“Monomassa”** Vertys Templus besteht aus 4 Kategorien:

#### MM-1

Helle Farbe, angegeben für ästhetische Provisorien. Farbe ist auch ideal für die Zahnarztpraxis. Diese Monomassa kann mit **Intensive Orange** Farbe ergänzt werden. Die Basis des **“Monomassa”** MM-1 entspricht von Muster **A1** Farbskala VITA.

#### MM-2

Die richtige Mischung aus Dentine, Schneidmassen und intensive Farben, macht diese **“Monomassa”** eine perfekter Kunststoffe für 90% der Provisorien.

Die Basis dieses **“Monomassa”** MM-2 ist eine Mischung zwischen Muster **A2 / A3** Farbskala VITA. Mit der intensive Farben **Intensive Orange** können Sie jede Farbe erreichen.

#### MM-3

Intensive Farbe, Muster **A3,5** Farbskala VITA. Warme Tonalität. Indiziert für **A3,5 / A4** Farbskala VITA. Es ist möglich, die Farbe mit der intensive Farbe **Intensive Orange** weiter zu intensivieren.

#### MMG-1

Diese Farbe ist ähnlich dem Muster **D3**, aber mit mehr Transparenz. In dickeren Bereichen ist diese **“Monomassa”** stärker gesättigt. Die Ergebnisse ist ein schöner Kunststoff, mit incisal Transparenz mit grauen Reflexen. Die Basis des **“Monomassa”** MMG-1 ist das Muster **D3** Farbskala VITA.

All Codes at page 77!



# Working with Monomassa

## is very cool!



Photo by Claudio Nannini

Lasciati avvolgere dal colore!

Let yourself enveloped by color!

Laissez vous envelopper par la couleur!

¡Déjate envolver por el color!

Lassen Sie sich von Farben einhüllen!





a product line that

**color your  
job!**







# Vertysline

## Ergo Brush by Wilky Bunyan



Cod. 200-30\_\_  
Brushes available:  
nr. 00 - 0 - 2 - 4 - 5 - 6.

- it** Pennelli in tecnopolimero di varie misure sintetici e martora Kolinsky. La forma di questi pennelli permette una corretta postura. L'inclinazione di 38,5° fa sì che diventi di pratico utilizzo sia per l'odontotecnico che per il clinico.
- en** Technopolymer different measures brushes. Tip marten Kolinsky. The special shape of these brushes guarantee a correct position of the back's user. The slant of 38,5° is practical both for the clinical and technician.
- fr** Panneaux en technopolymères de différentes mesures synthétiques et martre Kolinsky. La forme de ces panneaux permet une bonne posture. L'inclinaison de 38,5° lui permet d'être très pratique à utiliser aussi bien pour le technicien dentaire que pour le clinicien.
- es** Pinceles de tecnopolimero de varias medidas y pelo de marta Kolinsky. La forma de estos pinceles permite una postura correcta. La inclinación de 38,5° hace que su uso sea muy práctico, tanto para los protésicos dentales como en ámbito clínico.
- de** Pinsel aus Technopolymer in verschiedenen Größen mit Synthetikborsten oder Marderhaar Kolinsky. Die Form der Pinsel ermöglicht eine korrekte Haltung. Die Neigung um 38,5° ermöglicht eine praktische Anwendung sowohl für den Zahntechniker wie für den Kliniker.

## Help



Cod. 10-0008

- it** Strumento per lavare denti, viti per lavori su impianti, frese, analoghi ecc. Realizzato in tecnopolimero, e non in alluminio, non crea sbalzi termici (causa della frattura) nei denti molto sottili (es. faccette).
- en** Tool to wash: teeth, vines, burs ecc. Made in technopolymer, Help guarantee the maintenance of the temperature level, preventing the breakage of the implant components.
- fr** Outil en techno polymère très solide, indispensable pour les prothèses amovibles. La compacité et la brillance de ce matériel permettent un parfait dégraissage des dents acryliques et des composants implantaires même des objets de 1mm (vis d'implants).
- es** Instrumento de lavado: dientes, tornillos para trabajos en implantes, análogos, fresas, etc. Construido con tecnopolimero, en lugar de aluminio, evitando cambios bruscos de temperatura (causa de fracturas) en los dientes muy finos (p. ej. facetas).
- de** Instrument zur Reinigung: Zähne, Schrauben für Arbeiten an den Implantaten, Laboranaloge, Fräsen usw. Aus Technopolymer und nicht aus Aluminium, wodurch Wärmeschwankungen verhindert werden, die in sehr dünnen Zähnen (z. B.: Verblendschalen) zu Brüchen führen können.

## Mixing Kit



Cod. 200-2850

- it** Ciotola in gomma colorata + spatola per impasto resina e gesso. A lavoro finito, è importante immergere la ciotola in acqua in modo che la resina rimanente nella ciotola si stacchi facilmente. La ciotola è dotata di beccuccio specifico per versare la resina dentro la siringa.
- en** Colored gum cup to mix resin and gypsum + spatula. Once used, is important to fill the cup with water to avoid the adhesion of the resin on the surface. The Mixing cup has a specific spout for the pouring of the resin inside the syringe.
- fr** Bol très pratique pour accélérer les étapes du mélange de la résine acrylique. L'aile postérieure s'appuie à la main et la forme ergonomique permet une prise sûre et confortable. Le bec antérieur facilite remarquablement la coulée de la résine dans le moufle ou dans la seringue.
- es** Cuenco de goma en varios colores + espátula para mezclas de resina y yeso. Cuando se finaliza el trabajo es importante sumergir el cuenco en agua para que la resina que ha quedado en el cuenco pueda desengancharse fácilmente. El cuenco tiene un pico especial de vertido para introducir la resina dentro de la jeringa.
- de** Farbige Gummischale + Spachtel zum Anrühren von Kunststoff und Gips. Nach beendeter Arbeit ist es wichtig, die Schale in Wasser zu tauchen, damit sich das restliche Kunststoff leicht aus der Schale löst. Die Schale verfügt über eine spezifische Tülle, um der Kunststoff in die Spritze zu gießen.

## Furbo Show



Cod. 10-2560

- it** Supporto per siringa, distanziali e aste delle muffole **FURBO**.
- en** Support base with 3 axis to get always a tidy desk. It is very useful for **FURBO**.
- fr** Support pour seringues, espaceurs et tiges des **FURBO**.
- es** Soporte para jeringas, espaciadores y ejes **FURBO**.
- de** Unterstützung Basis mit 3 Achsen immer einen aufgeräumten Arbeitstisch zu bekommen. Es ist sehr nützlich für **FURBO**.


tastes  
so  
good!








now find your  
product!





# Equipments

| ARTIC PINS |                                                                                     | Descrizione                                                                                              | Description                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 200-3102   |    | ARTIC PINS BASE ALU<br>Base in alluminio anodizzato<br>anodizzazione: X-HART<br>Colore: grigio antracite | Anodized aluminium base<br>Color: gold                                    |
| 200-3104   |    | ARTIC PINS TEMPLATE<br>Cover in alluminio anodizzato<br>anodizzazione: X-HART<br>Colore: oro             | Anodized aluminium cover<br>Color: gold                                   |
| 200-3105   |    | AP GUIDE<br>Dima in plexiglass                                                                           | plexiglass Dima                                                           |
| 200-3106   |    | ARTIC PINS AXIS<br>Aste sfilabili graduate in acciaio inox<br>3 pz                                       | Graduated reamovible stainless steel axis<br>3 pcs                        |
| 200-3108   |    | ARTIC PINS BURS<br>Fresa in carburo di tungsteno<br>2 pz                                                 | Tungsten carbide bur<br>2 pcs                                             |
| 200-3114   |   | ARTIC PINS BLACK PLATE<br>Basetta in tecnopolimero nera<br>H: 10 mm<br>50 pz                             | Technopolymer black base with VERTYSY-STEM®<br>H: 10 mm<br>50 pcs         |
| 200-3115   |  | ARTIC PINS METAL DISC<br>Dischi di metallo brunito completi di vite<br>Ø: 24 mm H: 2 mm<br>50 pz         | Metal disc completed by screw<br>Ø: 24 mm H: 2 mm<br>50 pcs               |
| 200-3116   |  | ARTIC PINS METAL DISC<br>Dischi di metallo brunito completi di vite<br>Ø: 24 mm H: 2 mm<br>25 pz         | Metal disc completed by screw<br>Ø: 24 mm H: 2 mm<br>25 pcs               |
| 200-3120   |  | AP PINS<br>Perni conici in ottone per monconi sfilabili<br>L: 16,5 mm<br>1000 pz                         | Brass Pins for reamovible dies<br>L: 16,5 mm<br>1000 pcs                  |
| 200-3130   |  | AUTOMATIC PUNCH<br>Punzone automatico spingi-perni                                                       | Useful instrument to push Pins into black plate                           |
| 200-3140   |  | AP ADAPTER<br>Adattatore in acciaio inox per foragessi<br>Zeiser® P10 e Giroform®                        | Stainless steel Adapter for milling machines<br>Zeiser® P10 and Giroform® |
| 10-2535    |  | GRAIN BLOCK<br>Vite di ricambio per bloccaggio aste                                                      | Universal blocking screw to fix axis on FURBO BASE                        |
| 10-2550    |  | ALLEN KEY<br>Chiave a brugola per estrazione/serraggio aste                                              | Allen Key to screw/ un-screw axis from FURBO BASE                         |



| FURBO   |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                          | Description                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 10-2510 |    | FURBO BASE<br>Base in alluminio anodizzato<br>anodizzazione: X-HART<br>Colore: grigio antracite                                      | Aluminium anodized Base<br>Color: dark grey                               |
| 10-200  |    | BASE SPLIT SMALL<br>COMP. VERTYSYSTEM®<br>Base split piccola in alluminio anodizzato<br>compatibile con VERTYSYSTEM®<br>Colore viola | Small split base VERTYSYSTEM®                                             |
| 10-202  |    | BASE SPLIT BIG<br>COMP. VERTYSYSTEM®<br>Base split grande in alluminio anodizzato<br>compatibile con VERTYSYSTEM®<br>Colore oro      | Big split base VERTYSYSTEM®                                               |
| 10-220  |    | BASE SPLIT SMALL<br>COMP. ARTEX<br>Base split piccola compatibile con ARTEX<br>in alluminio anodizzato<br>Colore blu elettrico       | Small split base compatible with ARTEX®                                   |
| 10-222  |    | BASE SPLIT BIG<br>COMP. ARTEX<br>Base split grande compatibile con ARTEX<br>in alluminio anodizzato<br>Colore blu elettrico          | Big split base compatible with ARTEX®                                     |
| 10-230  |   | BASE SPLIT SMALL<br>COMP. KAVO<br>Base split piccola compatibile con KAVO<br>in alluminio anodizzato<br>Colore blu elettrico         | Small split base compatible with KAVO®                                    |
| 10-232  |  | BASE SPLIT BIG<br>COMP. KAVO<br>Base split grande compatibile con KAVO<br>in alluminio anodizzato<br>Colore blu elettrico            | Big split base compatible with KAVO®                                      |
| 10-240  |  | BASE SPLIT SMALL<br>COMP. SAM<br>Base split piccola compatibile con SAM<br>in alluminio anodizzato<br>Colore blu elettrico           | Small split base compatible with SAM®                                     |
| 10-242  |  | BASE SPLIT BIG<br>COMP. SAM<br>Base split grande compatibile con SAM<br>in alluminio anodizzato<br>Colore blu elettrico              | Big split base compatible with SAM®                                       |
| 10-2520 |  | FURBO ALU SMALL COVER<br>Coperchio piccolo in alluminio anodizzato per<br>FURBO ALU SMALL<br>Colore grigio antracite                 | Anodized aluminium small cover for FURBO<br>ALU SMALL<br>Color: dark grey |
| 10-2521 |  | FURBO ALU BIG COVER<br>Coperchio grande in alluminio anodizzato per<br>FURBO ALU BIG<br>Colore grigio antracite                      | Anodized aluminium small cover for FURBO<br>ALU SMALL<br>Color: dark grey |
| 10-2522 |  | FURBO PLEXI COVER<br>Coperchio aperto in plexiglass per FURBO<br>PLEXI                                                               | Plexiglass opened cover for FURBO PLEXI                                   |
| 10-2524 |  | FURBO PLATE<br>Plate di chiusura per FURBO PLEXI COVER e<br>FURBO COMPOSITE                                                          | Closing plate to engage on FURBO PLEXI<br>COVER & FURBO COMPOSITE         |
| 10-2525 |  | FURBO PLEXI COVER<br>+FURBO PLATE<br>Coperchio completo di Plate di chiusura<br>per FURBO PLEXI                                      | Complete plexi cover (Plate + cover) for FURBO<br>PLEXI                   |
| 10-2530 |  | VERTYS FURBO PLEXI AXIS<br>Aste graduate lunghe estraibili dalla base in<br>acciaio inox<br>per ventilatore FURBO PLEXI<br>3 pz      | Long measured stainless steel axis for FURBO<br>PLEXI<br>3 pz             |



# Equipments

| FURBO   |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                | Description                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2532 |    | FURBO ALU AXIS<br>Aste filettate corte estraibili dalla base in acciaio inox per muffole FURBO ALU SMALL & BIG<br>3 pz                                                     | Short stainless steel axis for FURBO ALU BIG & SMALL<br>3 pz                                                              |
| 10-2535 |    | GRAIN BLOCK<br>Grano di bloccaggio per fissare le aste FURBO e ARTIC PINS alla base                                                                                        | Universal blocking screw to fix axis on FURBO BASE                                                                        |
| 10-2550 |    | ALLEN KEY<br>Chiave a brugola per estrazione/serraggio aste                                                                                                                | Allen Key to screw/ un-screw axis from FURBO BASE                                                                         |
| 10-0021 |    | VERTYS SMALL BURS<br>Alesatore piccolo per fresare i siliconi in modo da formare il foro per la fuoriuscita della resina dalla muffola durante l'iniezione                 | Small burs for silicones                                                                                                  |
| 10-0022 |    | VERTYS BIG BURS<br>Alesatore grande per fresare i siliconi in modo da formare il foro d'entrata per l'iniezione della resina nella muffola                                 | Big burs for silicones                                                                                                    |
| 10-2538 |   | KIT AXIS FURBO ALU<br>Kit di aste per FURBO ALU SMALL & BIG complete di: FURBO ALU NUT + ALU SPACERS (distanziali in acciaio)<br>3 aste + 12 distanziali + 3 FURBO ALU NUT | Axis Kit for FURBO ALU BIG/SMALL complete by: 3 FERMO VERTYS + 3 FURBO ALU NUT + 12 ALU SPACERS (stainless steel spacers) |
| 10-2539 |  | KIT AXIS FURBO PLEXI<br>Kit di aste per FURBO PLEXI complete di: FERMO VERTYS + ACETAL SPACERS (distanziali in acetlica nera)<br>3 aste + 18 distanziali + 3 FERMO VERTYS  | Axis Kit for FURBO PLEXI complete by: 3 FERMO VERTYS + 18 ACETAL SPACERS (black plastic spacers)                          |

| FURBO PARALLEL |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2577        |  | FURBO PARALLEL KIT<br>Parallelometro completo di:<br>10-2570 FURBO PARALLEL AXIS 1 pz<br>10-2572 FURBO PARALLEL LASER 1 pz<br>10-2573 FURBO PARALLEL BIT 1 pz<br>10-2574 FURBO PARALLEL GRAPHITE 1 pz<br>10-2575 FURBO PARALLEL ANALYSYS KIT 1 pz<br>10-2510 FURBO BASE 1 pz | Parallel complete by:<br>10-2570 FURBO PARALLEL AXIS 1 pc<br>10-2572 FURBO PARALLEL LASER 1 pc<br>10-2573 FURBO PARALLEL BIT 1 pc<br>10-2574 FURBO PARALLEL GRAPHITE 1 pc<br>10-2575 FURBO PARALLEL ANALYSYS KIT 1 pc<br>10-2510 FURBO BASE 1 pc |
| 10-2570        |  | FURBO PARALLEL<br>Parallelometro da abbinare alla base furbo                                                                                                                                                                                                                 | Parallel to combine with FURBO Base                                                                                                                                                                                                              |
| 10-2571        |  | FURBO PARALLEL SPINDLE<br>Mandrino per alloggiare laser                                                                                                                                                                                                                      | Support for laser accommodation                                                                                                                                                                                                                  |
| 10-2572        |  | FURBO PARALLEL LASER<br>Laser                                                                                                                                                                                                                                                | Laser                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10-2573        |  | FURBO PARALLEL BIT<br>Punta d'analisi                                                                                                                                                                                                                                        | Analysis Bit                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10-2574        |  | FURBO PARALLEL GRAPHITE<br>Matita per segnare i monconi                                                                                                                                                                                                                      | Graphite                                                                                                                                                                                                                                         |

| FURBO COMPOSITE |                                                                                     | Descrizione                | Description                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2580         |    | FURBO COMPOSITE            | Sistema completo per lo stampaggio e l'iniezione dei compositi fotopolimerizzabili in pasta e flou + chiave dinamometrica VERTYS DYNAMO BLOCK | Complete system for the injection and Stamping of flou and paste light curing composites + VERTYS DYNAMO BLOCK |
| 10-2581         |    | FURBO COMPOSITE BASE       | Sistema completo per lo stampaggio e l'iniezione dei compositi fotopolimerizzabili in pasta e flou                                            | Complete system for the injection and Stamping of flou and paste light curing composites                       |
| 10-2586         |    | FURBO COMPOSITE INSIDE     | Muffola in plexiglass per l'iniezione dei compositi flou fotopolimerizzabili (=FURBO COMPOSITE INBOX + UPBOX)                                 | Plexiglass flask for the injection of flou light curing composites (=FURBO COMPOSITE INBOX + UPBOX)            |
| 10-2582         |    | FURBO COMPOSITE COVER      | Cover in plexiglass trasparente                                                                                                               | Plexiglass transparent cover                                                                                   |
| 10-2524         |    | FURBO PLATE                | Plate di chiusura per FURBO PLEXI COVER e FURBO COMPOSITE                                                                                     | Plexiglass transparent plate for FURBO PLEXI & FURBO COMPOSITE                                                 |
| 10-2583         |   | FURBO COMPOSITE RING       | Anello di appoggio alla base furbo in alluminio anodizzato                                                                                    | Anodized Aluminium Ring to lay on FURBO BASE                                                                   |
| 10-2583H        |  | FURBO COMPOSITE SPACER     | Anello distanziale che alza la muffola di 6 mm                                                                                                | Spacer ring that lift the flask up by 6 mm                                                                     |
| 10-2584         |  | FURBO COMPOSITE INBOX      | Inserto da abbinare alla base FURBO o a FURBO COMPOSITE UPBOX                                                                                 | Base to lay into FURBO COMPOSITE RING or with FURBO COMPOSITE UPBOX                                            |
| 10-2585         |  | FURBO COMPOSITE UPBOX      | Coperchio in plexiglass da abbinare a FURBO COMPOSITE INBOX per formare una muffola piccola trasparente (FURBO COMPOSITE INSIDE)              | Plexiglass cover that combines with FURBO COMPOSITE INBOX                                                      |
| 10-2587         |  | FURBO COMPOSITE SEPARATOR  | Divisori per risparmio materiale siliconico 2 pz                                                                                              | Dividers to save waste of material 2 pcs                                                                       |
| 10-2588         |  | FURBO COMPOSITE CUBE       | Separatore in alluminio anodizzato che si fissa su FURBO COMPOSITE INBOX per risparmio materiale                                              | Separator in anodized aluminium to fix on FURBO COMPOSITE UPBOX in order to save waste of material             |
| 10-2589         |  | FURBO COMPOSITE SHORT AXIS | Aste corte da 48 mm specifiche per FURBO COMPOSITE 3 pz                                                                                       | Short axis 48 mm specific for FURBO COMPOSITE 3 pcs                                                            |
| 10-2589L        |  | FURBO COMPOSITE LONG AXIS  | Aste lunghe da 54 mm specifiche per FURBO COMPOSITE 3 pz                                                                                      | Long axis 54 mm specific for FURBO COMPOSITE 3 pcs                                                             |
| 10-213-03       |  | FURBO ALU NUT              | Dado in acciaio inox per FURBO COMPOSITE, FURBO ALU SMALL & BIG con attacco per dado dinamometrico VERTYS DYNAMO BLOCK 3 pz                   | FURBO ALU SMALL & BIG stainless steel blocking nut with engage for VERTYS DYNAMO BLOCK 3 pcs                   |



# Equipments

## ASTERIX

|        |                                                                                   |                                  | Descrizione                                                                             | Description                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10-100 |  | ASTERIX                          | Termopolimerizzatore elettronico a pressione                                            | Electronic polymerizer                                             |
| 10-130 |  | ASTERIX CU-BA<br>(Curing Basket) | Cestello per facilitare l'ingresso e l'estrazione degli oggetti dalla camera di ASTERIX | Curing basket to easily put and extract the flask from the chamber |

## EXTREME

|         |                                                                                     |                                   | Descrizione                                                                                              | Description                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10-2503 |    | ALU EXTREME                       | Muffola completa in alluminio anodizzato<br>Anodizzazione: X-HART<br>Colore grigio antracite             | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey              |
| 10-2513 |    | ALU EXTREME BASE                  | Base in alluminio anodizzato<br>Anodizzazione: X-HART<br>Colore grigio antracite                         | Anodized aluminium Base<br>Color: dark grey              |
| 10-204  |   | BASE SPLIT ALU EXTREME            | Base split grande<br>compatibile con VERTYSYSTEM® in alluminio<br>anodizzato di colore azzurro elettrico | VERTYSYSTEM® light blue anodized aluminium<br>Split base |
| 10-2519 |  | ALU EXTREME COVER                 | Coperchio extreme in alluminio anodizzato<br>Anodizzazione: X-HART<br>Colore grigio antracite            | EXTREME aluminium cover<br>Color: dark grey              |
| 10-2533 |  | ALU EXTREME AXIS                  | Aste filettate estraibili in acciaio inox<br>3 pz                                                        | Specific axis for EXTREME                                |
| 10-2543 |  | ALU EXTREME SPACERS<br>ASSORTMENT | Distanziali in acciaio inox assortimento completo<br>5x3 pz                                              | Stainless steel spacers assortment<br>5x3 pcs            |

## AR.GO

|            |                                                                                     |                | Descrizione                                                                                                                   | Description                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-3000    |  | AR.GO          | Articolatore in alluminio anodizzato grigio e oro<br>compatibile con VERTYSYSTEM®                                             | Anodized aluminium articulator with base for<br>VERTYSYSTEM®                                                 |
| 10-3001    |  | AR.GO FACE     | Arco facciale in alluminio anodizzato                                                                                         | Anodized aluminium Face bow                                                                                  |
| 10-3002    |  | AR.GO TRANSFER | Trasferitore della corretta posizione della forchetta, dallo studio al laboratorio, senza l'uso dell'arco facciale ar.go face | Transfer of the right position of the fork, from the clinic to technician, without using face bow ar.go face |
| 10-3003    |  | AR.GO SUPPORT  | Supporto per sostenere la forchetta dell'arco facciale                                                                        | Support to sustain the face bow fork                                                                         |
| 10-3015-F2 |  | AR.GO SPLIT F2 | Base split femmina in alluminio anodizzato con ingaggio VERTYSYSTEM® per articolatore AR.GO<br>2 pz                           | Anodized aluminium Female base with engage for VERTYSYSTEM® for AR.GO articulator<br>2 pcs                   |

| AR.GO      |                                                                                                  | Descrizione                                                                                  | Description                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-3019-01 |  AR.GO SPLIT M  | Base split maschio in tecnopolimero con ingaggio VERTYSYSTEM® per articolatore AR.GO<br>1 pz | Technopolymer Male base with engage for VERTYSYSTEM® for AR.GO articulator<br>1 pc  |
| 10-3019-M2 |  AR.GO SPLIT M2 | Base split maschio in tecnopolimero con ingaggio VERTYSYSTEM® per articolatore AR.GO<br>2 pz | Technopolymer Male base with engage for VERTYSYSTEM® for AR.GO articulator<br>2 pcs |
| 10-3019-M6 |  AR.GO SPLIT M6 | Base split maschio in tecnopolimero con ingaggio VERTYSYSTEM® per articolatore AR.GO<br>6 pz | Technopolymer Male base with engage for VERTYSYSTEM® for AR.GO articulator<br>6 pcs |

| AESTHETIC LINE |                                                                                                                   | Descrizione                                                                             | Description                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-4000        |  AESTHETIC LINE TOP KIT         | Occhiali di misurazione + forchetta + bolla + base + squadra + piastra + universal base | Measuration Glasses + fork + Measuring bubble + base + square + Mounting plate + universal base |
| 10-4001        |  AESTHETIC LINE BASIC KIT      | Occhiali di misurazione + forchetta + bolla + base + squadra                            | Measuration Glasses + fork + Measuring bubble + base + square                                   |
| 10-4002        |  AESTHETIC LINE                | Occhiali di misurazione + forchetta + bolla                                             | Measuration Glasses + fork + Measuring bubble                                                   |
| 10-4003        |  AESTHETIC LINE BASE + SQUADRA | Base e Squadra                                                                          | Base and Square                                                                                 |
| 10-4004        |  AESTHETIC LINE BOLLA          | Bolla                                                                                   | Measuring bubble                                                                                |
| 10-4005        |  AESTHETIC LINE SQUADRA        | Squadra da abbinare alla base                                                           | Square                                                                                          |
| 10-4006        |  AESTHETIC LINE FORCHETTA      | Forchetta in alluminio                                                                  | Fork                                                                                            |
| 10-4007        |  AESTHETIC LINE PIASTRA        | Piastra di montaggio inclinabile                                                        | Inclinable mounting plate                                                                       |
| 10-4008        |  VERTYSYSTEM BASE              | Base con split VERTYSYSTEM® da agganciare alla piastra di montaggio                     | Base split VERTYSYSTEM® to engage to Inclinal mounting plate                                    |
| 10-4009        |  UNIVERSAL BASE                | Base universale da agganciare alla piastra di montaggio                                 | Universal base to engage to Inclinal mounting plate                                             |





# Accessories

## SPLIT CAST & GUM

|         |                                                                                   |                                           | Descrizione                                                                              | Description                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-0010 |  | VERTYS SPLIT CAST & VERTYS SPLIT CAST GUM | Base split-cast per sviluppo modelli in alluminio anodizzato & anello di gomma<br>2+2 pz | System for the pouring stone model<br>2+2 pcs                                        |
| 10-0011 |  | VERTYS SPLIT CAST & VERTYS SPLIT CAST GUM | Base split-cast per sviluppo modelli in alluminio anodizzato & anello di gomma<br>1+1 pz | System for the pouring stone model, Base in anodized aluminium & gum ring<br>1+1 pcs |
| 10-0014 |  | VERTYS SPLIT CAST GUM                     | Anello di gomma per VERTYS SPLIT CAST<br>2 pz                                            | Gum ring for VERTYS SPLIT CAST<br>2 pcs                                              |

## ARTIC LINK

|           |                                                                                     |                               | Descrizione                                                                                                                   | Description                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-0015   |   | VERTYS ARTIC LINK F2          | Base universale femmina (F) di collegamento all'articolatore in alluminio fresato<br>2 pz                                     | Universal linking to articulator female (F) aluminium base<br>2 pcs                                               |
| 10-1050   |  | VERTYS ARTIC LINK 1F + 1M     | Basi universali di collegamento all'articolatore:<br>1 femmina (F) in alluminio + 1 maschio (M)                               | Universal linking bases to articulator:<br>1 aluminium female (F) + 1 technopolymer (M)                           |
| 10-1056   |  | VERTYS ARTIC LINK M 10        | Base universale di collegamento maschio (M) in tecno-polimero da collegare a VERTYS ARTIC LINK F<br>10 pz                     | Universal linking to articulator technopolymer male (M) base to engage with VERTYS ARTIC LINK F<br>10 pcs         |
| 10-1061   |  | VERTYS MAGNETIC ARTIC LINK 5  | Magneti per ARTIC LINK F & M<br>Ø: 20 mm H: 5 mm<br>5 pz                                                                      | Magnets for ARTIC LINK F & M<br>Ø: 20 mm H: 5 mm<br>5 pcs                                                         |
| 10-1062   |  | VERTYS MAGNETIC & METAL DISC  | Magneti per ARTIC LINK F & M<br>Ø: 20 mm H: 5 mm   2 pz<br>Disco di metallo brunito per ARTIC LINK<br>Ø: 20 mm H: 3 mm   2 pz | Magnets for ARTIC LINK F & M<br>Ø: 20 mm H: 5 mm   2 pcs<br>Metal disc for ARTIC LINK<br>Ø: 20 mm H: 3 mm   2 pcs |
| 10-1063   |  | VERTYS MAGNETIC ARTIC LINK 10 | Magneti per ARTIC LINK F & M<br>Ø: 20 mm H: 5 mm<br>10 pz                                                                     | Magnets for ARTIC LINK F & M<br>Ø: 20 mm H: 5 mm<br>10 pcs                                                        |
| 10-301-05 |  | VERTYS MAGNETIC & METAL DISC  | Disco di metallo brunito per ARTIC LINK M<br>Ø: 20 mm H: 3 mm<br>5 pz                                                         | Metal disc for ARTIC LINK M<br>Ø: 20 mm H: 3 mm<br>5 pcs                                                          |
| 10-301-10 |  | VERTYS MAGNETIC & METAL DISC  | Disco di metallo brunito per ARTIC LINK M<br>Ø: 20 mm H: 3 mm<br>10 pz                                                        | Metal disc for ARTIC LINK M<br>Ø: 20 mm H: 3 mm<br>10 pcs                                                         |

**INCLINED PLANES**

|        |                                                                                   | Descrizione                                                                                                         | Description                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10-250 |  | VERTYS INCLINED PLANE KIT<br>Kit basi split con inclinazione a: 6° 9° 12° per FURBO PLEXI e FURBO ALU SMALL<br>3 pz | Inclined bases Kit 6° - 9° - 12° for FURBO PLEXI and FURBO ALU SMALL<br>3 pcs |
| 10-252 |  | VERTYS INCLINED PLANE 6°<br>Base split con inclinazione a 6° per FURBO PLEXI e FURBO ALU SMALL<br>1 pz              | Inclined split base 6° for FURBO PLEXI and FURBO ALU SMALL<br>1 pc            |
| 10-254 |  | VERTYS INCLINED PLANE 9°<br>Base split con inclinazione a 9° per FURBO PLEXI e FURBO ALU SMALL<br>1 pz              | Inclined split base 9° for FURBO PLEXI and FURBO ALU SMALL<br>1 pc            |
| 10-256 |  | VERTYS INCLINED PLANE 12°<br>Base split con inclinazione a 12° per FURBO PLEXI e FURBO ALU SMALL<br>1 pz            | Inclined split base 12° for FURBO PLEXI and FURBO ALU SMALL<br>1 pc           |

**FOR FURBO PLEXI & ARTIC PINS**

|           |                                                                                     | Descrizione                                                                                                     | Description                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-103-03 |  | FERMO VERTYS<br>Dado di bloccaggio coperchio VERTYS FURBO PLEXI e ARTIC PINS<br>3 pz                            | FURBO PLEXI e ARTIC PINS blocking nut<br>3 pcs                                        |
| 10-101-03 |  | DISTANZIALE 1<br>Distanziale in alluminio<br>H: 1 mm<br>3 pz                                                    | Aluminium spacer<br>H: 1,0 mm<br>3 pcs                                                |
| 10-201-03 |  | DISTANZIALE 1,5<br>Distanziale in ottone<br>H: 1,5 mm<br>3 pz                                                   | Brass spacer<br>H: 1,5 mm<br>3 pcs                                                    |
| 10-2540   |  | ACETAL SPACER<br>Assortimento di distanziali in acetlica nera<br>3 pz H: 5 mm<br>3 pz H: 16 mm<br>3 pz H: 20 mm | Black plastic specers assortment<br>3 pcs H: 5 mm<br>3 pcs H: 16 mm<br>3 pcs H: 20 mm |
| 10-105-03 |  | ACETAL SPACER 5<br>Kit di 3 distanziali in acetlica nera per FURBO & ARTIC PINS<br>H: 5 mm<br>3 pz              | Black plastic specers assortment for FURBO & ARTIC PINS<br>H: 5 mm<br>3 pcs           |
| 10-107-03 |  | ACETAL SPACER 16<br>Kit di 3 distanziali in acetlica nera per FURBO & ARTIC PINS<br>H: 16 mm<br>3 pz            | Black plastic specers assortment for FURBO & ARTIC PINS<br>H: 16 mm<br>3 pcs          |
| 10-109-03 |  | ACETAL SPACER 20<br>Kit di 3 distanziali in acetlica nera per FURBO & ARTIC PINS<br>H: 20 mm<br>3 pz            | Black plastic specers assortment for FURBO & ARTIC PINS<br>H: 20 mm<br>3 pcs          |



# Accessories

## FOR FURBO ALU SMALL/BIG

|           |                                                                                     |                     | Descrizione                                                                                                                 | Description                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-213-03 |    | FURBO ALU NUT       | Dado di bloccaggio in acciaio inox per FURBO ALU SMALL & BIG con attacco per dado dinamometrico VERTYS DYNAMO BLOCK<br>3 pz | FURBO ALU SMALL & BIG stainless steel blocking nut with engage for VERTYS DYNAMO BLOCK<br>3 pcs          |
| 10-2545   |    | ALU SPACER          | Assortimento di distanziali in acciaio inox<br>3 pz H: 3 mm<br>3 pz H: 5 mm<br>3 pz H: 10 mm<br>3 pz H: 16 mm               | Stainless steel specers assortment<br>3 pcs H: 3 mm<br>3 pcs H: 5 mm<br>3 pcs H: 10 mm<br>3 pcs H: 16 mm |
| 10-202-03 |    | ALU SPACER 3        | Distanziale in acciaio inox<br>H: 3 mm<br>3 pz                                                                              | Stainless steel specers assortment<br>H: 3 mm<br>3 pcs                                                   |
| 10-203-03 |    | ALU SPACER 5        | Distanziale in acciaio inox<br>H: 5 mm<br>3 pz                                                                              | Stainless steel specers assortment<br>H: 5 mm<br>3 pcs                                                   |
| 10-204-03 |    | ALU SPACER 10       | Distanziale in acciaio inox<br>H: 10 mm<br>3 pz                                                                             | Stainless steel specers assortment<br>H: 10 mm<br>3 pcs                                                  |
| 10-205-03 |   | ALU SPACER 16       | Distanziale in acciaio inox<br>H: 16 mm<br>3 pz                                                                             | Stainless steel specers assortment<br>H: 16 mm<br>3 pcs                                                  |
| 10-401    |  | VERTYS DYNAMO BLOCK | Dado speciale dinamometrico per la chiusura OMOGENEA di tutte le muffole a 8 N (newton)                                     | Special torque nut for locking flasks at the same pressure point 8 N (newton)                            |

## VERTYS ALU SMALL

|           |                                                                                     |                                     | Descrizione                                                                                                  | Description                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10-0002   |  | VERTYS ALU SMALL                    | Muffola piccola in alluminio anodizzato con dadi specifici per polimerizzatore IVOMAT                        | Small flask for those who are used to use polymerizer IVOMAT                      |
| 10-215-03 |  | DADO DI BLOCCAGGIO VERTYS ALU SMALL | Dado di bloccaggio in acciaio inox per IVOMAT con attacco per dado dinamometrico VERTYS DYNAMO BLOCK<br>3 pz | VERTYS ALU SMALL stainless steel nut with engage for VERTYS DYNAMO BLOCK<br>3 pcs |



| ADDITION SILICONES |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2000           |    | <b>VERTYS ORANGE PLUS</b><br>Silicone di precisione<br>Colore arancione<br>PUTTY 64 Shore A<br>Conf: 300 ml A + 300 ml B                                                        | Precision silicone<br>Color: orange<br>PUTTY 64 Shore A<br>Pack: 300 ml A + 300 ml B                                            |
| 200-2001           |    | <b>VERTYS EASY PUTTY</b><br>5 Kg<br>Silicone per riempimento e mascherine<br>Colore: salmone<br>PUTTY 70 Shore A<br>Conf: 5 Kg A + 5 Kg B                                       | Linking and filling silicone<br>Color: salmon<br>PUTTY 70 Shore A<br>Pack: 5 Kg A + 5 Kg B                                      |
| 200-2001.3         |    | <b>VERTYS PUTTY PRESS</b><br>1,5 Kg<br>Silicone di collegamento e mascherine<br>Colore: salmone<br>PUTTY 70 Shore A<br>Conf: 1,5 Kg A + 1,5 Kg B                                | Linking and filling silicone<br>Color: salmon<br>PUTTY 70 Shore A<br>Pack: 1,5 Kg A + 1,5 Kg B                                  |
| 200-2003           |    | <b>VERTYS PUTTY PRESS</b><br>3 Kg<br>Silicone di collegamento e mascherine<br>Colore: salmone<br>PUTTY 70 Shore A<br>Conf: 2x 1,5 Kg A + 2x 1,5 Kg B                            | Linking and filling silicone<br>Color: salmon<br>PUTTY 70 Shore A<br>Pack: 2x 1,5 Kg A + 2x 1,5 Kg B                            |
| 200-2002           |    | <b>VERTYS PUTTY PRESS</b><br>5 Kg<br>Silicone di collegamento e mascherine<br>Colore: ocra<br>PUTTY 90 Shore A<br>Conf: 5 Kg A + 5 Kg B                                         | Linking and filling silicone<br>Color: ochre<br>PUTTY 90 Shore A<br>Pack: 5 Kg A + 5 Kg B                                       |
| 200-2002.3         |   | <b>VERTYS PUTTY PRESS</b><br>1,5 Kg<br>Silicone di collegamento e mascherine<br>Colore: ocra<br>PUTTY 90 Shore A<br>Conf: 1,5 Kg A + 1,5 Kg B                                   | Linking and filling silicone<br>Color: ochre<br>PUTTY 90 Shore A<br>Pack: 1,5 Kg A + 1,5 Kg B                                   |
| 200-2004           |  | <b>VERTYS PUTTY PRESS</b><br>3 Kg<br>Silicone di collegamento e mascherine<br>Colore: ocra<br>PUTTY 90 Shore A<br>Conf: 2x 1,5 Kg A + 2x 1,5 Kg B                               | Linking and filling silicone<br>Color: ochre<br>PUTTY 90 Shore A<br>Pack: 2x 1,5 Kg A + 2x 1,5 Kg B                             |
| 200-2005           |  | <b>VERTYS PRECISION</b><br>Silicone per correzione - Regular<br>Colore viola   56 Shore A<br>Conf: 2 cartucce da 50 ml (25 ml A + 25 ml B)<br>+6 Puntali mixer                  | Correction silicone Regular<br>Color: purple   56 Shore A<br>Pack: 2 carteridge (25ml A + 25ml B)<br>+ 6 mixer tips Y           |
| 200-2006           |  | <b>VERTYS WHITE PRESS</b><br>Silicone per stampaggio ceramica<br>Colore bianco   80 Shore A<br>Conf: 2 cartucce da 50ml (25 ml A + 25 ml B)<br>+6 Puntali mixer Y               | Stamping ceramic silicone<br>Color: white   80 Shore A<br>Pack: 2 carteridge (25ml A + 25ml B)<br>+ 6 mixer tips Y              |
| 200-2007           |  | <b>VERTYS HEAVY GLASS</b><br>Silicone per compositi fotopolimerizzabili<br>Colore trasparente   70 Shore A<br>Conf: 2 cartucce da 50 ml (25 ml A + 25 ml B)<br>+6 Puntali mixer | Silicone for composites<br>Color: transparent   70 Shore A<br>Pack: 2 carteridge (25ml A + 25ml B)<br>+ 6 mixer tips Y          |
| 200-2008           |  | <b>VERTYS LIGHT GLASS</b><br>Silicone fluido per compositi fotopolimerizzabili<br>Colore trasparente   22 Shore A<br>Conf: 1 Kg A + 1 Kg B                                      | Fluid silicone for light curing composites<br>Color: transparent   22 Shore A<br>Pack: 1 Kg A + 1 Kg B                          |
| 200-2010           |  | <b>VERTYS PINK</b><br>Silicone per gengive estetiche<br>Colore rosa   70 Shore A<br>Conf: 2 cartucce da 50 ml (25 ml A + 25 ml B)<br>+6 Puntali mixer                           | Silicone for aesthetic gums<br>Color: pink   70 Shore A<br>Pack: 2 carteridge (25 ml A + 25 ml B)<br>+ 6 mixer tips Y           |
| 200-2011           |  | <b>VERTYS SCAN PINK</b><br>Silicone per gengive estetiche scannerizzabile<br>Colore rosa   70 Shore A<br>Conf: 2 cartucce da 50 ml (25 ml A + 25 ml B)<br>+6 Puntali mixer      | Scannable silicone for aesthetic gums<br>Color: pink   70 Shore A<br>Pack: 2 carteridge (25 ml A + 25 ml B)<br>+ 6 mixer tips Y |
| 200-2012           |  | <b>VERTYS FLUID</b><br>Silicone da duplicazione per protesi mobile e scheletrica<br>Colore: arancione   25 Shore A<br>Conf: 1 Kg A + 1 Kg B                                     | Duplication silicone for full and partial dentures<br>Color: orange   25 Shore A<br>Pack: 1 Kg A + 1 Kg B                       |



# Silicones

| ADDITION SILICONES |                                                                                     |                          | Descrizione                                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2014           |    | VERTYS HEAVY GLASS TIXO  | Silicone tissotropico per compositi fotopolimerizzabili<br>Colore: trasparente   70 Shore A<br>Conf: 2 cartucce da 50 ml (25 ml A + 25 ml B) +6 Puntali mixer | Tixotropic silicone for light curing composites<br>Color: transparent   70 Shore A<br>Pack: 2 cartridge (25ml A + 25ml B) + 6 mixer mixer tips |
| 200-2015           |    | VERTYS MEDIUM GLASS      | Silicone fluido per compositi fotopolimerizzabili<br>Colore: trasparente   50 Shore A<br>Conf: 500 g A + 500 g B                                              | Fluid silicone for light curing composites<br>Color: transparent   50 Shore A<br>Pack: 500 g A + 500 g B                                       |
| 200-4010           |    | VERTYS DISPENSER         | Dispenser universale per cartucce da 50 ml                                                                                                                    | Universal dispenser for 50 ml cartridge                                                                                                        |
| 200-4015           |    | VERTYS MIXER Y           | Puntale mixer giallo per erogazione silicone in cartuccia da 50 ml<br>10 pz                                                                                   | Silicon yellow mixer for 50 ml cartridge<br>10 pcs                                                                                             |
| 200-4016           |    | TERMINAL YELLOW          | Puntale giallo per erogazione ridotta di silicone da applicare a VERTYS MIXER Y<br>50 pz                                                                      | Yellow terminal to reduce the spillage of silicones to apply on VERTYS MIXER Y<br>50 pcs                                                       |
| 200-4030           |   | VERTYS RETARD            | Ritardante da applicare su tutti i siliconi per addizione<br>Conf: Liquido 10 ml                                                                              | Retard for every addition silicones<br>Pack: Liquid 10 ml                                                                                      |
| 200-2020           |  | HIGH SECURITY FLUID      | Isolante siliconico fluido con elevata durezza<br>Colore: azzurro   75 Shore A<br>Conf: 250 g A + 250 g B                                                     | Addition isolant fluid silicone<br>Color: light blue   75 Shore A<br>Pack: 250 g A + 250 g B                                                   |
| 200-2530           |  | VERTYS MICRO MAGNETI 3x3 | Micro magneti per finta gengiva rosa<br>Dimensioni: Ø 3 mm x H: 3 mm<br>Conf: 10 pz                                                                           | Micro-magnets for fake gum<br>Dimensions: Ø: 3 mm x H: 3 mm<br>Pack: 10 pcs                                                                    |
| 200-2540           |  | VERTYS MICRO MAGNETI 4x2 | Micro magneti per finta gengiva rosa<br>Dimensioni: Ø 4 mm x H: 2 mm<br>Conf: 10 pz                                                                           | Micro-magnets for fake gum<br>Dimensions: Ø: 4 mm x H: 2 mm<br>Pack: 10 pcs                                                                    |
| 200-2550           |  | VERTYS MICRO MAGNETI 5x3 | Micro magneti per finta gengiva rosa<br>Dimensioni: Ø 5 mm x H: 3 mm<br>Conf: 10 pz                                                                           | Micro-magnets for fake gum<br>Dimensions: Ø: 5 mm x H: 3 mm<br>Pack: 10 pcs                                                                    |

| SEPARATORS & INSULATORS |                                                                                     |                            | Descrizione                                                                                                                        | Description                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2715                |  | VERTYS LATEX PINK          | Lattice per scarico sottosquadri adatto per tutte le tecniche in Protesi Mobile e Provvisorie<br>Colore: rosa<br>Conf: fiala 15 ml | Latex very useful for relines in Full denture and Temporary Techniques<br>Color: pink<br>Pack: vial 15ml |
| 200-4000                |  | VERTYS SILIKON LUBE        | Isolante silicone-silicone<br>Utile anche per la manutenzione delle muffole<br>Conf: Spray 200 ml                                  | Silicone to silicone isolant<br>Useful also for the maintenance of flasks<br>Pack: Spray 200 ml          |
| 200-4001                |  | VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE | Isolante silicone-silicone<br>Specifico per VERTYS ORANGE PLUS<br>Conf: Spray 85 ml                                                | Silicone to silicone isolant<br>Specific for VERTYS ORANGE PLUS<br>Pack: Spray 85 ml                     |
| 200-2490                |  | VERTYS LUBE                | Isolante alginico gesso-gesso<br>Conf: 500 ml                                                                                      | Alginate-based plaster-resin isolator<br>Pack: 500 ml                                                    |





| TEMPORARY RESINS |                                                                                     |                            | Descrizione                                                                                             | Description                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2300         |    | VERTYS TEMPLUS LIQUID COLD | Monomero per dentine e smalti a freddo<br>Conf: liquido 100 ml                                          | Monomer for dentines and enamels<br>Pack: 100 ml                                                        |
| 200-2301         |    | VERTYS TEMPLUS LIQUID COLD | Monomero per dentine e smalti a freddo<br>Conf: 500 ml                                                  | Monomer for dentines and enamels<br>Pack: 500 ml                                                        |
| 200-2311         |    | VERTYS TEMPLUS D.A1        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A1<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.A1<br>Pack: powder 100 g   |
| 200-2313         |    | VERTYS TEMPLUS D.A2        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A2<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.A2<br>Pack: powder 100 g   |
| 200-2314         |    | VERTYS TEMPLUS D.A2        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A2<br>Conf: polvere 500 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.A2<br>Pack: powder 500 g   |
| 200-2315         |   | VERTYS TEMPLUS D.A3        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A3<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.A3<br>Pack: powder 100 g   |
| 200-2316         |  | VERTYS TEMPLUS D.A3        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A3<br>Conf: polvere 500 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.A3<br>Pack: powder 500 g   |
| 200-2317         |  | VERTYS TEMPLUS D.A3,5      | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A3,5<br>Conf: polvere 100 g | Temporary resin charged with composite<br>micro-pearls<br>Color: D.A3,5<br>Pack: powder 100 g           |
| 200-2318         |  | VERTYS TEMPLUS D.A3,5      | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A3,5<br>Conf: polvere 500 g | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.A3,5<br>Pack: powder 500 g |
| 200-2319         |  | VERTYS TEMPLUS D.A4        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.A4<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.A4<br>Pack: powder 100 g   |
| 200-2321         |  | VERTYS TEMPLUS D.B1        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.B1<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.B1<br>Pack: powder 100 g   |
| 200-2323         |  | VERTYS TEMPLUS D.B2        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.B2<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.B2<br>Pack: powder 100 g   |
| 200-2325         |  | VERTYS TEMPLUS D.B3        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.B3<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.B3<br>Pack: powder 100 g   |
| 200-2331         |  | VERTYS TEMPLUS D.C2        | Dentina per provvisori caricata<br>con microsfere in composito<br>Colore: D.C2<br>Conf: polvere 100 g   | Temporary resin charged charged with compo-<br>site micro-pearls<br>Color: D.C2<br>Pack: powder 100 g   |



# Resins

| TEMPORARY RESINS |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                            | Description                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2339         |    | VERTYS TEMPLUS D.D3<br>Dentina per provvisori caricata con microsfere in composito<br>Colore: D.D3<br>Conf: polvere 100 g                                                              | Temporary resin charged with composite micro-pearls<br>Color: D.D3<br>Pack: powder 100 g                                                                  |
| 200-2340         |    | VERTYS TEMPLUS D.D3<br>Dentina per provvisori caricata con microsfere in composito<br>Colore: D.D3<br>Conf: polvere 500 g                                                              | Temporary resin charged with composite micro-pearls<br>Color: D.D3<br>Pack: powder 500 g                                                                  |
| 200-2349         |    | VERTYS TEMPLUS BASIC LOW VALUE ENAMEL<br>Smalto base a valore basso<br>Conf: polvere 100 g                                                                                             | Temporary Low Value enamel<br>Pack: powder 100 g                                                                                                          |
| 200-2351         |    | VERTYS TEMPLUS BASIC ENAMEL<br>Smalto base<br>Conf: polvere 100 g                                                                                                                      | Temporary Basic enamel<br>Pack: powder 100 g                                                                                                              |
| 200-2353         |    | VERTYS TEMPLUS WHITE ENAMEL<br>Smalto bianco<br>Conf: polvere 100 g                                                                                                                    | Temporary White enamel<br>Pack: powder 100 g                                                                                                              |
| 200-2355         |   | VERTYS TEMPLUS INTENSIVE ENAMEL<br>Smalto intensivo<br>Conf: polvere 100 g                                                                                                             | Temporary Intensive enamel<br>Pack: powder 100 g                                                                                                          |
| 200-2357         |  | VERTYS TEMPLUS TRANSPARENT ENAMEL<br>Smalto trasparente<br>Conf: polvere 100 g                                                                                                         | Temporary Transparent enamel<br>Pack: powder 100 g                                                                                                        |
| 200-2359         |  | VERTYS TEMPLUS LIGHT BLUE ENAMEL<br>Smalto azzurro<br>Conf: polvere 100 g                                                                                                              | Temporary light blue enamel<br>Pack: powder 100 g                                                                                                         |
| 200-2390         |  | VERTYS TEMPLUS ARTIST KIT<br>200-2451 VERTYS ARTIST WHITE   8 g<br>200-2456 VERTYS ARTIST MUSTARD   8 g<br>200-2457 VERTYS ARTIST BROWN   8 g<br>200-2391 VERTYS TEMPLUS GLAZE   10 ml | 200-2451 VERTYS ARTIST WHITE   8 g<br>200-2456 VERTYS ARTIST MUSTARD   8 g<br>200-2457 VERTYS ARTIST BROWN   8 g<br>200-2391 VERTYS TEMPLUS GLAZE   10 ml |
| 200-2391         |  | VERTYS TEMPLUS GLAZE<br>Glaze fotopolimerizzabile per lucidatura resina provvisori<br>Conf: liquido 10 ml                                                                              | Light curing glaze to polish temporary resins<br>Pack: 10 ml                                                                                              |

| MONOMASSA by Claudio Nannini |                                                                                     |                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2300                     |    | VERTYS TEMPLUS LIQUID COLD         | Monomero per dentine e smalti a freddo<br>Conf: liquido 100 ml                                                                                                                                                              | Monomer for dentines and enamels<br>Pack: 100 ml                                                                                                                                                                               |
| 200-2301                     |    | VERTYS TEMPLUS LIQUID COLD         | Monomero per dentine e smalti a freddo<br>Conf: liquido 500 ml                                                                                                                                                              | Monomer for dentines and enamels<br>Pack: 500 ml                                                                                                                                                                               |
| 200-2370                     |    | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA INTRO KIT | KIT di MONOMASSE per provvisori<br>con microsfere in composito<br>MONOMASSA MM1   Conf: polvere 100 g<br>MONOMASSA MM2   Conf: polvere 100 g<br>MONOMASSA MM3   Conf: polvere 100 g<br>MONOMASSA MMG1   Conf: polvere 100 g | KIT MONOMASSE for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>MONOMASSA MM1   Pack: powder 100 g<br>MONOMASSA MM2   Pack: powder 100 g<br>MONOMASSA MM3   Pack: powder 100 g<br>MONOMASSA MMG1   Pack: powder 100 g |
| 200-2371                     |    | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MM1       | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g<br>Colore dentina di riferimento: A1                                                                                       | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g<br>Shade guide VITA: A1                                                                                           |
| 200-2372                     |    | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MM1       | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 500 g<br>Colore dentina di riferimento: A1 scala VITA                                                                            | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 500 g<br>Shade guide VITA: A1                                                                                           |
| 200-2374                     |   | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MM2       | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g<br>Colore dentina di riferimento: A2/A3 scala VITA                                                                         | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g<br>Shade guide VITA: A2/A3                                                                                        |
| 200-2375                     |  | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MM2       | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 500 g<br>Colore dentina di riferimento: A2/A3 scala VITA                                                                         | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 500 g<br>Shade guide VITA: A2/A3                                                                                        |
| 200-2377                     |  | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MM3       | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g<br>Colore dentina di riferimento: A3,5/A4 scala VITA                                                                       | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g<br>Shade guide VITA: A3,5/A4                                                                                      |
| 200-2378                     |  | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MM3       | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 500 g<br>Colore dentina di riferimento: A3,5/A4 scala VITA                                                                       | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 500 g<br>Shade guide VITA: A3,5/A4                                                                                      |
| 200-2383                     |  | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MMG1      | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g<br>Colore dentina di riferimento: D3 scala VITA                                                                            | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g<br>Shade guide VITA: D3                                                                                           |
| 200-2384                     |  | VERTYS TEMPLUS MONOMASSA MMG1      | Miscela di dentine e smalti per provvisori<br>con microsfere in composito<br>Conf: polvere 500 g<br>Colore dentina di riferimento: D3 scala VITA                                                                            | Pre-mixed dentines and enamels for temporaries<br>charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 500 g<br>Shade guide VITA: D3                                                                                           |
| 200-2389                     |  | VERTYS TEMPLUS INTENSIVE ORANGE    | Colore per intensificare monomasse e dentine<br>Conf: polvere 8 g                                                                                                                                                           | Intensive color for MONOMASSE and dentin<br>Pack: powder 8 g                                                                                                                                                                   |



# Resins

| FULL DENTURE RESINS |                                                                                     |                                            | Descrizione                                                                                                | Description                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2400            |    | VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID              | Monomero per resina termopolimerizzante a pressione<br>Conf: liquido 500 ml                                | Monomer for Cold-curing resin<br>Pack: liquid 500 ml                                           |
| 200-2401            |    | VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID              | Monomero per resina termopolimerizzante a pressione<br>Conf: liquido 1000 ml                               | Monomer for Cold-curing resin<br>Pack: liquid 1000 ml                                          |
| 200-2402            |    | VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID              | Monomero per resina termopolimerizzante a pressione<br>Conf: liquido 50 ml                                 | Monomer for Cold-curing resin<br>Pack: liquid 50 ml                                            |
| 200-2403            |    | VERTYS PROTHESIS EXCEL CLASSIC PINK VEINED | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 1000 g | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2404            |    | VERTYS PROTHESIS EXCEL CLASSIC PINK VEINED | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g  | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g  |
| 200-2405            |   | VERTYS PROTHESIS EXCEL LIGHT PINK VEINED   | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 1000 g | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2406            |  | VERTYS PROTHESIS EXCEL LIGHT PINK VEINED   | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g  | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g  |
| 200-2407            |  | VERTYS PROTHESIS EXCEL ORANGE PINK         | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 1000 g | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2408            |  | VERTYS PROTHESIS EXCEL ORANGE PINK         | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g  | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g  |
| 200-2409            |  | VERTYS PROTHESIS EXCEL IMPLANT             | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 1000 g | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2410            |  | VERTYS PROTHESIS EXCEL IMPLANT             | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g  | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g  |
| 200-2413            |  | VERTYS PROTHESIS EXCEL CLASSIC PINK        | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 1000 g | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2414            |  | VERTYS PROTHESIS EXCEL CLASSIC PINK        | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata con microsfere in composito<br>Conf: polvere 100 g  | Cold curing resin for full denture charged with composites micro-pearls<br>Pack: powder 100 g  |
| 200-2420            |  | VERTYS PROTHESIS PLUS LIQUID               | Monomero per resina termopolimerizzante<br>Conf: liquido 500 ml                                            | Monomer for Cold-curing resin<br>Pack: liquid 500 ml                                           |
| 200-2423            |  | VERTYS PROTHESIS PLUS CLASSIC PINK VEINED  | Resina termopolimerizzante per protesi mobile<br>Conf: polvere 1000 g                                      | Cold curing resin for full denture<br>Pack: powder 1000 g                                      |

**FULL DENTURE RESINS**

|          |                                                                                     |                                                    | Descrizione                                                                                                       | Description                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2470 |    | VERTYS <b>PROTHESIS HOT</b><br>LIQUID              | Monomero per resina termopolimerizzante a caldo<br>Conf: liquido 500 ml                                           | Monomer for hot-curing resin<br>Pack: liquid 500 ml                                                  |
| 200-2471 |    | VERTYS <b>PROTHESIS HOT</b><br>LIQUID              | Monomero per resina termopolimerizzante a caldo<br>Conf: liquido 1000 ml                                          | Monomer for hot-curing resin<br>Pack: liquid 1000 ml                                                 |
| 200-2473 |    | VERTYS <b>PROTHESIS HOT</b><br>CLASSIC PINK VEINED | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata <b>con microsfere in composito</b><br>Conf: polvere 1000 g | Hot curing resin for full denture charged with <b>composites micro-pearls</b><br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2475 |    | VERTYS <b>PROTHESIS HOT</b><br>LIGHT PINK VEINED   | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata <b>con microsfere in composito</b><br>Conf: polvere 1000 g | Hot curing resin for full denture charged with <b>composites micro-pearls</b><br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2476 |    | VERTYS <b>PROTHESIS HOT</b><br>ORANGE PINK         | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata <b>con microsfere in composito</b><br>Conf: polvere 1000 g | Hot curing resin for full denture charged with <b>composites micro-pearls</b><br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2477 |   | VERTYS <b>PROTHESIS HOT</b><br>CLASSIC PINK        | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata <b>con microsfere in composito</b><br>Conf: polvere 1000 g | Hot curing resin for full denture charged with <b>composites micro-pearls</b><br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2479 |  | VERTYS <b>PROTHESIS HOT</b><br>OPAK PINK           | Resina termopolimerizzante per protesi mobile caricata <b>con microsfere in composito</b><br>Conf: polvere 1000 g | Hot curing resin for full denture charged with <b>composites micro-pearls</b><br>Pack: powder 1000 g |
| 200-2480 |  | VERTYS FIBER RED                                   | Fibrille rosse che si possono aggiungere a tutte le resine da protesi mobile<br>Conf: 1,3 g                       | Red fiber to charge all full dentures resin powders<br>Pack: 1,3 g                                   |

**BURNOUT RED RESIN**

|          |                                                                                     |                       | Descrizione                                                                                             | Description                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2511 |  | RED FIRE GEL          | Gel in siringa calcinabile fotopolimerizzabile<br>Colore: rosso<br>Conf: 3 siringhe da 3 g + 12 puntali | Light-cured burnout resin - Gel<br>Color: red<br>Pack: 3 syringe 3 g + 12 needles |
| 200-2512 |  | RED FIRE GEL ECO PACK | Gel in siringa calcinabile fotopolimerizzabile<br>Colore: rosso<br>Conf: 6 siringhe da 3 g + 24 puntali | Light-cured burnout resin - Gel<br>Color: red<br>Pack: 6 syringe 3 g + 24 needles |
| 200-2514 |  | RED FIRE PASTE        | Resina calcinabile fotopolimerizzabile in pasta<br>Colore: rosso<br>Conf: vasetto 30 g                  | Light-cured burnout resin - Paste<br>Color: red<br>Pack: tub 30 g                 |
| 200-2516 |  | RED FIRE TIPS         | Ricambio puntali per RED FIRE GEL<br>Conf: 12 pz                                                        | Refill of tips for RED FIRE GEL<br>Pack: 12 pcs                                   |





# Resins

| RESINS FOR THE CHARACTERIZATION                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                       | Description                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 200-2450                                                                                                                                                                                                                                        |    | VERTYS ARTIST KIT<br>Kit di 8 colori complessivi per la caratterizzazione<br>Conf: 8 polveri da 8 g                                               | Kit composed by 8 colors for the characterization<br>Pack: powders 8 g |
| *200-2451                                                                                                                                                                                                                                       |    | VERTYS ARTIST WHITE<br>Colore intensivo di colore bianco per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: bianco<br>Conf: polvere 8 g             | Color for the characterization<br>Color: white<br>Pack: powder 8 g     |
| 200-2452                                                                                                                                                                                                                                        |    | VERTYS ARTIST PINK<br>Colore intensivo di colore rosa per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: rosa<br>Conf: polvere 8 g                  | Color for the characterization<br>Color: pink<br>Pack: powder 8 g      |
| 200-2453                                                                                                                                                                                                                                        |    | VERTYS ARTIST DARK PINK<br>Colore intensivo di colore rosa scuro per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: rosa scuro<br>Conf: polvere 8 g | Color for the characterization<br>Color: dark pink<br>Pack: powder 8 g |
| 200-2454                                                                                                                                                                                                                                        |    | VERTYS ARTIST RED<br>Colore intensivo di colore rosso per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: rosso<br>Conf: polvere 8 g                 | Color for the characterization<br>Color: red<br>Pack: powder 8 g       |
| 200-2455                                                                                                                                                                                                                                        |   | VERTYS ARTIST VIOLET<br>Colore intensivo di colore viola per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: viola<br>Conf: polvere 8 g              | Color for the characterization<br>Color: violet<br>Pack: powder 8 g    |
| *200-2456                                                                                                                                                                                                                                       |  | VERTYS ARTIST MUSTARD<br>Colore intensivo di colore mostarda per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: mostarda<br>Conf: polvere 8 g       | Color for the characterization<br>Color: mustard<br>Pack: powder 8 g   |
| *200-2457                                                                                                                                                                                                                                       |  | VERTYS ARTIST BROWN<br>Colore intensivo di colore marrone per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: marrone<br>Conf: polvere 8 g           | Color for the characterization<br>Color: brown<br>Pack: powder 8 g     |
| 200-2458                                                                                                                                                                                                                                        |  | VERTYS ARTIST DARK BLUE<br>Colore intensivo di colore blu scuro per la caratterizzazione delle flange<br>Colore: blu scuro<br>Conf: polvere 8 g   | Color for the characterization<br>Color: dark blue<br>Pack: powder 8 g |
| <b>*Ideali per la caratterizzazione di resine per provvisori   Vedi &gt;&gt; 200-2390 VERTYS TEMPLUS ARTIST KIT</b><br><b>*Ideals for the characterization of temporary resins   Take a look at &gt;&gt; 200-2390 VERTYS TEMPLUS ARTIST KIT</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                        |
| 200-2460                                                                                                                                                                                                                                        |  | VERTYS MODEL LIQUID<br>Liquido per modellare resine da caratterizzazione e marker<br>Conf: liquido 100 ml                                         | Liquid to model character resins and marker<br>Pack: liquid 100 ml     |
| 200-2462                                                                                                                                                                                                                                        |  | VERTYS CHARACTER LIGHT PINK<br>Resina per caratterizzazione<br>Colore Rosa Chiaro<br>Conf: polvere 100 g                                          | Characterization resin<br>Color: pink<br>Pack: Powder 100 g            |
| 200-2464                                                                                                                                                                                                                                        |  | VERTYS CHARACTER DARK PINK<br>Resina per caratterizzazione<br>Colore: Rosa Scuro<br>Conf: polvere 100 g                                           | Characterization resin<br>Color: dark pink<br>Pack: Powder 100 g       |
| 200-2468                                                                                                                                                                                                                                        |  | VERTYS ACRYL BOND<br>Liquido per adesione denti acrilici<br>Conf: liquido 30 ml                                                                   | Liquid for bonding acrylic teeth<br>Pack: liquid 30 ml                 |

| BITE AND SURGICAL DIMA RESINS |                                                                                     |                         | Descrizione                                                                                      | Description                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 200-2440                      |    | VERTYS SURGICAL LIQUID  | Monomero per Bite, Dime Chirurgiche e Ortodonzia<br>Conf: liquido 500 ml                         | Monomer for Bite and Surgical Dima<br>Pack: liquid 500 ml                  |
| 200-2441                      |    | VERTYS SURGICAL LIQUID  | Monomero per Bite, Dime Chirurgiche e Ortodonzia<br>Conf: liquido 1000 ml                        | Monomer for Bite and Surgical Dima<br>Pack: liquid 1000 ml                 |
| 200-2443                      |    | VERTYS SURGICAL POWDER  | Resina per Bite, Dime Chirurgiche e Ortodonzia<br>Conf: polvere 1000 g                           | Transparent resin for Bite and Surgical Dima<br>Pack: powder 1000 g        |
| 200-2445                      |    | VERTYS BARIUM LIQUID    | Monomero per Dime Chirurgiche<br>Conf: liquido 250 ml                                            | Monomer for radio-opaque resin<br>Pack: liquid 250 ml                      |
| 200-2447                      |    | VERTYS BARIUM 1         | Resina radiopaca per Dime Chirurgiche<br>Contiene il 27% di bario<br>Conf: polvere 500 g         | Radiopaque resin for sugical Dima with 27% of barium<br>Pack: powder 500 g |
| 200-2449                      |   | VERTYS BARIUM 2         | Resina radiopaca per Dime Chirurgiche<br>Contiene il 13% di bario<br>Conf: polvere 500 g         | Radiopaque resin for sugical Dima with 13% of barium<br>Pack: powder 500 g |
| OPAK                          |                                                                                     |                         | Descrizione                                                                                      | Description                                                                |
| 200-2700                      |  | VERTYS OPAK PINK KIT    | Opaco fotopolimerizzabile per leghe vili<br>Colore: rosa<br>Kit: polvere 10 g + liquido 10 ml    | Kit to opak metals<br>Color: pink<br>Kit: powder 10 g + liquid 10 ml       |
| 200-2701                      |  | VERTYS OPAK PINK        | Opaco fotopolimerizzabile per leghe vili<br>Colore: rosa<br>Conf: polvere 10 g                   | Powder to opak metals<br>Color: pink<br>Pack: powder 10 g                  |
| 200-2705                      |  | VERTYS OPAK DENTIN KIT  | Opaco fotopolimerizzabile per leghe vili<br>Colore: dentina<br>Kit: polvere 10 g + liquido 10 ml | Kit to opak metals<br>Color: dentin<br>Kit: powder 10 g + liquid 10 ml     |
| 200-2706                      |  | VERTYS OPAK DENTIN      | Opaco fotopolimerizzabile per leghe vili<br>Colore: dentina<br>Conf: polvere 10 g                | Powder to opak metals<br>Color: dentin<br>Pack: powder 10 g                |
| 200-2709                      |  | VERTYS OPAK LIQUIDO     | Liquido per resina da opachi fotopolimerizzabili<br>Conf: liquido 10 ml                          | Liquid for light curing Opak resin<br>Pack: liquid 10 ml                   |
| TRAY RESINS                   |                                                                                     |                         | Descrizione                                                                                      | Description                                                                |
| 200-2520                      |  | VERTYS TRAY PINK LIQUID | Monomero per resina da cucchiari<br>Conf: liquido 500 ml                                         | Resin for trays<br>Pack: Liquid 500 ml                                     |
| 200-2525                      |  | VERTYS TRAY PINK POWDER | Resina autopolimerizzante per cucchiari<br>Colore: rosa<br>Conf: polvere 500 g                   | Selfcuring resin for trays<br>Color: pink<br>Pack: Powder 500 g            |



# Resins

| POLYURETHANE RESIN |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                   | Description                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101-0720           |    | GENIUS PASTEL 720<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Colore: pastello<br>Peso totale: 720 g    | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Pack: Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Color: pastel<br>Total weight: 720 g        |
| 101-1200           |    | GENIUS PASTEL 1200<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Colore: pastello<br>Peso totale: 1200 g | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Pack: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Color: pastel<br>Total weight: 1200 g      |
| 102-0720           |    | GENIUS GOLD 720<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Colore: nocciola<br>Peso totale: 720 g      | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Pack: Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Color: light brown<br>Total weight: 720 g   |
| 102-1200           |    | GENIUS GOLD 1200<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Colore: nocciola<br>Peso totale: 1200 g   | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Pack: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Color: light brown<br>Total weight: 1200 g |
| 103-0720           |    | GENIUS GREY 720<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Colore: grigio<br>Peso totale: 720 g        | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Pack: Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Color: grey<br>Total weight: 720 g          |
| 103-1200           |   | GENIUS GREY 1200<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Colore: grigio<br>Peso totale: 1200 g     | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Pack: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Color: grey<br>Total weight: 1200 g        |
| 104-0720           |  | GENIUS WHITE 720<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Colore: bianco<br>Peso totale: 720 g       | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Comp. A 600 g + Comp. B 120 g<br>Color: white<br>Total weight: 720 g               |
| 104-1200           |  | GENIUS WHITE 1200<br>Resina poliuretanica scannerizzabile<br>Conf: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Colore: bianco<br>Peso totale: 1200 g    | Polyurethane resin for pouring stone model<br>Pack: Comp. A 1000 g + Comp. B 200 g<br>Color: white<br>Total weight: 1200 g       |
| 108-0100           |  | GENIUS COMPONENTE B<br>Ricambio componente B<br>Conf: 100 g                                                                                   | Refill component B<br>Pack: 100 g                                                                                                |
| 110-0200           |  | GENIUS BACK SPEED<br>Isolante spray per polieteri e polisolfuri<br>Conf: spray 200 ml                                                         | Isolant for polyethers and polysulphides<br>Spray 200 ml                                                                         |

**RESINS SYRINGE**

|          |                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                        | Description                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2600 |  | VERTYS SIRINGHE MONO<br>Siringhe monouso per iniezione resine acriliche<br>Conf: 5 pz da 10 ml + 5 pz da 30ml                                      | Syringe to inject acrylic resins<br>Pack: 5 pz 10 ml + 5 pz 30 ml                     |
| 200-2603 |  | VERTYS SIRINGHE MONO<br>Siringhe monouso per iniezione resine acriliche<br>Conf: 20 pz da 10 ml                                                    | Syringe to inject acrylic resins<br>Pack: 20 pz x 10 ml                               |
| 200-2605 |  | VERTYS SIRINGHE + HANDLE<br>Siringhe monouso per iniezione resine acriliche + impugnatura<br>Conf: 10 pz da 30 ml + <b>Handle</b> in tecnopolimero | Syringe to inject acrylic resins<br>Pack: 10 pz x 30 ml + technopolymer <b>Handle</b> |
| 200-2606 |  | VERTYS SIRINGHE MONO<br>Siringhe per iniezione resine acriliche<br>Conf: 10 pz da 30 ml                                                            | Syringe to inject acrylic resins<br>Pack: 10 pz x 30 ml                               |
| 10-1040  |  | VERTYS HANDLE<br>Impugnatura in tecnopolimero per siringhe da 30 ml                                                                                | Technopolymer Handle for 30 ml syringes                                               |

**SHADE GUIDE**

|          |  | Descrizione                                                                                                                       | Description                                                                           |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2497 |  | VERTYS TEMPLUS SHADE GUIDE<br>Scala colori provvisori da 15 colori                                                                | Shade guide 15 colors                                                                 |
| 200-2498 |  | VERTYS <b>SHADE GUIDE</b> 6<br>Resine per protesi mobile, resine per bite e dime chirurgiche<br>6 colori                          | Full denture, bite and surgical dime resins<br>6 colors                               |
| 200-2499 |  | VERTYS <b>SHADE GUIDE</b> 21<br>• Resine per protesi mobile (6 colori)<br>• Resine per provvisori (15 colori)<br>21 colori totali | • Full denture resins (6 colors)<br>• Temporary resins (15 colors)<br>21 total colors |



# Fibers

| FIBERS   |                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                          | Description                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-5400 |    | VERTYS FIBER RIBBON KIT<br>Fibra in polietilene non impregnata<br>cad. 80 cm<br>Conf: 4 rotoli   H: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm                           | Polyethylene ribbon fiber<br>cad. 80 cm<br>Pack: 4 roll   H: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm                                      |
| 200-5405 |                                                                                     | VERTYS CUT<br>Forbice speciale per taglio fibre                                                                                                      | Special scissors to cut fibers                                                                                       |
| 200-5407 |    | VERTYS RESIN CEMENT<br>Composito fluido naturale idrofilo con rilascio di fluoro<br>Conf: siringa 7 g + 10 puntali                                   | Hydrophilic flou composite with fluorine<br>Pack: syringe 7g + 10 tips                                               |
| 200-5411 |    | VERTYS FIBER RIBBON H 1<br>Fibra in polietilene non impregnata<br>Conf: 1 rotolo L: 80 cm   H: 1 mm                                                  | Polyethylene ribbon fiber<br>Pack: 1 ribbon L: 80 cm   H: 1 mm                                                       |
| 200-5412 |    | VERTYS FIBER RIBBON H 2<br>Fibra in polietilene non impregnata<br>rotolo 80 cm<br>Conf: 1 rotolo L: 80 cm   H: 2 mm                                  | Polyethylene ribbon fiber<br>Pack: 1 ribbon L: 80 cm   H: 2 mm                                                       |
| 200-5413 |   | VERTYS FIBER RIBBON H 3<br>Fibra in polietilene non impregnata<br>Conf: 1 rotolo L: 80 cm   H: 3 mm                                                  | Polyethylene ribbon fiber<br>Pack: 1 ribbon L: 80 cm   H: 3 mm                                                       |
| 200-5414 |  | VERTYS FIBER RIBBON H 4<br>Fibra in polietilene non impregnata<br>Conf: 1 rotolo L: 80 cm   H: 4 mm                                                  | Polyethylene ribbon fiber<br>Pack: 1 ribbon L: 80 cm   H: 4 mm                                                       |
| 200-5600 |  | PALA FIBER KIT<br>Rete di rinforzo in fibra di quarzo per protesi<br>Colore: rosa<br>Conf: 1 rete da 45 x 45 mm + 1 rete da 55 x 55 mm (tot. 2 reti) | Bioglass fiber reinforcement for prothesis<br>Color: pink<br>Pack: 1 net 45 x 45 mm + 1 net 55 x 55 mm (tot. 2 nets) |
| 200-5610 |  | PALA FIBER 45 X 45<br>Rete di rinforzo in fibra di quarzo per protesi<br>Colore: rosa<br>Conf: 2 reti da 45 x 45 mm                                  | Bioglass fiber reinforcement for prothesis<br>Color: pink<br>Pack: 2 nets 45 x 45 mm                                 |
| 200-5620 |  | PALA FIBER 55 X 55<br>Rete di rinforzo in fibra di quarzo per protesi<br>Colore: rosa<br>Conf: 2 reti da 55 x 55 mm                                  | Bioglass fiber reinforcement for prothesis<br>Color: pink<br>Pack: 2 nets 55 x 55 mm                                 |





# Laser Welding

## LASER WELDING

|          |                                                                                   |                                | Descrizione                                                                                        | Description                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200-2900 |  | UNION LASER 222 <b>CO.CR</b>   | Filo saldatura <b>Cromo Cobalto</b><br>Nickel free e Ceramizzabile<br>Conf: Ø: 0,25 mm   L: 222 cm | Laser welding <b>Cobalt Chrome</b> wire<br>Nickel Free and Ceramic Bonding<br>Pack: Ø: 0,25 mm   L: 2,22 m |
| 200-2905 |  | UNION LASER 222 <b>CO.CR</b>   | Filo saldatura <b>Cromo Cobalto</b><br>Nickel free e Ceramizzabile<br>Conf: Ø: 0,35 mm   L: 222 cm | Laser welding <b>Cobalt Chrome</b> wire<br>Nickel Free and Ceramic Bonding<br>Pack: Ø: 0,35 mm   L: 2,22 m |
| 200-2910 |  | UNION LASER 222 <b>CO.CR</b>   | Filo saldatura <b>Cromo Cobalto</b><br>Nickel free e Ceramizzabile<br>Conf: Ø: 0,50 mm   L: 222 cm | Laser welding <b>Cobalt Chrome</b> wire<br>Nickel Free and Ceramic Bonding<br>Pack: Ø: 0,50 mm   L: 2,22 m |
| 200-2920 |  | UNION LASER 222 <b>TITANIO</b> | Filo saldatura <b>Titanio</b><br>Grado 1 Ceramizzabile<br>Conf: Ø: 0,25 mm   L: 222 cm             | Laser welding <b>Titanium</b> wire<br>Ceramic Bonding<br>Pack: Ø: 0,25 mm   L: 2,22 m                      |
| 200-2925 |  | UNION LASER 222 <b>TITANIO</b> | Filo saldatura <b>Titanio</b><br>Grado 1 Ceramizzabile<br>Conf: Ø: 0,50 mm   L: 222 cm             | Laser welding <b>Titanium</b> wire<br>Ceramic Bonding<br>Ø: 0,50 mm   L: 2,22m                             |



| VERTYSLINE |                                                                                                                             | Descrizione                                                                                             | Description                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-0008    | <br>HELP                                   | Strumento in tecnopolimero per la pulizia dei denti acrilici                                            | Tool to wash: teeth, vines, burs ecc. Technopolymer instrument that guarantee the maintenance of the temperature level         |
| 10-2560    | <br>FURBO SHOW                             | Base per l'alloggio di siringa, aste e distanziali<br>Indispensabile per avere sempre un banco ordinato | Support base with 3 axis to get always a tidy desk. It is very useful for Vertys Alu Small / Big and FURBO                     |
| 200-2840   | <br>PICK TAKE                              | Strumento per il prelievo di denti acrilici, frese, impianti e simili                                   | Ideal nipper to easily take off the acrylic teeth and facings from the Help. Useful also for the characterization of the teeth |
| 200-2850   | <br>MIXING KIT                             | Ciotola e Spatola per impasto delle resine acriliche                                                    | Colored gum cup + spatula to mix resin and gypsum                                                                              |
| 200-2852   | <br>MIXING CUP                             | Ciotola per impasto delle resine acriliche                                                              | Colored gum cup to mix resin and gypsum                                                                                        |
| 200-2854   | <br>MIXING SPATULA                        | Spatola per impasto delle resine acriliche                                                              | Colored spatula to mix resin and gypsum                                                                                        |
| 200-3000   | <br>ERGO-BRUSH by Wilky Bunyan           | Set pennelli di differenti misure<br>Conf: 6 manici + 6 pennelli (N° 00, 0, 2, 4, 5, 6)                 | Technopolymer different measures brushes<br>Pack: 6 handle + 6 brushes (N° 00, 0, 2, 4, 5, 6)                                  |
| 200-3004   | <br>ERGO BRUSH STATION PLEXI             | Base di supporto in plexiglass per alloggio pennelli                                                    | Support base for brushes accommodation                                                                                         |
| 200-3009   | <br>ERGO-BRUSH by Wilky Bunyan<br>Red    | Manico rosso completo di pennello N° 00                                                                 | Red handle complete by brush N° 00                                                                                             |
| 200-3010   | <br>ERGO-BRUSH by Wilky Bunyan<br>Orange | Manico arancione completo di pennello N° 0                                                              | Orange handle complete by brush N° 0                                                                                           |
| 200-3012   | <br>ERGO-BRUSH by Wilky Bunyan<br>Yellow | Manico giallo completo di pennello N° 000 o 2                                                           | Yellow handle complete by brush N° 000 and 2                                                                                   |
| 200-3014   | <br>ERGO-BRUSH by Wilky Bunyan<br>Green  | Manico verde completo di pennello N° 4                                                                  | Green handle complete by brush N° 4                                                                                            |
| 200-3015   | <br>ERGO-BRUSH by Wilky Bunyan<br>Blue   | Manico blu completo di pennello N° 5                                                                    | Blue handle complete by brush N° 5                                                                                             |
| 200-3016   | <br>ERGO-BRUSH by Wilky Bunyan<br>Violet | Manico viola completo di pennello N° 6                                                                  | Violet handle complete by brush N° 6                                                                                           |

| VERTYSLINE |                                                                                     | Descrizione                                                               | Description                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 200-3028   |    | BRUSH N° 000<br>Ricambio pennello N° 000 per manico <b>giallo</b><br>3 pz | Replace brush N° 000 for <b>yellow</b> handle<br>3 pcs |
| 200-3029   |    | BRUSH N° 00<br>Ricambio pennello N° 00 per manico <b>rosso</b><br>3 pz    | Replace brush N° 00 for <b>red</b> handle<br>3 pcs     |
| 200-3030   |    | BRUSH N° 0<br>Ricambio pennello N° 0 per manico <b>arancione</b><br>3 pz  | Replace brush N° 0 for <b>orange</b> handle<br>3 pcs   |
| 200-3031   |    | BRUSH N° 1<br>Ricambio pennello N° 1 per manico <b>blu</b><br>3 pz        | Replace brush N° 1 for <b>blu</b> handle<br>3 pcs      |
| 200-3032   |    | BRUSH N° 2<br>Ricambio pennello N° 2 per manico <b>giallo</b><br>3 pz     | Replace brush N° 2 for <b>yellow</b> handle<br>3 pcs   |
| 200-3033   |   | BRUSH N° 3<br>Ricambio pennello N° 3 per manico <b>viola</b><br>3 pz      | Replace brush N° 3 for <b>violet</b> handle<br>3 pcs   |
| 200-3034   |  | BRUSH N° 4<br>Ricambio pennello N° 4 per manico <b>verde</b><br>3 pz      | Replace brush N° 4 for <b>green</b> handle<br>3 pcs    |
| 200-3035   |  | BRUSH N° 5<br>Ricambio pennello N° 5 per manico <b>blu</b><br>3 pz        | Replace brush N° 5 for <b>blu</b> handle<br>3 pcs      |
| 200-3036   |  | BRUSH N° 6<br>Ricambio pennello N° 6 per manico <b>viola</b><br>3 pz      | Replace brush N° 6 for <b>violet</b> handle<br>3 pcs   |
| 200-3050   |  | BRUSH N° C.0<br>Ricambio pennello N° C.0 per manico <b>viola</b><br>3 pz  | Replace brush N° C.0 for <b>violet</b> handle<br>3 pcs |
| 200-3051   |  | BRUSH N° C.1<br>Ricambio pennello N° C.1 per manico <b>viola</b><br>3 pz  | Replace brush N° C.1 for <b>violet</b> handle<br>3 pcs |

## New ergo-brush!

ask your Distributor...





|              |                  |                 |                   |              |              |               |              |               |
|--------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Eccellenza   | Innovazione      | Valore          | Stupendo          | Amore        | Coraggio     | Qualità       | Impegno      | Comunicazione |
| Folle        | Organizzazione   | Bellezza        | Design            | Potenza      | Eleganza     | Furbo         | Voi Stile    | Storia        |
| Excellence   | Innovation       | Value           | Amazing           | Love         | Bravery      | Quality       | Diligence    | Comunicazione |
| Furbo        | Professional     | Curious         | Foolish           | Organization | Dedication   | Revolutionary | Thrilling    | Thrilling     |
| Excellence   | Innovation       | Valeur          | Magnifique        | Amour        | Courage      | Qualité       | Engagement   | Communication |
| Passion      | Signification    | Facilité        | Professionnalisme | Curieux      | Fou          | Organisation  | Dévouement   | Communication |
| Excelencia   | Innovación       | Valor           | Estupendo         | Amor         | Coraje       | Calidad       | Empeño       | Comunicación  |
| Significado  | Facilidad        | Profesionalidad | Curioso           | Furbo        | Organización | Dedicación    | Entusiasmo   | Entusiasmo    |
| Exzellenz    | Innovation       | Wert            | Fantastische      | Liebe        | Mut          | Qualität      | Mühe         | Schlichte     |
| Leichtigkeit | Professionalität | Neugierig       | Verrückt          | Organisation | Hingabe      | Begeisternd   | Revolutionär | Revolutionär  |



|              |                 |           |               |              |              |          |                 |              |           |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-----------|
| Passione     | Semplicità      | Colorato  | Sorprendente  | Futuro       | Italiano     | Facilità | Professionalità | Curioso      |           |
| Significato  | Passione        | Dedizione | Entusiasmante | Rivoluzione  | Differente   | Creativo | Pace            |              |           |
| ation        | Simply          | History   | Colorful      | Passion      | Sense        | Easiness | Sharing         | Beauty       | You       |
| ng           | Different       | Creative  | Expansion     | Astonishing  | Future       | Italian  | Peace           | Elegance     |           |
| nication     | Simplicité      | Coloré    | Beauté        | Puissance    | Élégance     | Vous     | Style           | Histoire     | Partage   |
| Enthousiasme | Révolution      | Différent | Créatif       | Expansion    | Surprenante  | Futur    | Italien         | Paix         |           |
| ón           | Sencillez       | Coloreado | Belleza       | Potencia     | Elegancia    | Usted    | Estilo          | Historia     | Pasión    |
| smante       | Revolución      | Diferente | Creativo      | Expansión    | Sorprendente | Futuro   | Italiano        | Paz          |           |
| chtheit      | Farbig          | Schönheit | Leistung      | Eleganz      | Sie          | Stil     | Geschichte      | Leidenschaft | Bedeutung |
| on           | Unterschiedlich | Kreativ   | Expansion     | Überraschend | Sharing      | Zukunft  | Italienisch     | Frieden      |           |

T h a n k Y o u



# The Beauty of our land



## Venezia

City on the water  
Ponte di Rialto  
Distance from us: 65 Km

### Activities:



food



meeting



drink



emotions



visiting

### Position:



## Vicenza

City of Andrea Palladio  
Basilica Palladiana  
Distance from us: 2 Km

### Activities:



food



meeting



drink




emotions



visiting

### Position:



## Bassano del Grappa

City of schnapps  
Ponte degli Alpini  
Distance from us: 33 Km

### Activities:



food



meeting



drink



emotions



visiting

### Position:



## Verona

City of lovers  
Arena  
Distance from us: 40 Km

### Activities:



food



meeting



drink



emotions



visiting

### Position:



## Cortina d'Ampezzo

Hart of Dolomiti  
Dolomiti Ampezzane  
Distance from us: 215 Km

### Activities:



food



visiting



drink




emotions



sport

### Position:



## Peschiera del Garda

City on the Garda Lake  
Foreshortening of the Lake  
Distance from us: 73 Km

### Activities:



food



visiting



drink




emotions



sport


### Position:



*excellence*



Via Retrone 14, Altavilla Vicentina  
36077 (Vicenza) - Italy  
Tel. +39 0444 960 991 - Fax +39 0444 14 92 178  
mail: [info@vertysystem.com](mailto:info@vertysystem.com) - [ordini@vertysystem.com](mailto:ordini@vertysystem.com)



Web



Facebook



YouTube