

**PRIMARDENT**

S.a.s. di Riva Riccardo Filippo &amp; C. - dal 1950 il nome per il dentale

Via della Resistenza, 65 - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 0245701137 - fax 0245712733 - info@primardent.it - www.primardent.it

Per celebrare l'accordo di distribuzione per i prodotti Shera Vi proponiamo le seguenti promozioni lancio:

**Offerte valide fino al 23.07.2018**

### SheraMount Shera

Gesso per articolatore

- alta capacità adesiva
- consistenza cremosa
- molto stabile
- ottimo rapporto qualità-prezzo

Consigliato per: messa in articolatore, zoccoli di fresaggio, mascherine, tecnica a nuvole

SHERA MOUNT	Listino	Promo	codice
20 kg (bianco)	<b>61,90</b>	<b>55,00</b>	102070-70



### SheraHard-rock Shera

TOP - Gesso Extraduro

- facilmente colabile, ad alta tissotropia
- scannerizzabile con diversi sistemi
- ideale per sistemi con basette in plastica
- facilmente lavorabile

Consigliato per: implantologia, monconi sfilabili, modelli master, antagonisti, modelli di controllo

HARD ROCK	Listino	Promo	
(giallo pastello) 4,5 kg busta	<b>38,70</b>	<b>35,00</b>	
(verde pastello) 4,5 kg busta	<b>38,70</b>	<b>35,00</b>	
(marrone/oro) 4,5 kg busta	<b>38,70</b>	<b>35,00</b>	



### SheraAqua Shera

Gesso extraduro di classe 4

- ottimo rapporto prezzo-qualità
- tempi di lavorazione ridotti
- consistenza cremosa

Consigliato per: monconi sfilabili, modelli master, modelli per scheletrati, antagonisti, modelli di controllo

SHERA AQUA	Listino	Promo	codice
(marrone/oro) 20 kg	<b>76,70</b>	<b>65,00</b>	101080-18
(rosé) 20 kg	<b>76,70</b>	<b>65,00</b>	101080-50
(bianco) 20 kg	<b>76,70</b>	<b>65,00</b>	101080-70



### Sherapolan 2 : 1 Shera

Resina per modelli a base di poliuretano

- ideale per monconi molto sottili con sottosquadri
- ottimale il colore grigio per la scannerizzazione
- stabilità dimensionale nel tempo
- breve tempo di indurimento
- resistente all'abrasione sui bordi, stabile
- materiale estremamente duro, facile da segare, rifinire e fresare

SHERA POLAN	Listino	Promo	codice
avorio	<b>74,20</b>	<b>65,00</b>	516010
marrone/chiaro	<b>74,20</b>	<b>65,00</b>	516011
grigio	<b>74,20</b>	<b>65,00</b>	516017

1 set è composto da: 300 gr di componente A, 150 gr di componente B, 10 bicchieri di miscelazione, 5 spatola di miscelazione, 50 ml SHERASEPARAT (isolante)



**PRIMARDENT**

S.a.s. di Riva Riccardo Filippo & C. - dal 1950 il nome per il dentale  
 Via della Resistenza, 65 - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 0245701137 - fax 0245712733 - info@primardent.it - www.primardent.it

**Offerte valide fino al 23.07.2018****SheraRelaxa Shera**

- Spray per impronta e antitensivo  
 --per impronte in alginato, polietere, silicone e polisulfidi  
 --aumenta la scorrevolezza dei gessi ed rivestimenti  
 --elimina le tensioni superficiali della cera  
 --modelli privi di bolle, senza residui  
 --ottime caratteristiche di applicazione  
 --privo di solventi e formaldeide  
 --ottimo risultato con quantità minima di prodotto

SHERARELAXA	Listino	Promo	codice
500 ml	<b>34,60</b>	<b>32,00</b>	709175

**SheraFina® 2000 Shera**

- Rivestimento per ponti e corone  
 --Qualità premium dalle leghe auree fino all'acciaio, per la pr esso-ceramica e per le telescopiche in oro.  
 --Consistenza molto fine e omogenea con ottime superfici per la massima precisione  
 --Facile controllo dell'espansione  
 --Per fusioni rapide e convenzionali con o senza cilindro

SHERAFINA 2000	Listino	codice
6 kg (38 buste da 160 g)	<b>107,10</b>	201012
Sheraliquid; 1 litro	<b>23,00</b>	208010

**Promo:** 6Kg. rivestimento + 1 lt. Liquido: **110,00****SheraAlloy-NP Shera**

- Lega non nobile ceramizzabile  
 --Lega di alta qualità in Cr -Co  
 --Coefficiente di dilatazione termica di **14,0** x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>  
 --Saldabile con il laser

Durezza Vickers (HV 10)	280
Densità (g/cm <sup>3</sup> )	8,3
Intervallo di fusione (°C)	1.310-1.370
Temperatura di colata (°C)	1.430
Coeff. di dilat. term. (25-600°C)	14,0 x

SHERA ALLOY NP	Listino	Promo	codice
Conf 100 g	<b>50,30</b>	<b>48,00</b>	402140
Conf 1000 g	<b>469,20</b>	<b>420,00</b>	402143

